

## Förändrad analysmetod för Clostridioides difficile-toxin vid Klinisk mikrobiologi, Norrlands universitetssjukhus

Prover för C. diff-toxin analyseras numera med en screeninganalys (GDH-antigen) där positiva prover analyseras för toxin-gen med den metod (LAMP) som tidigare användes på samtliga prov. Svarstiden kan bli något längre. På vardagar erhålls svar inom 24 timmar från det att prov inkommit till laboratoriet. På helger kan svarstiden uppgå till 2 dygn.

Prover tas i likadant rör som tidigare, men nu är önskad volym cirka 2-3 ml, var god se regionens provtagningsanvisningar:

<https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar>