

# MEDIACIN

Nr 9/20 7 maj

## MEDICINSKT MAGASIN UTGIVET AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTERBOTTEN

Utkommer varannan vecka.

Sökväg: [regionvasterbotten.se](http://regionvasterbotten.se) Hälsa och Vård/Läkemedel/Behandlingsstöd och vårdriktlinjer/Läkemedel/För vårdpersonal/ samt **linda** /Vård/Läkemedel/



REDAKTION: Läkemedelskommitténs kansli  
ANSVARIG UTGIVARE: Bo Sundqvist  
REDAKTÖR: Therese Ahlepil 072-740 39 09  
Nästa nummer utkommer torsdag 28 maj med  
calendarieuppgifter för veckorna 23 och 24 2020

Bidrag ska vara redaktionen tillhanda senast måndag  
18 maj kl 12.00 till [therese.ahlepil@regionvasterbotten.se](mailto:therese.ahlepil@regionvasterbotten.se)  
Postadress: Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum, NUS,  
901 85 Umeå

### Inhalationsbehandling i Covid-19 tider

Läkemedelskommittén och LAG (lokal arbetsgrupp) Astma/KOL, Region Västerbotten, har författat ett rutindokument innehållande rekommendationer i Covid-19 tider. Dokumentet innefattar behandling av akut astmaanfall hos vuxen, KOL exacerbation och inhalationsbehandling för barn med obstruktivitet. Rekommendationer ges för spirometri, COPD-6 mätning, inhalationsteknik och inhalationsbehandling på mottagning och vid hembesök. Dokumentet beskriver också rengöring och desinficering av spacer, masker och sprayinhalator. Observera information vilka spacers och masker som kan desinficeras och då användas till flera patienter och vilka som är patientbundna, se nedan.

Hela dokumentet finns på vårdpraxis på linda Vård - Vårdpraxis och behandlingslinjer - Covid 19 [Information astma/KOL, akuta inhalationer, spacers och masker Covid 19](#)

Den del av dokumentet som följer är exempel från kapitlet om spacers och masker och hur dessa beställs.

### Spacer och masker, rengöring och beställning

Varunummer som anges nedan används vid beställning i Maximo Läkemedel.

**Vortex spacer och masker** – ska diskas i diskdesinfektor om fler än en patient använder.

Vortex – Mediplast AB	
<b>Rengöring i hemmet</b>	Kokbar. Validerad för diskmaskin i hemmet.
<b>Rengöring i sjukvårdsmiljö</b>	Spacern är godkänd av Vårdhygien för användning till flera patienter efter desinfektion i diskdesinfektor. Obs! Standardmasker kan EJ desinficeras. De masker som kan användas till flera patienter efter diskdesinfektion är PARI barnmasker storlek 1, 2 och 3 samt vuxenmask flergångs.
<b>Hållbarhet i hemmet</b>	Tolv månader enl manual vid daglig användning i hemmet.
<b>Hållbarhet i sjukvårdsmiljö</b>	Spacern kan köras i diskdesinfektor upp till 30 gånger. Maskerna kasseras senast efter 2 års användning.

För Primärvården Region Västerbotten bör det vara tillräckligt att beställa och använda Vortex Spacer inkl munstycke, Pari barnmask storlek 2 (1-3 år) och storlek 3 (över 3 år) samt vuxenmask flergångs Mediplast (storlek 5 passar flesta vuxna, storlek 4 är en mindre vuxenstorlek)

Produkt	Varunr	Pris
<b>Vortex Spacer med munstycke</b>	738089	198 kr
<b>PARI barnmask stl 1 (0-1 år)</b>	244400	246 kr
<b>PARI barnmask stl 2 (1-3 år)</b>	244418	255 kr
<b>PARI barnmask stl 3 (över 3 år)</b>	244426	255 kr
<b>Vuxen flergångs stl 4</b>	Se nedan	166 kr
<b>Vuxen flergångs stl 5</b>	Se nedan	240 kr

Beställning av Vuxenmask flergångs sker via Mediplast kundtjänst: [mediplast.info@mediplast.com](mailto:mediplast.info@mediplast.com) eller Telnr: 020-78 80 35

#### Ange

Artnr: 6014169 för vuxenmask flergångs storlek 4 eller  
Artnr: 6014170 för vuxenmask flergångsstorlek 5.  
Organisationsnummer  
Fakturaadress  
Leveransadress  
Kostnadsställe  
Ev referens  
(Finns redan kundnummer så räcker det för beställning)

**L'espace spacer och mask** – ska diskas i diskdesinfektor om fler än en patient använder.

L'espace – Nordic Infucare AB	
<b>Rengöring i hemmet</b>	Handdisk eller diskmaskin. Ta isär bakstycke och mask, men inte munstycket från cylindern. Kan kokas.
<b>Rengöring i sjukvårdsmiljö</b>	Spacer och maskerna är godkända av Vårdhygien för användning till flera patienter efter desinfektion i diskdesinfektor. Ta isär bakstycke och mask, men inte munstycket från cylindern.
<b>Hållbarhet i hemmet</b>	Minst 12 månader. (24 månader enl bruksanvisn)
<b>Hållbarhet i sjukvårdsmiljö</b>	Minst 12 månader. (24 månader enl bruksanvisn) Tål minst 20 desinficeringar i diskdesinfektor.

Produkt	Varunr	Pris
Mask 0-2 år	734106	49,50 kr
Mask 2-6 år	734105	49,50 kr
Mask från 6 år	734104	49,50 kr
Spacer med munstycke	734100	198 kr
Spacer med mask 0-2 år	734103	198 kr
Spacer med mask 2-6 år	734102	198 kr
Spacer med mask från 6 år	734101	198 kr

**OptiChamber Diamond spacer** – ska desinficeras med väteperoxid om fler än en patient använder.

**OptiChamber Diamond masker** – kan EJ användas till fler än en patient, används som patientbundna.

OptiChamber - Philips	
<b>Rengöring i hemmet</b>	Rengör kammaren och mask en gång per vecka. Lägg kammare i diskmedel och ljummet vatten rör om en minut låt sedan ligga i 10 minuter. Mask i 2 minuter. Skölj av. Lufttorka. Tål ej diskmaskin.
<b>Rengöring i sjukvårdsmiljö</b>	Spacer kan EJ desinficeras i diskdesinfektor. Går att desinficera i väteperoxid. OBS! Gäller ej masker! Maskerna används som patientbundna. Andra masker passar inte till spaceren.
<b>Hållbarhet i hemmet</b>	12 månader.
<b>Hållbarhet i sjukvårdsmiljö</b>	12 månader vid desinficering med väteperoxid (gäller endast spaceren).

Desinficering av OptiChamber Diamond **spacer** med väteperoxid 3 %:

- Ta isär spaceren. Ev mask tas bort. Mask kan ej desinficeras.
- Rengör med diskmedel och vatten
- Lägg i väteperoxid 3 % i 30 minuter
- Skölj av i rinnande vatten och låt lufttorka.

Väteperoxid 3 % töms i ett kärl som går att försluta. Byt en gång/vecka.

Väteperoxid 3 % får tömmas ut i avloppet, blir vatten och syre som restprodukt. Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk i ögon.

Väteperoxid 3 % finns i 250 ml flaskor, beställs från apotek.

Produkt	Varunr	Pris
OptiChamber Diamond med ansiktsmask, small <18 mån	739565	198 kr
OptiChamber Diamond med ansiktsmask, medium 1-5 år	739566	199 kr
OptiChamber Diamond med ansiktsmask, large >5år/vuxen	739567	198 kr
OptiChamber Diamond, endast spacer utan mask	733084	201,50 kr
OptiChamber Diamond Lite Touch ansiktsmask, small <18 mån	733081	49,50 kr
OptiChamber Diamond Lite Touch ansiktsmask, medium 1-5 år	733082	49,50 kr
OptiChamber Diamond Lite Touch ansiktsmask, large >5år/vuxen	733083	49,50 kr