

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag


I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

OBS! Bröstselar och vristselar ska alltid användas i kombination med höftbälte.
Alla Selar och bälten är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får inte användas som säkerhetsbälte under transport, som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.

Fästmetoden för alla bälten i rullstolen är ”trekant och sälja”



Välj rätt storlek på Bodypoint höftbälte:
MÄT SÅ HÄR:



Mät brukarens totala bredd ner över höfterna. Detta mått motsvarar längden på bältets stoppade tryckavlastande dynor.

VÄLJ DYNLÄNGD



Den tryckavlastande vadderade dynans längd anges i centimeter och framgår av artikelnumret. Storlekarna Small, Medium och Large anger bandbredden. S 25 mm, M 38 mm och L 50 mm.

Bilder och beskrivningar finns på www.heamedical.se och www.anatomicsitt.com

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Höftbälte med två fästpunkter Bodypoint (Hea Medical)

Åtdragning en från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Metallspänne mini	S	32 cm	45 mm	21995
Tryckspänne	M	36 cm	55 mm	20448
Tryckspänne	M	46 cm	55 mm	19776
Tryckspänne	L	62 cm	70 mm	20338

Säkerhetslock, för tryckspänne och metallspänne mini (6 mm hål)



Storlek	Spänne	HMV art.nr.
S	Metallspänne mini	21997
M	Tryckspänne	33258
L	Tryckspänne	33259

Åtdragning en från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Rehabspänne	S	36 cm	55 mm	22944
Rehabspänne	M	46 cm	55 mm	22945
Rehabspänne	L	62 cm	70 mm	22946

Åtdragning två från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Fixspänne	S	38 cm	50 mm	37846
Fixspänne	M	36 cm	55 mm	18275
Fixspänne	M	46 cm	55 mm	11652
Fixspänne	L	62 cm	70 mm	37845

Höftbälte med fyra fästpunkter Bodypoint (Hea Medical)

Åtdragning en från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Rehabspänne	M	36 cm	55 mm	22947
Rehabspänne	M	46 cm	55 mm	22948
Rehabspänne	L	62 cm	70 mm	22949

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Åtdragning två från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Fixspänne	S	38 cm	50 mm	37849
Fixspänne	M	36 cm	55 mm	37848
Fixspänne	M	46 cm	55 mm	37847
Fixspänne	L	62 cm	70 mm	19284

Monteringskomponenter till höftbälten

Monteringsatts, 8 mm hål till bälten i rullstol Cross



För bandbredd	Passar bältesstorlek	HMV art.nr.
37 mm	S, M	20534
50 mm	L, XL	20990

Rörsvep/inlägg för montering av bälten, rullstol Panthera rördiameter 19 mm



Benämning	HMV art.nr.
Rörsvep Ø22-25mm	21690

Rörklämma



För rör	HMV art.nr.
Ø 22 mm rör	21258
Ø 25 mm rör	21242

Bröstselar Bodypoint (Hea Medical)

PivotFit Standard (åtdrag framifrån)



Storlek	HMV art.nr.
XS	37854
S	37852
M	37851
L	37850
XL	37853

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Bröstsele Stayflex

Stayflex Slank med dragkedja (åtdrag framifrån)



Storlek	HMV art.nr.
M	21020
L	19864
XL	22813

Stayflex standard one-piece utan dragkedja (åtdrag framifrån)



Storlek	HMV art.nr.
XS	22810
S	22811
M	21674
L	21379
XL	22812

Brösthälte Monoflex



Storlek	Mått (cm)	Bröstvidd*	HMV art.nr.
XS	L 31 B 7,5	36-45 cm	21909
S	L 40 B 9	46-55 cm	21903
M	L 48 B 10	56-65 cm	22805
L	L 55 B 11,5	66-75 cm	22807
XL	L 64 B 13	76-85 cm	22808

Selar (Anatomic Sitt)

H-sele Pro Stretchmaterial



Storlek	Axelbredd	HMV art.nr.
XS	20-25 cm	32200
S	25-30 cm	37680
M	30-35 cm	32858
L	35-40 cm	33889

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Sternumstöd Exklusive Skinnloc



Storlek	Axelbredd	HMV art.nr.
XS	20-25 cm	37860
S	25-30 cm	16939
M	30-35 cm	13204
L	35-40 cm	13205

Universalband Bodypoint (Hea Medical)

Elastiskt universalband



Storlek	Mått	Tjocklek	HMV art.nr.
S	7,5 x 148 cm	4 mm	20611
L	11,5 x 148 cm	4 mm	20612
XL	14,0 x 148 cm	4 mm	21901

Förlängningsband till elastiskt universalband



Storlek	Mått	Tjocklek	HMV art.nr.
S	7,5 x 72 cm	4 mm	37857
L	11,5 x 72 cm	4 mm	37856
XL	14,0 x 72 cm	4 mm	37858

Vadmattor och vadband (Hea Medical)

Vadmatta



Storlek	Stolsbredd	Höjd	HMV art.nr.
S	35 - 42 cm	18,5 cm	33290
M	40 - 52 cm	21 cm	19820
L	45 - 55 cm	23,5 cm	22917

HEA Vadmatta



Storlek	Stolsbredd	HMV art.nr.
M	38 - 50 cm	19660

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Vadband



Storlek	Stolsbredd	Höjd	HMV art.nr.
S	35 - 40 cm	8 cm	21469
M	40 - 47 cm	9 cm	23507
L	45 - 52 cm	10 cm	37855

Vristselar

Vristele med fixspänne BodyPoint (Hea Medical)



Storlek	Mått	HMV art.nr.
XS	14 - 16,5 cm	22951
S	16,5 - 20,5 cm	19678
M	19 - 23 cm	19882
L	21,5 - 29 cm	22382
XL	28 - 33 cm	20476

Förlängningsband för att öka omkretsen till vristselar

Storlek	HMV art.nr.
XS och S	37843
M, L och XL	37844

Vrifthållare (Anatomic sitt)



Benämning	Plös vrifthållare	HMV art.nr.
Pro med spänne	Stl S 250*110*80 mm	36776
Pro med spänne	Stl M 280*125*100mm	37859
Pro med spänne	Stl L 320*155*115 mm	37252
Pro med spänne	Stl XL 420*155*115 mm	39351

Bilder och beskrivningar finns på www.heamedical.se och www.anatomicsitt.com