

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090 – 785 93 65.


OBS! Bröstselar och vristselar ska alltid användas i kombination med höftbälte.
Alla Selar och bälten är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får inte användas som säkerhetsbälte under transport, som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.

Fästmetoden för alla bälten i rullstolen är ”trekant och sälja”



Välj rätt storlek på Bodypoint höftbälte:

MÄT SÅ HÄR:



Mät brukarens totala bredd ner över höfterna. Detta mått motsvarar längden på bältets stoppade tryckavlastande dynor.

VÄLJ DYNLÄNGD



Den tryckavlastande vadderade dynans längd anges i centimeter och framgår av artikelnumret. Storlekarna Small, Medium och Large anger bandbredden. S 25 mm, M 38 mm och L 50 mm.

Bilder och beskrivningar finns på www.heamedical.se och www.anatomicsitt.com

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Positioneringsbälten med två fästpunkter Bodypoint (Hea Medical)

Åtdragning en från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Metallspänne mini	S	32 cm	45 mm	21995
Tryckspänne	M	36 cm	55 mm	20448
Tryckspänne	M	46 cm	55 mm	19776
Tryckspänne	L	62 cm	70 mm	20338

Säkerhetslock, för tryckspänne och metallspänne mini (6 mm håll)



Storlek	Spänne	HMV art.nr.
S	Metallspänne mini	21997
M	Tryckspänne	33258
L	Tryckspänne	33259

Åtdragning en från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Rehabspänne	S	36 cm	55 mm	22944
Rehabspänne	M	46 cm	55 mm	22945
Rehabspänne	L	62 cm	70 mm	22946

Åtdragning två från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Fixspänne	S	38 cm	50 mm	37846
Fixspänne	M	36 cm	55 mm	18275
Fixspänne	M	46 cm	55 mm	11652
Fixspänne	L	62 cm	70 mm	37845

Positioneringsbälten med fyra fästpunkter Bodypoint (Hea Medical)

Åtdragning en från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Rehabspänne	M	36 cm	55 mm	22947
Rehabspänne	M	46 cm	55 mm	22948
Rehabspänne	L	62 cm	70 mm	22949

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Åtdragning två från mitten



Spänne	Storlek	Dynlängd	Dynbredd	HMV art.nr.
Fixspänne	S	38 cm	50 mm	37849
Fixspänne	M	36 cm	55 mm	37848
Fixspänne	M	46 cm	55 mm	37847
Fixspänne	L	62 cm	70 mm	19284

Positioneringsbälten med extra hållbara spännen (Anatomic Sitt)



Sittbelt Pro, 4-punkts (med något av nedanstående spännen)



Sittbelt Pro, stl S, 4-punkts med chromline-spänne (25 mm band) HMV art.nr. 42414



Sittbelt Pro, stl S Plus, 4-punkts med DWSR-spänne (25 mm band) 42413



Sittbelt Pro, stl S Plus, 4-punkts med billås (40 mm band) 41393

Antirotationsbälte (Anatomic Sitt)

Antirotationsbälte



Storlek	Spänne	HMV art.nr.
XS	Spänne DWSR 25 mm	37930
S	Spänne DWSR 25 mm	37931
M	Spänne DWSR 40 mm	37932
L	Spänne DWSR 40 mm	37933
M	Spänne 340 (förstärkt)	38648

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Bröstselar Bodypoint (Hea Medical)

PivotFit Standard (åtdrag framifrån)



Storlek	HMV art.nr.
XS	37854
S	37852
M	37851
L	37850
XL	37853

Bröstsele Stayflex

Stayflex Slank med dragkedja (åtdrag framifrån)



Storlek	HMV art.nr.
M	21020
L	19864
XL	22813

Stayflex standard one-piece utan dragkedja (åtdrag framifrån)



Storlek	HMV art.nr.
XS	22810
S	22811
M	21674
L	21379
XL	22812

Bröstsälte Monoflex



Storlek	Mått (cm)	Bröstvidd*	HMV art.nr.
XS	L 31 B 7,5	36-45 cm	21909
S	L 40 B 9	46-55 cm	21903
M	L 48 B 10	56-65 cm	22805
L	L 55 B 11,5	66-75 cm	22807
XL	L 64 B 13	76-85 cm	22808

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Selar (Anatomic Sitt)

H-sele Pro Stretchmaterial



Storlek	Axelbredd	HMV art.nr.
XS	20-25 cm	32200
S	25-30 cm	37680
M	30-35 cm	32858
L	35-40 cm	33889

Sternumstöd Exklusive Skinnloc



Storlek	Axelbredd	HMV art.nr.
XS	20-25 cm	37860
S	25-30 cm	16939
M	30-35 cm	13204
L	35-40 cm	13205

Universalband Bodypoint (Hea Medical)

Elastiskt universalband



Storlek	Mått	Tjocklek	HMV art.nr.
S	7,5 x 148 cm	4 mm	20611
L	11,5 x 148 cm	4 mm	20612
XL	14,0 x 148 cm	4 mm	21901

Förlängningsband till elastiskt universalband



Storlek	Mått	Tjocklek	HMV art.nr.
S	7,5 x 72 cm	4 mm	37857
L	11,5 x 72 cm	4 mm	37856
XL	14,0 x 72 cm	4 mm	37858

Bälten och selar

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Vadmattor och vadband (Hea Medical)

Vadmatta



Storlek	Stolsbredd	Höjd	HMV art.nr.
S	35 - 42 cm	18,5 cm	33290
M	40 - 52 cm	21 cm	19820
L	45 - 55 cm	23,5 cm	22917

HEA Vadmatta



Storlek	Stolsbredd	HMV art.nr.
M	38 - 50 cm	19660

Vadband



Storlek	Stolsbredd	Höjd	HMV art.nr.
S	35 - 40 cm	8 cm	21469
M	40 - 47 cm	9 cm	23507
L	45 - 52 cm	10 cm	37855

Vristselar

Vristele ALL-IN-ONE (Hea Medical)



Storlek	Mått	HMV art.nr.
XS	14 - 17 cm	42863
S	17 - 20 cm	42861
M	19 - 23 cm	42860
L	22 - 29 cm	42859
XL	28 - 33 cm	42862

Vrifthållare (Anatomic sitt)



Benämning	Plös vrifthållare	HMV art.nr.
Pro med spänne	Stl S 250*110*80 mm	36776
Pro med spänne	Stl M 280*125*100mm	37859
Pro med spänne	Stl L 320*155*115 mm	37252
Pro med spänne	Stl XL 420*155*115 mm	39351

Mer information finns på www.heamedical.se och www.anatomicsitt.com