

VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

Hygienstol Clean hrb

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Om du har frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

Standardutförande

Hygienstol Clean hrb

HMV art.nr 32392

Teknisk data

Sitthöjd	47,5–60 cm
Bredd mellan armstöd	43,5 cm
Sittbredd	48 cm
Sittdjup	44 cm
Total bredd	54 cm
Max brukarvikt	130 kg








Standardutförande är utrustad enligt följande:

- Mjuk rygglädsel
- Armstöd, avtagbara
- Sits, öppen baktill
- Fotstöd/benstöd
- Bäckengejder
- 4 låsbara hjul

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

Hygienstol Clean hrb

Beställningsunderlag






Tillbehör som ej ingår i standardutförandet			
För delar som ingår i standard, se sida 5.			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Fotstöd 	Uppfällbara och avtagbara inkl. fäste	par	40429
Ryggplatta 	Alternativ till ställbar ryggklädsel		43219
Bålstöd 	Material: polyester, polyamid och polyeten		35612
Komfortskal 	Mjukrygg med integrerade armstödsdynor		39488
Mjuksits Clean grå 	Bredd uttag 18 cm		32393

Hygienstol Clean hrb

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För delar som ingår i standard, se sida 5.




Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
	Tjocklek 5 cm		
	Mått uttag: L 36,7 x B 18,1 cm		38087
	Mått uttag: L 36,7 x B 15 cm		38089
	Tjocklek 2 cm		43621
	Öppning 18 cm bred		
	Läggs ovanpå standardsits		38088
	Bäcken		32770
	Lock med handtag till bäcken		32771
	Monteras på befintliga bäckengejdrar		37366

Hygienstol Clean hrb

Beställningsunderlag






Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För delar som ingår i standard, se sida 5.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Höft/brösthälte med klädsel 	Kan användas antingen som höft- eller brösthälte. Justerbart mellan 65 cm–130 cm.		44102
Höfthälte 	Fästs runt ryggrören med kardborreband		32776
Brösthälte 	Fästs i ryggstödet Används alltid i kombination med höfthälte		40425
Barriär 	Monteras på armstöden		23526

Hygienstol Clean hrb

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
	Mjuk rygglädsel		38086
	Sits vit		43255
	Armstöd vita	par	43254
	Fotstöd vit		42747
	Bäckengejder		32772
Mer information finns på leverantörens hemsida www.etac.se			