

## VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

## Hygienstol HTS barn

### Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

### Modeller Standardutförande

Hygienstol HTS stl 1	42424
Hygienstol HTS stl 2	42425
Hygienstol HTS stl 3	42426

Teknisk data	Stl 1	Stl 2	Stl 3	
Total bredd	54 cm	54 cm	58,5 cm	
Sitthöjd	41–58 cm	41–58 cm	41–58 cm	
Sittbredd	20*/25*/30 cm	25*/30*/36 cm	33*/38*/43 cm	* justerbart
Sittdjup	20/23/25/28 cm	29/32/34/37 cm	38/41/43/46 cm	med lårstöd
Underbenslängd	20–33 cm	25–38 cm	36–48 cm	
Rygghöjd	39 cm	48 cm	60 cm	
Max belastning	34 kg	68 kg	113 kg	
Kroppslängd	76–117 cm	106–142 cm	127–188 cm	
Ålder (ca)	2–6 år	5–11 år	Ca 9 år–vuxen	

### Standardutförande är utrustad enligt följande

Sittenhets (Obs! utan polster)  
 Underrede inklusive vinkelställbart benstöd med 75 mm hjul  
 Fäste för uppsamlingskär/potta, huvudstöd, bålstöd  
 Sitsvinkel –5° till 25°  
 Ryggvinkel ställbar –6°, 6° och 18°











**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny [Sesamdokument på vår hemsida](#).

## Hygienstol HTS barn

### Tiltbar med fällbart ryggstöd





Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet				
Produkt	Beskrivning	Stl stol	Specifikation	HMV art.nr
<b>Armstöd</b> 	Armstöd, avtagbara, par.	1	H 13,5 cm	42602
		1-3	H 17 cm	42603
		2-3	H 20 cm	42845
<b>Bord/underarmstöd</b> 	Bord/underarmstöd	1		42607
		2		42608
		3		42609
<b>Huvudstöd</b> 	Huvudstöd			42604
<b>Bålstöd</b> 	Bålstöd, par. Storlek 1	1	Med bröstbälte	42605
			Utan bröstbälte	42613
	Bålstöd, par. Storlek 2	2-3	Med bröstbälte	42606
			Utan bröstbälte	42614
<b>Höftstöd</b> 	Höftstöd, par	1	Höjd 7,5, bredd 18	42615
		2-3	Höjd 7,5, bredd 28	42617
<b>Abduktionskloss</b> 	Abduktionskloss	1-2		42616
		3		42618
<b>Stänkskydd</b> 	Stänkskydd	1-2	Litet	42621
		3	Litet	42622
		1-2	Stort	42611
		3	Stort	42612
<b>Potta</b> 	Potta, med handtag	1		42620
		2		42623
		3		42610

## Hygienstol HTS barn

### Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)				
Produkt	Beskrivning	Stl stol	Specifikation	HMV art.nr
	Påskjutshandtag, par	1-3		42619
	Ankelfixering, polstrade, par	1-2 3		42626 42629
<b>Höftbälte</b>		1-2 3		42628 42630
	Bröst-/skuldersele OBS! Höftbälte måste beställas till.	1 2 3		42624 42625 42632
	Vadband mjukt	1-2 3		42627 42631
	Polster HTS för rygg och sits med öppen ring	1 2 3		49931 X 49448

Mer information finns på leverantörens hemsida [www.schuchmann.se](http://www.schuchmann.se)