

VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

Hygienstol HTS barn

Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

Modeller Standardutförande

Hygienstol HTS stl 1	42424
Hygienstol HTS stl 2	42425
Hygienstol HTS stl 3	42426

Teknisk data	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Total bredd	54 cm	54 cm	58,5 cm
Sitthöjd	41–58 cm	41–58 cm	41–58 cm
Sittbredd	20*/25*/30 cm	25*/30*/36 cm	33*/38*/43 cm
Sittdjup	20/23/25/28 cm	29/32/34/37 cm	38/41/43/46 cm
Underbenslängd	20–33 cm	25–38 cm	36–48 cm
Rygghöjd	39 cm	48 cm	60 cm
Max belastning	34 kg	68 kg	113 kg
Kroppslängd	76–117 cm	106–142 cm	127–188 cm
Ålder (ca)	2–6 år	5–11 år	9 år–vuxen

* Justerbart med låstöd

Standardutförande är utrustad enligt följande:

Sittenhets **Obs! Utan polster**

Underrede inklusive vinkelställbart benstöd med 75 mm hjul

Fäste för uppsamlingskär/potta, huvudstöd, bälstöd

Sitsvinkel –5° till 25°

Ryggvinkel ställbar –6°, 6° och 18°



OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny [Sesamdokument på vår hemsida](#).

Hygienstol HTS barn

Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet				
Produkt	Beskrivning	Stl stol	Specifikation	HMV art.nr
Polster 	Polster HTS för rygg och sits med öppen ring	1		49931
		2		50856
		3		49448
Polster 	Polster HTS för rygg och sits med stängd ring	1		44129
		2		44128
		3		44130
Polster 	Polster HTS för rygg och sits med stängd ring	1		50855
		2		50854
		3		44133
Soft polster 	Soft polster för sits med stängd ring och rygg	1		50989
		2		50990
		3		50991
Polster till sits 	Polster HTS för sits utan hål	1		50857
		2		50858
		3		50743
Armstöd 	Armstöd, avtagbara, par.	1	H 13,5 cm	42602
		2	H 17 cm	42603
		3	H 20 cm	42845
Bord/underarmstöd 		1		42607
		2		42608
		3		42609
Huvudstöd 	Huvudstöd			42604
Bålstöd 	Bålstöd, par. Storlek 1	1	Med bröstbälte	42605
			Utan bröstbälte	42613
	Bålstöd, par. Storlek 2	2–3	Med bröstbälte	42606
			Utan bröstbälte	42614

Hygienstol HTS barn

Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

Produkt	Beskrivning	Stl stol	Specifikation	HMV art.nr
Höftstöd 	Höftstöd, par	1	Höjd 7,5, bredd 18	42615
		2–3	Höjd 7,5, bredd 28	42617
Abduktionskloss 	Abduktionskloss	1–2		42616
		3		42618
Stänkskydd 	Stänkskydd	1–2	Litet	42621
		3	Litet	42622
		1–2	Stort	42611
		3	Stort	42612
Potta 	Potta, med handtag	1		42620
		2		42623
		3		42610
Påskjutshandtag 	Påskjutshandtag, par	1–3		42619
Ankelfixering 	Ankelfixering, polstrade, par	1–2		42626
		3		42629
Höftbälte	Höftbälte	1–2		42628
		3		42630
Bröst-/skuldersele 	Bröst-/skuldersele OBS! Höftbälte måste beställas till.	1		42624
		2		42625
		3		42632
Vadband 	Vadband mjukt	1–2		42627
		3		42631

Mer information finns på leverantörens hemsida www.schuchmann.se