

VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisen när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

Hygienstol Heron

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

Standardutförande

Hygienstol Heron

HMV art.nr. 42423

Inkl. körhandtag, 4 låsbara hjul, hållare potta, huvudstöd nr 3, armstöd, benstöd, mjukdynor

Chassi	Stålrör, manuellt höjdregerbart
Hjul	125 mm låsbart
Körhandtag	Fasta, integrerade i ryggchassit
Rygg	Höjd- och vinkelreglerbar (vinkel 0°-30°)
Sits	Tiltbar -5°-25°
Hållare	Till potta
Mjukdynor	Rygg och sits
Armstöd	Sidosvängbart
Benstöd	Inkl. fotplatta, par, vid vinkel
Huvudstöd	Nr. 3 med turtlestag

Specifikationer

Max brukarvikt	100 kg
Sitsbredd	550 mm
Sitsbredd med höftstöd	350–490 mm
Sitsdjup	450 mm
Rygghöjd	550–620 mm
Underbenslängd	400–560 mm
Sitshöjd över golv	510–780 mm



OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

Hygienstol Heron

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

För att se delar som ingår i standard, se sida 5.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Sidodelar 	Sidodelar rygg Heron	par	38539
Mjukdyna 	Mjukdyna sidodelar Heron	par	38538
Benstöd 	Inkl. fotplatta Snäv vinkel Korta, snäv vinkel	par underbenslängd 39–55 cm 30–38 cm	38534 39678
Polstring benstöd 	Polstring benstöd Heron	par	38536
Bord 	Bord Heron	monteras på armstöd	38542

Hygienstol Heron

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se sida 5.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Bålstöd 	Bålstöd ssb kompl. Heron, rakt stag rfr, stor böjd dyna grå, par	9 x 19 cm par	38532
	Bålstöd fasta Heron typ 5, par	15 x 15 cm par	42716
Polstring bålstöd 	Skydd bålstöd ssb	svart	17752
Bälte svängbara bålstöd 	Bälte svängbara bålstöd	bredd 25 mm	32549
		bredd 40 mm	38553
Höftstöd 	Höftstöd Heron komplett par Ger stöd för bäckenet och justering av sitsbredden.	sitsbredd 35–49 cm	38540
Adapter rygg för sitsdjupsreducering 	Adapter rygg 5 cm Heron sitsdjupsreducering kompl. sats		38854

Hygienstol Heron

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se sida 5.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Stänkskydd 	Stänkskydd Heron	höjd: 13 cm	20508
	Stänkskydd lågt Heron		42732
Stänkskydd nedre 	Stänkskydd nedre Heron		38531
Potta 	Potta Swan stl. 6–7/Heron		33082
Vadband 	Vadband Heron	höjd: 10 cm	38543
Hälband 	Hälband Heron	par	38544
Huvudstöd 	Huvudstöd nr. 3 dusch Turtle grå PUR stag rakt 25 cm rfr		42733
	Huvudstöd nr. 4 (se bild) dusch Turtle grå PUR stag rakt 25 cm rfr		38551
Västar och bälten 	Se separat beställningsunderlag för västar och bälten		

Hygienstol Heron

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Sits 			42601
Fixlock	För fäste av bälte/selar. Sitter 2 på varje sida om sitsen och 2 på ryggen.		41435
Mjukdyna 	Mjukdyna Heron, komplett med både rygg och sits (ingår i standardutförandet)		38537
	Mjukdyna endast rygg Heron (används vid efterbeställning)		38529
	Mjukdyna endast sits Heron, med spår (används vid efterbeställning)		38530
Huvudstöd 	Huvudstöd nr 3, Turtle grå PUR, stag 11,5 cm		20458
Armstöd 	Armstöd sidosvängbara Heron	par	38541
Benstöd 	Benstöd vid vinkel Heron inkl. fotplattor		38535