

## VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst: 090-785 93 65.

### Modell Standardutförande

Swift Mobil 160	HMV art.nr. 32619	Swift Mobil 2	HMV art.nr. 46685
Utgående – levereras i mån av tillgång på lager		Ny modell	

#### Teknisk data

Sitthöjd	45–60 cm
Höjd sits–fotplatta	34,5–46,5 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Sittbredd	50 cm
Sittdjup	44 cm
Total Bredd	58 cm
Max brukarvikt	160 kg

#### Teknisk data

Sitthöjd	45–60 cm
Höjd sits– fotplatta	34,5–46,5 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Sittbredd	50 cm
Sittdjup	44 cm
Total Bredd	58 cm
Max brukarvikt	160 kg

**Standardutförande** är utrustad enligt följande:

- Armstöd
- Sits med intim-urtag
- Ryggstöd med justerbar ryggklädsel
- Benstöd inkl. fotplatta
- Gejder och gejderfäste
- 4 låsbara länkhjul



**Standardutförande** är utrustad enligt följande:

- Armstöd
- Sits med intim-urtag fram och öppning bak
- Ryggstöd med justerbar ryggklädsel
- Benstöd inkl. uppfällbar fotplatta
- Gejder och gejderfäste
- 4 låsbara länkhjul



**OBS!** Vid beställning av tillbehör som inte ingår i standardutförandet måste du skapa en **Arbetsorder kopplad till kundorder** om du vill ha delarna monterade. Manual finns på hemsidan under menyn [Sesamdokument](#).







## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Ben- och vadstöd vinkelreglerbart</b> 	Passar både höger och vänster sida.	styck	32769
<b>Fotstöd till ben- och vadstöd</b> 	Kombineras med ovan vid behov av fotplatta.	styck	32800
<b>Benstöd med uppfällbara och vinkelställbara fotplattor</b> 	Inkl. fotplatta och hälband. Obs! Standard på modell 46685.	par	34328
<b>Snäva benstöd</b> 	Kommer 4 cm närmare sitsen i förhållande till standardbenstöden. Obs! Ej kompatibla med breddningssats för benstöd 45213	par	47614
<b>Vida benstöd</b> 	Kommer 5 cm längre från sitsen i förhållande till standardbenstöden.	par	47613
<b>Benstöd kort hö/vä</b> 	Inkl. fotplatta. Ger fotstödshöjd 24–36,5 cm	par	43389








## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 <b>Breddningssats benstöd</b>	Ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden. Höger/Vänster.	par	45213
 <b>Hälband</b>	Inkl. fästanordning	styck	43971
 <b>Amputationsbenstöd</b>	Komplett, passar både höger och vänster sida.	styck	35877
 <b>Rygg XL</b>	Erbjuder bättre plats för rygg och axlar för större hjälpmedelsanvändare. Ökar bredden mellan armstöden med 6 cm till 48/54/60 cm. Passar alla Swift Mobil standardmodeller utom den med tilt.		45807
 <b>Upprätt rygg</b>	Upprätt rygg kommer 7 cm närmare väggen vilket ger en bättre passning för toalettöppningen på vägghängda toaletter. Passar alla Swift Mobil standardmodeller utom den med tilt.		45808
 <b>Breddningssats</b>	Komplett, ökar avståndet mellan armstöden med 6 cm. Obs! Endast för modell 32619, på modell 46685 kan armstöden vridas och på så vis breddas.	par	32777
 <b>Armstödslås</b>	Låser armstöden i nedfällt läge.	par	32778







## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr
<b>Armstöd hemplegi</b> 	Passar både höger och vänster sida.	styck	11147
<b>Mjukrygg</b> 	Ger värme och mjukhet. Används innanför armstöden vilket gör att man kan fälla upp armstöden.		34525
<b>Komfortskal</b> 	Mjukrygg med integrerade armstödsdynor.		36435
<b>Bålstöd</b> 	Material: polyester, polyamid och polyeten.		35612
<b>Mjuk dyna med standardöppning</b> 	Material: polyeter/vävplast. Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 2 cm.		11163
<b>Mjukdyna med oval öppning</b> 	Material: polyeter/vävplast. Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 4 cm.		11162


## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 4 cm, sluten baktill		
	Större öppning bredd 18 cm		36436
	Mindre öppning bredd 15 cm		36437
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 2 cm, sluten baktill		43079
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 2 cm, öppen baktill		43484
	Passar endast Swift Mobil 2 som är öppen baktill. Den går också att sätta på Swift Mobil 160 som är sluten baktill.		
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 4 cm, öppen baktill		43485
	Passar endast Swift Mobil 2 som är öppen baktill. Den går också att sätta på Swift Mobil 160 som är sluten baktill.		
<b>Stänkskydd</b> 	Kläms fast i intimurtaget.		32773
<b>Bäcken</b> 	Bäcken.		32770
	Lock med handtag till bäcken.		32771
<b>Låg upphängning av gejdrar</b> 	Tillsats för låg upphängning av gejdrar.	par	37366









## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet










Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr
 <b>Tippskydd inkl. fäste</b>	Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt bak.	par	32801
 <b>Tippskydd fram inkl. fäste</b>	Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt fram.	par	45214
 <b>Tramprör</b>	Inklusive fäste	par	42866
 <b>Drivhjulssats 24"</b>	Komplett Total bredd med drivhjul blir 74 cm.	par	32775
 <b>Höftbälte</b>	Fästs runt ryggrören med kardborreband.		32776
 <b>Höft-/brösthälte med klädsel</b>	Kan användas antingen som höft- eller bröstbälte.  Justerbart mellan 65 cm och 130 cm.		44102
 <b>Brösthälte</b>	Fästs i ryggstödet.		40425
 <b>Tvärslå</b>	Tvärslå 60,5 cm lång.  Tvärslå 66,5 cm lång, för breddade armstöd		11143 33906

## Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

<b>Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt</b>			
Delarna passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje produkt.			
<b>Produkt</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Specifikation</b>	<b>HMV art.nr.</b>
<b>Ryggklädsel</b>  	Ställbar ryggklädsel.  Ryggklädsel Swift mobil 160.  Ryggklädsel Swift mobil 2.		  32779  43488
<b>Benstöd</b>  	Benstöd komplett inkl. lås. Till modell 32619  Till modell 46685	par  par	33025  34328
<b>Lås benstöd</b> 	S.k. låsclips.	styck	33027
<b>Gejderfäste</b> 	Komplett sats. Skruvas fast under sitsen.		35523
<b>Gejder</b> 		par	32772
<b>Sits med intim-urtag</b> 	Standardsits till Swift Mobil 160.  Obs! Vid efterbeställning ingår ej gejder eller gejderfäste, beställs separat.		32780
<b>Sits med intim-urtag fram och öppning bak</b> 	Standardsits till Swift Mobil 2.  Går även att montera på Swift Mobil 160, beställs då som separat tillbehör. Obs! Vid efterbeställning ingår ej gejder eller gejderfäste, beställs separat.		43487