

VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

Hygienstol Tango XL

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090-785 93 65.

Modell Standardutförande

Tango XL

HMV art.nr 43651

Teknisk data

Sitthöjd	53 cm
Bredd mellan armstöd	56 cm
Sittbredd	56 cm
Sittdjup	47 cm
Total bredd	69 cm
Max användarvikt	250 kg

Standardutförande är utrustad enligt följande

Armstöd uppfällbara
Sits mjuk tvådelad
Ryggstöd med mjuk ryggplatta
Benstöd
Gejder
Hjul 125 mm 3 låsbara, ett med riktningsspärr



OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade.

Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

Hygienstol Tango XL

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Bäcken med lock 			43652
Komfortbenstöd 	Vinkelställbara, komplett med fotplattor	Par	43653
Höftbälte 			46896
Distanser för att höja sitthöjden	Höja 30 mm. Monteras av tekniker.		43654

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Justerbara benstöd 	Justerbara i höjd Obs! endast benstöd, ej fotplattor	Par	45402
Fotplattor 		Par	45517

Mer information finns på leverantörens hemsida: www.northerncare.se

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).