

Meywalk MK4 Small

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

OBS! Beställningsunderlaget måste skickas in med post till Hjälpmedel Västerbotten. Då skapas din beställning, ingen order läggs i WebSesam. Undantag: Om du endast ska beställa tillbehör, och ingen huvudprodukt, gör du detta i WebSesam, utan att skicka in underlaget via post.

I beställningsunderlaget markerar du med kryss för bålstödsring, sadel, fjädrar och tillbehör. Skicka in det utskrivna ifyllda papperet med vanlig post till kundtjänst, inkluderat personnummer på brukare samt förskrivarens namn.

Adress: Hjälpmedel Västerbotten, Mariehemsvägen 14, 906 54 Umeå.

Standardutförande

Bålstödsring *

Sadel *

Rumpstopp

Fjädrar *

Riktningsspärr

Parkeringsbroms

Släpbroms och bakåtspärr

Färg grön/silver

***OBS vid beställning måste ett val Alltid göras för bålstödsring, fjäder samt sadel.**

Brukarens personnummer _____

Förskrivare _____



Modell

HMV art.nr.

Meywalk® MK4 Small

42407

Storleksmodell. Denna ruta är till för er förskrivare, som stöd för att ni ska veta vilken storlek ni ska beställa.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande.
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än Innerbenslängden

B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd sadelhöjd _____ cm


Ange bålstödhöjd _____ cm

Sadelhöjd 50 - 67 cm

Bålstödhöjd 74 - 99 cm

Mått tagna med belastning på sadeln





Ange användarens vikt _____ kg



Meywalk MK4 Small

Beställningsunderlag










I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

OBS! Ett val måste alltid göras för bålstödsring, fjäder samt sadel.		
Mät runt bålen för bålstödsring	Leverantör art.nr	
<input type="checkbox"/> 70 cm bålstödsring *	11101	
<input type="checkbox"/> 90 cm bålstödsring *	11105	
<input type="checkbox"/> 105 cm bålstödsring *	11109	
<input type="checkbox"/> 120 cm bålstödsring *	11113	
<input type="checkbox"/> Fjäder 20 - 50 kg Vit fjäder *	104298	
<input type="checkbox"/> Fjäder 45 - 65 kg Gul fjäder *	104299	
<input type="checkbox"/> Fjäder 65 - 80 kg Blå fjäder *	104300	
<input type="checkbox"/> Mini sadel med MK4 fäste *	10253	
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste *	MA11122	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste *	10252	

Meywalk MK4 Small

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

Tillbehör	HMV artnr	
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	41567	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	41568	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	41569	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	39135	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, small	38918	
<input type="checkbox"/> Bendelare	40784	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	40785	
<input type="checkbox"/> Bord, vändbart transparent	40782	
<input type="checkbox"/> Tippstöd	39457	
<input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans	40783	