

## Meywalk MK4 medium large

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

**OBS! Beställningsunderlaget måste skickas in med post till Hjälpmedel Västerbotten. Då skapas din beställning, ingen order läggs i WebSesam.** Undantag: Om du endast ska beställa tillbehör, och ingen huvudprodukt, gör du detta i WebSesam, utan att skicka in underlaget via post.

I beställningsunderlaget markerar du med kryss för bålstödsring, sadel, fjädrar och tillbehör. Skicka in det utskrivna ifyllda papperet med vanlig post till kundtjänst, inkluderat personnummer på brukare samt förskrivarens namn.

Adress: Hjälpmedel Västerbotten, Mariehemsvägen 14, 906 54 Umeå.

#### Standardutförande

Bålstödsring \*

Sadel \*

Rumpstopp

Fjäder \*

Sidorör

**\*OBS vid beställning måste ett val Alltid göras för bålstödsring samt fjäder.**

Brukarens personnummer \_\_\_\_\_

Förskrivare \_\_\_\_\_



#### Modell

Meywalk, Medium

Meywalk, Large

#### HMV art.nr.

42403

42404

**Storleksmodell.** Denna ruta är till för er förskrivare, som stöd för att ni ska veta vilken storlek ni ska beställa.

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande.  
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än Innerbenslängden

**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd sadelhöjd \_\_\_\_\_ cm


Ange bålstödhöjd \_\_\_\_\_ cm

Medium sadelhöjd 60-85 cm, bålstödhöjd 98-131 cm

Large sadelhöjd 78,5-103 cm, bålstödhöjd 118-151 cm

Mått tagna med belastning på sadeln









Ange användarens vikt \_\_\_\_\_ kg



## Meywalk MK4 medium large

### Beställningsunderlag




I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

<b>OBS! Ett val måste alltid göras för bålstödsring, fjäder samt sadel.</b>		
Mät runt bålen för bålstödsring	Leverantör art.nr	
<input type="checkbox"/> 70 cm bålstödsring *	11101	
<input type="checkbox"/> 90 cm bålstödsring *	11105	
<input type="checkbox"/> 105 cm bålstödsring*	11109	
<input type="checkbox"/> 120 cm bålstödsring *	11113	
<input type="checkbox"/> 130 cm bålstödsring *	11118	
<input type="checkbox"/> Fjäder 20-65 kg gul fjäder *	104292	
<input type="checkbox"/> Fjäder 65-80 kg blå fjäder *	104293	
<input type="checkbox"/> Fjäder 80-100 kg röd fjäder *	104294	
<input type="checkbox"/> Fjäder 100-130 kg grå fjäder *	104295	
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste *	MA11122	
<input type="checkbox"/> Minisadel med MK4 fäste *	10253	
<input type="checkbox"/> Limsadel med MK4 fäste *	10252	
<b>Tillbehör</b>	<b>HMV artnr.</b>	
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	41567	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	41568	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	41569	

## Meywalk MK4 medium large

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

	HMV artnr	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	39135	
<input type="checkbox"/> Tippstöd, medium	39457	
<input type="checkbox"/> Tippstöd, large	41563	
<input type="checkbox"/> Bord, transparent	41570	
<input type="checkbox"/> Bendelare	41564	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	41571	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa, medium	37721	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa, large	41565	
<input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans	40783	
<input type="checkbox"/> Höjdreduceringsbeslag, medium	40997	
<input type="checkbox"/> Höjdreduceringsbeslag, large	41566	
<input type="checkbox"/> Lägre bygel MK4, medium	45162	