

Miniwalk

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

OBS! Beställningsunderlaget måste skickas in med post till Hjälpmedel Västerbotten. Då skapas din beställning, ingen order läggs i WebSesam. Undantag: Om du endast ska beställa tillbehör, och ingen huvudprodukt, gör du detta i WebSesam, utan att skicka in underlaget via post.

I beställningsunderlaget markerar du med kryss för bålstödsring, fjädrar och tillbehör.
Skicka in det utskrivna ifyllda papperet med vanlig post till kundtjänst, inkluderat personnummer på brukare samt förskrivarens namn.

Adress: Hjälpmedel Västerbotten, Mariehemsvägen 14, 906 54 Umeå.

Standardutförande

Bålstödsring *

Sadel

Rumpstopp

Fjäder *

Sidorör

***OBS vid beställning måste ett val Alltid göras för bålstödsring samt fjädrar.**

Brukarens personnummer _____

Förskrivare _____



Modell

HMV art.nr.

Miniwalk storlek 1 färg turkos

42405

Miniwalk storlek 2 färg röd

42406

Storleksmodell. Denna ruta är till för er förskrivare, som stöd för att ni ska veta vilken storlek ni ska beställa.

A Mät innerbensens längd, då personen står upp, annars liggande.
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.

B Mät avståndet under armhålan till golvet, helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd sadelhöjd _____ cm


Ange bålstödhöjd _____ cm

bålstödhöjd 55-75 cm miniwalk st 1

bålstödhöjd 70-90 cm miniwalk st 2

Mått tagna med belastning på sadeln









Ange användarens vikt _____ kg



Miniwalk

Beställningsunderlag








I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

OBS! Ett val måste alltid göras för bålstödsring samt fjäder.		
Mät runt bålen för bålstödsring	Leverantör art.nr	
<input type="checkbox"/> 70 cm bålstödsring, standard *	106100	
<input type="checkbox"/> 70 cm bålstödsring, rak *	106101	
<input type="checkbox"/> 90 cm bålstödsring, standard *	104220	
<input type="checkbox"/> 90 cm bålstödsring, rak *	104221	
<input type="checkbox"/> Fjäder 10-15 kg grön fjäder *	106170	
<input type="checkbox"/> Fjäder 15-20 kg silver fjäder *	106171	
<input type="checkbox"/> Fjäder 20-40 kg svart fjäder *	106172	
Tillbehör	HVM artnr	
<input type="checkbox"/> Limpsadel	35373	
<input type="checkbox"/> Körhandtag med fäste	38947	
<input type="checkbox"/> Bendelare	41580	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor korta 32x18 cm	31963	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor långa	22208	
<input type="checkbox"/> Antitippstöd	19117	

Miniwalk

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

<input type="checkbox"/> Höftstöd	22207	
<input type="checkbox"/> Magplatta	41142	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bålstödsring 70 cm standard	38546	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bålstödsring 70 cm rak	40791	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bålstödsring 90 cm standard	40869	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bålstödsring 90 cm rak	41575	
<input type="checkbox"/> Överdrag till handtagsbygel storlek 105 cm ram	41576	
<input type="checkbox"/> Riktningsspärr	19919	
<input type="checkbox"/> Släpbromsar	41578	
<input type="checkbox"/> Bakåtspärr	41579	
<input type="checkbox"/> Stödbygel (monteras då sadel inte behövs)	41577	