







I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.

Vid beställning av kuddar ingår bomullsöverdrag.

Vid frågor kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090–785 93 65.

Produkt	Namn	HMV-art.nr.	Överdrag bomull	Överdrag hygien	Mått i cm
	Halskrage junior	19499	35175	38102	Diam. 38 Hals 8
	Halskrage vuxen	37936	38099	38103	Diam. 50 Hals 10
	Tunn barn nackkudde	19003	41443	41444	Längd 80 Hals 5-12
	Mellan barn nackkudde	37795	37793	41445	Längd 80 Hals 18
	Tjock barnnack kudde	18965	14751	41446	Längd 100 Hals 19
	Stor halvmåne	21488	37794	41448	Längd 110 Bredd 30
	Tjock halvmåne	16560	35176	41449	Längd 130 Bredd 40
	Liten banan	32080	32155	41452	Längd 160 Bredd 34
	Stor banan	35608	32167	38526	Längd 200 Bredd 34
	V-kudde	16527	45134	45133	Längd 320 Diam 28
	Liten fyrkant	17872	38100	38104	Längd 60 Bredd 30
	Stor fyrkant	37937	38101	38105	Längd 70 Bredd 40
	Lång fyrkant	39927	39925	39926	Längd 100 Bredd 40
	Smal fyrkant	45138	45136	45135	Längd 40 Bredd 18
	Kort fyrkant	45137	45140	45139	Längd 35 Bredd 22
	T-kudde XS	16554	41450	41453	Höjd 24 Bredd 35
	T-kudde S	34821	35174	41454	Höjd 33 Bredd 52
	T-kudde M	16549	33235	41455	Höjd 33 Bredd 60
	T-kudde L	22682	32156	41456	Höjd 51 Bredd 74
	T-kudde XL	41458	41451	41457	Höjd 55 Bredd 95

Halskragen för junior och vuxen är formstyv och ger gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. Öppningen är smal och halsvidden snäv för att passa tätt runt halsen. För bästa funktion är det viktigt att kudden får avlastning emot t.ex. ett högt ryggstöd i fåtölj eller rullstol. Kudden används också för att avlasta ben och fot vid liggande då den läggs runt benet eller fotleden. Nackkudden fungerar också som sittning och stöd för bäckenet vid sittande, eller som huvudkudde med avlastning för tryck mot örat.

Barnnackkuddar. Den tunna barnnackkudden är lätt att forma kring hals och nacke. Kudden är mycket tunn och så lång att ändarna räcker långt ned på bröstet. Den används också som stöd under armarna på små barn som sitter. Den tjocka barnnackkudden passar större barn och vuxna. Den ger gott stöd åt sidan då den fyller ut tomrum mellan nacke och huvudstöd effektivt. Kudden fungerar också bra som stöd under arm och hand vid sittande i rullstol. Den används även som stöd i ländryggen vid kraftig svankrygg.

Halvmånekudden används främst som stöd under arm och hand, i svanken i både sittande och liggande ställning och som tryckavlastning mellan knän eller fötter. Liten halvmåne fyller utmärkt ut ett för stort nack- eller huvudstöd och kan placeras som ett smidigt stöd för bålen i rullstolen. Stor halvmåne är ett utmärkt alternativ till hemiplegiarmstöd, men fungerar också bra som stöd bakom skuldror, hals och huvud för en brukare med kyfotisk sittställning. Kalldrag runt axlar, hals och skuldror stoppas effektivt med stor halvmåne. Stor tjock halvmåne är en universell stödkudde som ersätter ett rullstolsbord som stöd för underarmar och bål. I liggande passar de flesta halvmånekuddar som stöd under nacke och skuldror eller som avlastning mellan underarmar och bål i sidoliggande

Banankudden är en stor formbar TUMLE-kudde för stöd i säng, soffa och fåtölj. Den kan placeras bakom, framför eller runt den som har balansproblem i sittande och kan möjliggöra flera alternativ till att sitta i rullstolen. Vid liggande på sidan ger banankudden stöd längs hela ryggen, runt stjärten och ut mellan benen. Den kan även ge stöd framifrån mot bröst och mage i sidoliggande. Vid ryggläge ger banankudden stöd och avlastning under knän eller under axlar, skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering..

Fyrkantkudden är en all round kudde. Lång fyrkantkudde kan användas som stöd från axeln längs hela sidan ned till höften vid sängliggande. Alla fyrkantkuddar är lämpliga att stabilisera arm och ben, då kudden lagrar stabilt och ligger still genom att den formar sig maximalt efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantkudden fungerar som extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd på rull- eller arbetsstol. Liten fyrkantkudde fyller ut tomrum emot ryggstöd eller säng vid scolios. Stor fyrkantkudde fungerar som avlastning under armar och händer i sittande då den också formas till ett stöd för en bricka, bok eller tangentbord.

T-kudden. I sittande används den som abduktionsstöd. Placerad bakom underbenen, med stöd mot vadstöden på en rullstol, håller T-kudden isär knäna och styr benen till symmetrisk position. De mindre kuddarna fungerar bra även som stöd och avlastning av fötterna emot fotstödet på rullstolen. För personer med stort krambehov, t.ex vid demenssjukdomar, utnyttjas T-kuddens form till att armar och händer kan hållas ett stycke ut från bröstkorget när kudden kramas. Vid ryggläge i säng placeras T-kudden under knävecken där den skapar avspänning och komfort samtidigt som abducerar och stödjer benen. I magliggande bygger T-kudden, kombinerad med andra TUMLE-kuddar, en stabil och bekväm kilkudde för att sträcka ut kroppens framsida