

## Sittsystem för barn Zitzi Delfi Pro

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090-785 93 65.

#### Standardutförande

##### HMV art.nr.

48364	Sittdel Stl. 1	Sittdjup: 14–26 cm
48365	Sittdel Stl. 2	Sittdjup: 24–33 cm
48366	Sittdel Stl. 3	Sittdjup: 31–40 cm
48367	Sittdel Stl. 4	Sittdjup: 37–45 cm



Max. användarvikt: 90 kg

Max. användarlängd: 170 cm

Ryggvinkel:  $-10^{\circ}$  -  $+30^{\circ}$

Sittsystemet Delfi Pro har flexfunktion i ryggen. Leverans utan sittdelsfoder och höftbälte.






##### I standardutförande ingår:

Sittdel (utan foder)  
Nedre monteringsbeslag  
Övre monteringsbeslag  
Armstöd från bas  
Adaptersystem pro  
Adaptersystem

##### I standardutförandet ingår ej:










Ryggdel  
Foder till sättenhet & ryggdel, överdrag bendelare.

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha tillbehören monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

<b>Tillbehör som ej ingår i standardutförandet</b>				
För att se delar som ingår i standard, se <b>sida 7</b> .				
<b>Produkt</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Specifikation</b>	<b>HMV art.nr.</b>	
  	Foder sittdel, grå	Stl. 0–1 Stl. 2 Stl. 3 Stl. 4	38659 38660 38661 37387	
	Överdrag inkontinens, svart	Stl. 0–1 Stl. 2 Stl. 3 Stl. 4/1	38685 38655 38656 42373	
	Överdrag bendelare	Stl. 1 Stl. 2 Stl. 3 Stl. 4	38669 38670 38671 42299	
	 Rygg Rygg Förstärkt	I ryggdel ingår även:	Stl. 0 Stl. 1	48371 48372
		T-nyckel 4 mm (38658)	Stl. 2	48373
		Nedre monteringsbeslag (32197)	Stl. 3	48374
		Stl. 3 Förstärkt (för användare med hög tonus)		48375
		Foder ryggdel, grå	Stl. 0 Stl. 1 Stl. 2 Stl. 3	46910 38662 38663 38664
		Överdrag till bendelare, kpl, svart	Stl. 0 Stl. 1 Stl. 2 Stl. 3	38669 38669 38670 38671
<b>Sacrumstöd</b>		Foder ingår H 35 mm Passar Delfi stl. 3–4		45721
		<b>Körbåge</b> 	Körbåge svart	Monteras på sittsystemets ryggstöd.





**Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)**






 För att se delar som ingår i standard, se **sida 7**.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.	
<b>Huvudstöd Delfi Pro Standard</b>	I huvudstöd ingår huvudstödsplatta, foder, adapterstag och huvudstödsfäste.			
 Standard    Lång	Huvudstöd, svart		<b>Bredd x Höjd</b>	
		Stl. 1	220 x 150 mm	38633
		Stl. 1 Lång	280 x 160 mm	34901
		Stl. 2	240 x 190 mm	38634
		Stl. 2 Lång	280 x 210 mm	35006
<b>Tillbehör</b>				
	Aktivt pannband, junior (måste kompletteras med monteringsstag)		38644	
	Monteringsstag, aktivt pannband		38638	
<b>Huvudstöd Pro Plush</b>				
	Pro Plush justerbar 6–14” exkl. adapterstag och huvudstödsfäste		21929	
	Pro Plush justerbar 8–18” exkl. adapterstag och huvudstödsfäste		20884	
<b>Tillbehör</b>				
	Lodrätt adapterstag Zitzi 16 x 16 mm, 20 cm		18743	
	Huvudstödsfäste 16 x 16 mm	Standard	21273	
		Fällbart	38636	
		Sidojusterbart	20342	
	Aktivt pannband junior		38644	
	Monteringsbeslag pannband		19988	

**Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)**

 För att se delar som ingår i standard, se **sida 7**.










Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
	Sittbelt Pro		
	Rekommenderad för Delfi Pro stl. 0–2	Stl. S, spänne 725	41267
	Rekommenderad för Delfi Pro stl. 3	Stl. S Plus, spänne 725	41590
	Rekommenderad för Delfi Pro stl. 4	Stl. M, spänne DWSR40	41589
	Antirotationsbälte	Stl. XS, spänne DWSR25	37930
		Stl. S, spänne DWSR25	37931
		Stl. M, spänne DWSR40	37932
	 		
	DWSR25/DWSR40	725/740	

<b>Monterings- beslag</b> 	Övre beslag till selar	Fästs på huvudstödsstaget och kräver därför huvudstöd.	43681																																			
<b>Bålselar</b>	Sternumstöd Pro	Stl. XS	35720																																			
		Stl. S	38645																																			
		Stl. M	38646																																			
		Stl. L	38647																																			
	Sternumstöd Exklusiv, support	Stl. XS	37860																																			
		Stl. S	16939																																			
		Stl. M	13204																																			
		Stl. L	13205																																			
	H-sele Pro	Stl. XS	32200																																			
		Stl. S	37680																																			
		Stl. M	32858																																			
		Stl. L	33889																																			
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sternum</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS (cm)</td> <td>20</td> <td>26</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>S (cm)</td> <td>21</td> <td>31</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>M (cm)</td> <td>25</td> <td>37</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>L (cm)</td> <td>33</td> <td>50</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Sternum	A	B	C	XS (cm)	20	26	9	S (cm)	21	31	14	M (cm)	25	37	17	L (cm)	33	50	20	 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H-sele</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS (cm)</td> <td>8.5</td> <td>19.5</td> </tr> <tr> <td>S (cm)</td> <td>11.1</td> <td>31.7</td> </tr> <tr> <td>M (cm)</td> <td>13.9</td> <td>39.2</td> </tr> <tr> <td>L (cm)</td> <td>15.8</td> <td>46.0</td> </tr> </tbody> </table>	H-sele	A	B	XS (cm)	8.5	19.5	S (cm)	11.1	31.7	M (cm)	13.9	39.2	L (cm)	15.8	46.0
Sternum	A	B	C																																			
XS (cm)	20	26	9																																			
S (cm)	21	31	14																																			
M (cm)	25	37	17																																			
L (cm)	33	50	20																																			
H-sele	A	B																																				
XS (cm)	8.5	19.5																																				
S (cm)	11.1	31.7																																				
M (cm)	13.9	39.2																																				
L (cm)	15.8	46.0																																				

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha tillbehören monterade. Manual för detta finns under menyen [Sesamdokument på vår hemsida](#).











**Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)**




 För att se delar som ingår i standard, se **sida 7**.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Bålstöd</b>	I bålstöd ingår monteringsatts och foder. Justerbara i höjd och bredd.		
	Bålstöd fast	<b>Bålbredd/båldjup</b> Stl. 1 (passar även till stl. 0) 17 – 26 cm / 12,5 cm Stl. 2 21 – 30 cm / 15 cm Stl. 3 23 – 32 cm / 17,5 cm	48886 48887 48888
	Bålstöd vikbara och omslutande	Stl. 1 17 – 26 cm / 12,5 cm Stl. 2 21 – 30 cm / 15 cm Stl. 3 23 – 32 cm / 17,5 cm	38613 34896 38614
<b>Fot- /ankelstöd</b>		<b>Vristomkrets</b>	
	Vristhållare soft, med kardborre	Stl. S 160 – 240 mm Stl. M 220 – 280 mm Stl. L 260 – 320 mm	39101 20762 35489
	Vristhållare Pro, med spännen	Stl. S 160 – 240 mm Stl. M 220 – 280 mm Stl. L 260 – 320 mm	36776 37859 37252
<b>Armbindel</b>			
	Armbindel med plös	Stl. S Stl. L	13212 13213
<b>Bäckenstöd</b>	Bäckenstöd inkl överdrag	Stl. 1 – 2 (passar Delfi Pro stl. 0 - 2) Stl. 3 (passar Delfi Pro stl. 3 - 4)	38622 (par) 32852 (par)
	Höftstöd och bäckenstöd går inte att kombinera till storlek 1 och 2		
<b>Svankstöd</b>	Svankstöd. Fästs med kardborreband.	100 x 80 x 20 mm (L x B x H)	38654 (st)
			
<b>Höftstöd</b>	Höftstöd inkl. överdrag	Stl. 1, Vä/Hö Stl. 2, Vä/Hö	39417 (st) 39169 (st)
	Höftstöd och bäckenstöd går inte att kombinera till storlek 1 och 2		
<b>Armstöd</b>	Överarmsstöd	Stl. 0 Stl. 1 – 3	34388 (par) 33843 (par)
			

**Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)**

 För att se delar som ingår i standard, se **sida 7**.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.	
<b>Bord</b> 	Bord transparent	Stl. 1	38653 (st)	
		Stl. 2	32198 (st)	
		Stl. 3	33847 (st)	
<b>Fotstöd</b>   	Standard	<b>Längd infästning taggled</b>		
		Stl. 0	30 mm (passar Delfi stl. 0–1)	38623 (st)
		Stl. 1	30 mm	34157 (st)
		Stl. 2	30 mm	32195 (st)
		Stl. 3	80 mm	35025 (st)
		Upfällbart	Stl. 1	30 mm
	Stl. 2		30 mm	38625 (st)
	Stl. 3		80 mm	38626 (st)
	Delat	Stl. 1	30 mm	38615 (par)
		Stl. 2	30 mm	38616 (par)
		Stl. 3	80 mm	38617 (par)
	<b>Tillbehör fotstöd</b>    	Polstring fotplatta	<b>Passar till fotstöd</b>	
Stl. 1			34157, 38624	38627 (st)
Stl. 2			32195, 38625	38628 (st)
Polstring fotplatta delad		Stl. 3	35025, 38626	38629 (st)
		Stl. 1	38615	38630 (par)
		Stl. 2	38616	38631 (par)
Fotlåda (komplettera med fotstöd, är kompatibel med både helt och delat fotstöd)		Stl. 3	38617	34186 (par)
		Stl. 1		38924 (set)
		Stl. 2		38925 (set)
		Stl. 3		38037 (set)
Fjädrande fotstödsadapter		Stl. 4		43308 (set)
				22434 (st)
<b>Vadstöd</b>  		Vadstöd, inkl. 1 stag	Stl. 0	95 x 110 mm (passar Delfi Pro stl. 1)
	Stl. 1		120 x 145 mm (passar Delfi Pro stl. 1 - 2)	21531 (par)
	Stl. 2		150 x 155 mm (passar Delfi Pro stl. 3)	21548 (par)
	Polstring vadstöd	Stl. 0	(passar vadstöd stl. 0)	38651 (par)
		Stl. 1	(passar vadstöd stl. 1)	38652 (par)
		Stl. 2	(passar vadstöd stl. 2)	35024 (par)

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Monterings- beslag</b> 	Övre beslag till selar		21544 (par)
<b>Armstöd</b> 	Armstöd (bas 230 mm)	Stl. 1 Stl. 2 Stl. 3	38621 (par) 32194 (par) 35005 (par)
<b>Nedre monterings- beslag</b> 			32197
Adaptersystem			44020
Mer information finns på leverantörens hemsida <a href="http://www.anatomicsitt.se">www.anatomicsitt.se</a>			

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha tillbehören monterade. Manual för detta finns under meny [Sesamdokument på vår hemsida](#).