

Sulky Chilla

BESKRIVNING



Sulky för ökad komfort, stabilitet och säkerhet

Chilla är en sulky som ger användaren en säker och bekväm sittställning. Sitsen kan vändas framåt och bakåt. Det går att justera sitsdjupet och rygghöjden. Behöver sitsens eller ryggens bredd justeras kan höft- och bålstöd monteras.

Chilla kan fällas ihop med sits och tillbehör monterade. Det går också att fälla ihop sitsen och underredet var för sig. Den är krocktestad och uppfyller kraven enligt ISO 7176-19 för säker transport i motorfordon.

Leverantör Klassificering
[Etac](#) MDR

MÅTT OCH VIKT	STORLEK 1	STORLEK 2
Sittbredd utan höftstöd	33 cm	38 cm
Sittbredd med höftstöd	18–26 cm	23–31 cm
Sitsdjup	18–34 cm	24–42 cm
Sitsvinkel	(–5)–(40)	(–5)–(40)
Rygghöjd	36,5–52,5 cm	42–61 cm
Ryggbredd (övre del) utan sidostöd	31,5 cm	36,5 cm
Ryggbredd (övre del) med sidostöd	15–22,5 cm	17–26 cm
Vinkel ryggtilt	80–160	80–160
Max. användarvikt	35 kg	50 kg
Max. belastning chassi	43 kg	60 kg

Chassi

7" svängbara framhjul och fjädring bak.

Artikelnummer	Storlek
50900	1

Artikelnummer	Storlek
50901	2



Sits

Artikelnummer	Storlek
50902	1

Artikelnummer	Storlek
50903	2



Dynor set

Grå dynset bestående av en ryggdyna, sittdyna och två överdrag till sidodyna rygg.

Artikelnummer	Storlek
51224	1

Artikelnummer	Storlek
51225	2



Ryggdyna

Grå. Reservdel.

Artikelnummer	Storlek
50904	1

Artikelnummer	Storlek
50905	2



Sittdyna

Grå. Reservdel.

Artikelnummer	Storlek
50906	1

Artikelnummer	Storlek
50907	2



Sidodyna

För rygg. Levereras i par. Svarta. Reservdel.

Artikelnummer	Storlek	Antal
50908	1	2

Artikelnummer	Storlek	Antal
50909	2	2



Stag fotplatta

Artikelnummer	Storlek	Längd
50910	1	19 cm

Artikelnummer	Storlek	Längd
50911	2	28 cm



Fotplatta med kant

Artikelnummer	Röranslutning
50912	Kort

Artikelnummer	Röranslutning
50913	Lång



Fotplatta Wombat

Inklusive anslutningsrör 10 cm.

Artikelnummer	Storlek
20647	2

Artikelnummer	Storlek
22195	3



Höftstöd

Levereras i par.

Artikelnummer	Storlek	Antal
50914	1	2

Artikelnummer	Storlek	Antal
50915	2	2



Höftstöd, multijusterbara

Levereras i par.

Artikelnummer	Storlek	Antal
50916	1	2

Artikelnummer	Storlek	Antal
50917	2	2



Knästöd yttre

Inklusive överdrag. Levereras i par. Integrerat fäste för montering av bord och handbåge.

Artikelnummer	Storlek	Antal
50918	1	2

Artikelnummer	Storlek	Antal
50919	2	2



Bendelare

Inklusive överdrag.

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd x Höjd
50920	1	6 x 11,6 x 19 cm

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd x Höjd
50921	2	6 x 16 x 19 cm



Bord

Kräver fäste för montering om inte yttre knästöd används. Se "Monteringskit" nedan.

Artikelnummer	Storlek
50922	1-2



Handbåge

Kräver fäste för montering om inte yttre knästöd används. Se "Monteringskit" nedan.

Artikelnummer	Storlek
50923	1

Artikelnummer	Storlek
50924	2



Monteringskit

För montering av bord eller handbåge om inte yttre knästöd används.

Artikelnummer

50925



Bålstöd

Levereras i par.

Artikelnummer	Storlek	Antal	Bredd x Längd
50926	1	2	10 x 10 cm
Artikelnummer	Storlek	Antal	Bredd x Längd
50927	2	2	13,5 x 13,5 cm
Artikelnummer	Storlek	Antal	Bredd x Längd
50928	3	2	15 x 15 cm



Kil, sits

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd x Höjd
50929	1–2	36 x 16 x 2,5 cm



Huvudstöd

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd
50930	1	29 x 13 cm
Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd
50931	2	31 x 14 cm



Huvudstöd, format

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd
50932	M	24 x 12 cm
Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd
49383	L	28 x 15 cm



Huvudstöd, tvådelat

Artikelnummer	Storlek
50933	One size



Huvudstöd, anatomiskt

Artikelnummer Storlek
50934 Small

Artikelnummer Storlek
50935 Medium



Fäste/beslag

För montering av huvudstöd med turtlestag på rygg.

Artikelnummer Storlek Antal Bredd x Längd
50937 1 2 10 x 10 cm



Adapter

Till chassi storlek 2. För montering av X Panda Shape storlek 1, Infant Seat, X Panda storlek 1, 2S och 2M.

Artikelnummer
50941

Obs. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.



Transportfäste

Artikelnummer
50942

Artikelnummer Användning
50943 Om adapterplatta för X Panda Shape och X Panda används.



Handbromskit

Artikelnummer
50944

Övrigt
För montering av handbromskit, komplettera med en arbetsorder ("AOKO").



Varukorg

Artikelnummer
50945



Syrgashållare

Artikelnummer
50946

Obs. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.



Droppställning

Artikelnummer
50947

Obs. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.



Hållare för ventilator

Artikelnummer
50948

Obs. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.



Fäste kommunikation

Artikelnummer
50949

Obs. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.



Sufflet

Svart.

Artikelnummer Storlek
50950 1

Artikelnummer Storlek
50951 2



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel
