

VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisen när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

Hygienstol Combi Bred

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

Standardutförande

Combi Bred dusch-/toalettstol

HMV art.nr: 19250

Teknisk data

Sitthöjd	50,5 – 63 cm
Bredd mellan armstöd	53 cm
Toalettöppning	21x31 cm
Sittbredd	51 cm
Sittdjup	43,5 cm
Total bredd	64 cm
Max brukarvikt	200 kg



Standardutförande är utrustad enligt följande:

Armstöd

Sits med nyckelhålsform, mjuk




Ryggstöd/ryggdyna Pur

Benstöd inkl. fotplatta

Gejder

Hygienstol Combi Bred

Beställningsunderlag

Tillbehör – ingår ej i standardutförande		
	Produkt	HMV art.nr.
	Bäcken, nyckelhålsformat med lock	19581
	Armstödslåsning, par	42685
	Amputationsbenstöd vänster/höger vsb	42686
	Förlängningsdyna för benstöd/amputationsbenstöd	44303
	Vad-hälband	44324
	Bålstöd höger Bålstöd vänster	42687 42688
	Höftbälte, inklusive fästen	42635
	Tvärslå	42636
	Nackstöd	22383
Tillbehör – ingår i standardutförande		
	Fotstöd	37137
	Sits med nyckelhålsform, mjuk	21604
	Gejder	39435
	Ryggdyna PUR	42637

Mer information finns på leverantörens hemsida: www.handicare.se

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).