

Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3 Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam. Om du har frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefon 090 - 785 93 65.

Modeller standardutförande

Sitsbredd	HMV art.nr.
39 cm	42551
44 cm	42552
49 cm	42553

Standardutförande är utrustad enligt följande:

Bromsar	Brukarmanövrerad
Drivhjul	Hjul 24 " massiva grov
Drivring	Plastad
Länkhjul	150x30 mm massiva
Sits	Vårdarmanövrerad. Sitsvinkling -1-30° och ryggvinkling 0- 30°
Sitsdjup	43-50 cm
Sitshöjd	Standard 43 cm (för alternativa sitshöjder se sid 4)
Ryggklädsel	Ställbar flex 3, kardborreband
Ryggöverdrag	Polstrat ryggöverdrag plysch
Benstöd	Vinkelfast 80°
Fotplatta	Kort rör = 24 cm, djup- och vinkelställbart
Armstöd	Rio, lång dyna 38 cm
Nackstöd	Inkl. rattvredssats
Körhandtag	Ingår
Tippskydd	Ingår
Transportfästen	Ingår
Chassifärg	Svart
Max brukarvikt	135kg.
Totalbredd	Sitsbredd + 180 mm
Totalvikt	Ca 35 kg
Balansläge	Längst bak



Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabellen på sida 6. Där kan du även se vilka eventuella begränsningar i sitstillt och rygglutning som stolen har, beroende av sitshöjd.











Om balansläget ska ändras ansvarar förskrivaren för det.

De äldre modellerna av vinkelställbara benstödsöverdelar (ej standard) samt vad- och fotplattor levereras ej längre från Invacare, men båda modellerna kan fortfarande levereras från HMV beroende på tillgång. De nya fotplattorna kan kombineras med den äldre modellen av överdelar. Vid beställning av kombination av benstödsöverdelar kontakta hjälpmedelskonsulent.

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny [Sesamdokument på vår hemsida](#).

Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag








Tillbehör, som ej ingår i standardutförande				
För dynor och sitsplatta tillkommer en kostnad. För att se delar som ingår i standard, se sida 5 .				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
Ryggdynor 	Mistral plysch	39 cm	35,5 x 51 cm	19024
		44 cm	40,5 x 51 cm	19022
		49 cm	45,5 x 51 cm	19023
	Laguna plysch	39 cm	37,2 x 55 cm	23389
		44 cm	40,2 x 55 cm	23337
		49 cm	45,2 x 55 cm	22395
	Passad plysch	39 cm	44 x 55 cm	22097
		44 cm	47 x 55 cm	19747
		49 cm	52 x 55 cm	22098
Sittdyna 	Floshape plysch	39 cm		23657
		44 cm		23656
		49 cm		23655
	Inkontinensöverdrag	39 cm		22531
		44 cm		22336
		49 cm		19267
Huvudstöd 	Sidojusterbart komplett Dartex			19387
Rattvredsats 	Till huvud-/nackstöd			31831
	Multi Flex 3 ställbar		Hö/Vä	38403
	Swingaway Multi Flex 3 ställbar		Höger Vänster	38402 38404
	Fäste bålstöd		Hö/Vä	35424
	Hållare bålstöd (behövs endast för swingaway)		Hö/Vä	38760
OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en Arbetsorder kopplad till kundorder göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny Sesamdokument på vår hemsida .				

Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförande (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se sida 5.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
 långt rör = 36 cm Kort rör = 24 cm	Hel 31+10cm korta rör	39 cm		34491
	Hel 31+10cm långa rör			32457
	Hel 36+10cm korta rör	44 cm		34492
	Hel 36+10cm långa rör			32458
	Hel 41+10cm korta rör	49 cm		34493
	Hel 41+10cm långa rör			32459
	Fotplatta vs 147 mm m rör f vs benstöd	39 cm	Vänster	43217
	Fotplatta vs 147 mm m rör f vs benstöd	39 cm	Höger	43216
	Fotplatta vs 172 mm m rör f vs benstöd	44 cm	Vänster	43206
	Fotplatta vs 172 mm m rör f vs benstöd	44 cm	Höger	43202
	Fotplatta vs 197 mm m rör f vs benstöd	49 cm	Vänster	43207
	Fotplatta vs 197 mm m rör f vs benstöd	49 cm	Höger	43203
	Passar alla bredder		Vä/Hö	46684
Benstöds- överdel    	90° vinkelfast		Vä/Hö	22167
	Amputationsbenstöd		Vänster	22264
			Höger	22262
	Fotplatteförlängare 17 cm, par			22376
	Vinkelställbar m. fäste för vadstöd 2019		Vänster	43200
		Höger	43201	








Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförande (forts.)






För dynor och sitsplatta tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 5**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Vadstöd 	Vadstöd m. fäste	39 cm	145 mm vä	43211
		39 cm	145 mm hö	43210
		44 cm	170 mm vä	43213
		44 cm	170 mm hö	43212
		49 cm	195 mm vä	43215
		49 cm	195 mm hö	43214
Dyna 	Dyna för sidoskydd m överdrag			36872
Droppställning 	Komplett med fäste (Nack-/huvudstöd krävs för montering)			34607
Fäste 	För bröstsele, övre			35607
Sitsplatta 	Förhöjare 20 mm	39 cm		42493
		44 cm		42491
		49 cm		42492
Midjebälte 				22256
Fäste positioneringsbälte 				39602

Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Ryggöverdrag 	Polstrat	39 cm	47,5 x 54	23557
		44 cm	52,5 x 54	23558
		49 cm	57,5 x 54	20618
Nackstöd 				22551
Fotplatta  Kort rör = 24 cm	vs 18+1cm kort rör	39 cm	Vänster	22095
	vs 18+1cm kort rör		Höger	22096
	vs 19+1cm kort rör	44 cm	Vänster	20044
	vs 19+1cm kort rör		Höger	20045
vs 18+3cm kort rör	49 cm	Vänster	22100	
vs 18+3cm kort rör		Höger	22101	
Benstödsöverdel 	80° vinkelfast		Vä/Hö	22599
Låsdetalj 	till ryggvinkel/sitstilt (enheten gäller styck, ej par)			35063
Drivring	Plastad		22"	33881
			24"	42441
Armstöd RIO	Lång dyna, 38 cm		Höger	38360
			Vänster	42558

Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

Sitshöjdstabell				
Sitshöjd	Sitstilt	Ryggtilt	Länkhjul	Drivhjul
35 cm	10 °	30 °	125 mm	22"
40 cm	20 °	10 °	150 mm	22"
43 cm	20 °	10 °	150 mm	24" Standardhöjd
45 cm	30 °	20 °	150 mm	24"

Mer information finns på leverantörens hemsida www.invacare.se

Vid nybeställning av annan sitshöjd än standard

Registrera en kundorder på Dahlia med rätt sitsbredd i standardutförande (se första sidan), samt rätt antal artikelnummer för respektive sitshöjd, enligt tabellen nedan. Därefter måste en arbetsorder kopplad till kundorder registreras.

Sitshöjd	Beställ följande art.nr
35	32933 x 2 st.
	23315 x 2 st.
	42525 x 1 st.
	42523 x 1 st.
40	32933 x 2 st.
45	42522 x 2 st.

Om du redan har en Dahlia och vill ändra sitshöjden, kontakta vår hjälpmedelskonsulent.