

## Rollator Crocodile bakåtvänd – barn

### Beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

#### Standardutförande

#### Modeller standardprodukter

Storlek 0 Art.nr. **47554**

Storlek 1 Art.nr. **18548**

Storlek 2 Art.nr. **18553**

Storlek 3 Art.nr. **37235**



#### I standardutförande ingår:

Chassi, ihopfällbart	Stl 0–2 Lättviktsaluminium Stl 3 Lättviktsaluminium och stål
Toppbygel	Justerbar i höjdded, med polstring och skydd
Handtag	Justerbara i sidled och höjdded
Hjul	Framhjul 150 x 30 mm massiva svängbara med riktningsspärr Bakhjul 200 x 30 mm
Bromsar	Släpbroms integrerat i bakhjulen. Backspärr på bakhjulen. Obs! Tippskydd ska finnas monterade vid användning av backspärr.









	Storlek 0	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Färg	Vit	Gul	Orange	Grå metallic
Höjd golv till handtag	30–61 cm	42–56 cm	55–69 cm	69–87 cm
Total bredd	58 cm	63 cm	69 cm	69 cm
Vikt, standard	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg
Max. användarlängd	105 cm	115 cm	150 cm	180 cm
Max. användarvikt	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg

**Obs!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual finns på vår hemsida under [Sesamdokument](#).

## Rollator Crocodile bakåtvänd – barn

### Beställningsunderlag










Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet		
Produkt	Specifikation	Art.nr.
Handbroms 2 st 	Stl 1–2	43448
	Stl 3	43449
Tvärstag handtag För montering framför barnet mellan handtagen. 	Stl 0	49861
	Stl 1	49862
	Stl 2	49523
Hängsits 	Stl 1	18550
	Stl 2	43447
Hängsits lättvikt 	Stl 0–1	47766
	Stl 2	47767
	Montering stl 0 kräver bålstöd 47768. Montering stl 1 kräver ryggstöd 43442 samt bälte 43452. Montering stl 2 kräver ryggstöd 43443 samt bälte 43452.	
Höftstöd 	Stl 0–3	43446
Bålstöd 	Stl 0	47768
Ryggstöd 	Stl 0–3	43445
	Montering på storlek 3 kräver tvärstång 43450	
Ryggstöd m sidostöd 	Small, stl 0–3	43442
	Large, stl 1–3	43443
	Montering på storlek 3 kräver tvärstång 43450	
Bälte till ryggstöd m sidostöd		43452

## Rollator Crocodile bakåtvänd – barn


### Beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)		
Produkt	Specifikation	Art.nr.
Ryggstöd justerbart	Stl 3	43451
	Montering kräver tvärstång 43450	
Tvärstång	Stl 3 Används tillsammans med ryggstöd eller när extra stabilitet behövs	43450
		
Sits	Stl 0 (vit) Stl 1 (gul) Stl 2 (orange) Stl 3 (grå metallic)	47555 18551 18664 37236
		
Tippskydd	Stl 0–2 Stl 3	18549 43444
		
Underarmsstöd Inkl. handtag hö/vä	Stl 0–1 Stl 2 Stl 3	43453 43454 43455
		
Handtag för handbroms* i kombination med underarmsstöd.	Stl 1 Stl 2 Stl 3	45859 49860 49219
	* För användning med underarmsstöd måste "handtag för handbroms i kombination med underarmsstöd" beställas.	
Underarmsmanschett	Polstrad	41546
		
Ledsagarhandtag	Stl 0–2	43457
		
Knopp handtag	För stl 3 samt för stl 1 och 2 med ersättningskit Stl 3	43456
		
Väska	Stl 0–2 Stl 3	39142 42932

## Rollator Crocodile bakåtvänd – barn Beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.



Mer information finns på leverantörens hemsida: [www.etac.se](http://www.etac.se)