

## Rollator Marcy framåtvänd – barn

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090-785 93 65.

#### Standardutförande

#### Modeller standardprodukter

Storlek 0	HMV art.nr. <b>43231</b>
Storlek 1	HMV art.nr. <b>43080</b>
Storlek 1 med handbroms	HMV art.nr. <b>48689</b>

#### I standardutförande ingår:

Chassi med teleskopiskt underrede  
Handtag, justerbara i höjd och bredd  
Riktningsspärr på framhjul  
Släpbroms på bakhjul



	Storlek 0	Storlek 1
Färg	Rosa	Blå
Höjd golv till handtag	30–47 cm	38–59 cm
Höjd golv till underarmstöd (tillbehör)	41–58 cm	49–70 cm
Bredd mellan handtag	18–32 cm	22–36 cm
Sitthöjd	25 cm	30 cm
Total bredd	44 cm	48 cm
Max. användarvikt	20 kg	30 kg
Hjulstorlek	150 mm	150 mm
Vikt	4,2 kg	5 kg

Obs! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste Alltid en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

## Rollator Marcy framåtvänd – barn

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090-785 93 65.

#### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet

Produkt	Specifikation	HMV art.nr.
Sits	Storlek 0	44619
	Storlek 1	44620
Korg	Storlek 0	43435
	Storlek 1	43280
Handbroms	Storlek 0, litet handtag	48447
Underarmsstöd, endast till storlek 1	Underarmsstöd med handtag	43242
	Underarmsstöd med gripkula	48690

Mer information finns på leverantörens hemsida: [schuchmann.se](http://schuchmann.se)