

Rollatorer utomhus – Vuxen

Sortimentsöversikt/Beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

Standardutförande

Alla modellerna är utrustade med färd- och parkeringsbroms.

Modell	Art.nr
Olympos ATR M Slim	47667
Olympos ATR M	47817
Olympos ATR S	47760

Carl-Oskar 67 förstärkt	19987
-------------------------	-------

Utgående modeller

Carl-Oskar 62	11418
Carl-Oskar 67	17643



Modell	Olympos M Slim	Olympos M	Olympos S
Totalbredd	62 cm	68 cm	68 cm
Sitthöjd	60 cm	60 cm	54 cm
Handtagshöjd	76–95,5 cm	76–95,5 cm	69–86,5 cm
Handtag vända	Bakåt	Bakåt	Bakåt
Max. användarvikt	150 kg	150 kg	150 kg
Hjulstorlek	28 cm fram, 23 cm bak	28 cm fram, 23 cm bak	28 cm fram, 23 cm bak
Produktvikt	8,3 kg	8,4 kg	8,2 kg

Modell	Carl-Oskar 62	Carl-Oskar 67	Carl-Oskar 67 förstärkt
Totalbredd	62 cm	67 cm	67 cm
Sitthöjd	64 cm	64 cm	64 cm
Handtagshöjd	77–95 cm	77–95 cm	77–95 cm
Handtag vända	Bakåt	Bakåt	Bakåt
Max. användarvikt	150 kg	150 kg	275 kg
Hjulstorlek	30 cm	30 cm	30 cm
Produktvikt	11,3 kg	11,4 kg	13,3 kg

Rollatorer utomhus – Vuxen

Sortimentsöversikt/Beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet						
Tillbehör	Olympos M Slim	Olympos M	Olympos S	Carl-Oskar 62	Carl-Oskar 67	Carl-Oskar förstärkt
Väska/Korg	47669	47818	48121	11497	11497	11497
Bricka	47843	47842	-	11498	11498	11498
Släpbroms	47668	47668	47668	18628	18628	18628
Syrgashållare	-	-	-	19195	19195	19195
Droppställning	-	-	-	43841	43841	43841
Ryggband	47672	47672	47672	17742	17742	17742
Broms enhand höger/vänster, styck	47671	47671	47671	19819	19819	19819
Tvärhandtag	-	-	-	48162	-	-
Handtag Hemi höger med enhandsbroms vänster	-	-	-	32740	32740	-
Handtag Hemi vänster med enhandsbroms höger	-	-	-	32739	32739	-
Kryckkäppshållare	47670	47670	47670	11499	11499	11499
Dragögla till grindlås	-	-	-	30907	30907	30907
Extra långa körhandtag	47702	47702	47702	-	-	-
Obs! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en Arbetsorder kopplad till kundorder göras, om du vill ha delarna monterade. Manual finns på vår hemsida under Sesamdokument .						

Mer information på leverantörens hemsida www.humancare.se