

Tillbehör till rullstolsdynor

Beställningsunderlag

Obs! Önskar du beställa någon produkt som inte har HVM-artikelnr., kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

Mellanrumshandske

Leverantör: Salubrious www.salubrious.se

Beskrivning:

Utprovningshandske för att lättare kontrollera mellanrummet mellan brukaren och dynans botten/stolens sits.

HVM-art.nr: 37141



Anatomisk sits ROHO

Leverantör: Etac www.etac.com/sv-se

Beskrivning:

En lätt och anatomisk formad sittplatta som ökar stabiliteten och tar bort hängmatteeffekten från kryssfälda rullstolar. Placeras under ROHO dynan i dynfodralet. Eftersom en storlek på Anatomisk sits ROHO kan användas till flera olika dynstorlekar rekommenderas att man först kontrollerar att den passar på rullstolens sits.

Anatomisk sits ROHO mäts från ytterkant till ytterkant.



Storlek (cm) Bredd x Djup	HVM-art.nr.	Storlek (cm) Bredd x djup	HVM-art.nr.
33,5x33		43x38,5	40083
38,5x38	40087	43x44,5	34148

Kil cellpolyeten

Leverantör: Bima www.bimaplastteknik.se

Beskrivning:

Hård kildyna. Kan användas som positionering/anpassning av befintlig dyna. Går bra att skära i.

Färg: Svart



Storlek (cm) Bredd x djup x höjd	HVM-art.nr.
36x34x3/1	36105
36x34x5/1	36106
36x34x8/1	36107

Tillbehör till rullstolsdynor

Beställningsunderlag

Obs! Önskar du beställa någon produkt som inte har HMV-artikelnr., kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.

Utgjämningsskiva Bima

Leverantör: Bima www.bimaplastteknik.se

Beskrivning:

Utgjämningsskivan används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Den används tillsammans med dyna med plan botten utan kompenserings för hängmatteeffekt.

Skivan är tillverkad i fast formstabil material med låg vikt som är lätt att anpassa (går att skära i).

Finns även i andra storlekar än de nedan, kontakta kundtjänst vid behov av annan storlek.



Storlek (cm) Bredd x djup x höjd	HMV-art.nr.	Storlek (cm) Bredd x djup x höjd	HMV-art.nr.
35x40x1,5	40253	—	—
40x40x1,5	40124	40x40x2,4	40120
40x43x1,5	40133	40x43x2,4	40138
40x45x1,5	40134	40x45x2,4	40132
42x40x1,5	40127	42x40x2,4	40137
42x43x1,5	40121	42x43x2,4	40140
42x45x1,5	40122	42x45x2,4	40118
45x40x1,5	40139	45x40x2,4	40126
45x43x1,5	40123	45x43x2,4	40119
45x45x1,5	40131	45x45x2,4	40129
47x40x1,5	40117	47x40x2,4	40128
47x43x1,5	40130	47x43x2,4	40136
47x45x1,5	40135	47x45x2,4	40125
50x40x1,5	40143	50x40x2,4	40142
50x43x1,5	40145	50x43x2,4	40144
50x45x1,5	40147	50x45x2,4	40146