






Toalettstöd Svan Balance för barn

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

Toalettstöd Svan Balance för barn			
Benämning	HMV art.nr.	Beskrivning	
Benstativ	20547	Benstativet är stommen i Svan Balance där alla andra komponenter fästes. Stommen är anpassad för toaletter med en höjd av 40 cm. En gummiduk på undersidan av benstativet mot toalettporslinet gör att inte toalettporslinet skadas. Två ställbara fötter som kan justeras 6 cm. Om toalettporslinet är högre än 460 mm så ska benstativet kompletteras med benförlängare,	
Fotpalls-ersättare	20548	Fotpallsättaren används om inte fotpallen används. Fästes med två skruvar där fotpallen annars sitter.	
Sittring standard	20549	Sittringen ska beställas för att alla tillbehör ska passa.	








OBS! Både benstativ och sittring (ingår i standardutförandet) måste beställas för att alla tillbehör ska passa.

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet			
Armstöd DUO	32940	Armstödet duo är ett vinklat armstöd som kan placeras så att bredden mellan armstödet blir 350 mm eller 500 mm.	
Armstöd rakt	33870	Bredd 425 mm Höjd över sittytan: 220, 245, 270 mm (3 fasta lägen)	
Fotpall	20766	Bredd: 400 mm Djup: 260 mm Höjd över golvet: 55, 110, 165, 220 mm (4 fasta lägen) Avstånd fotpall-sittytan: 365, 310, 255, 200 mm	

Toalettstöd Svan Balance för barn








Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

Benämning	HMV art.nr.	Beskrivning	
Fotpall Footpad 5 cm	41190	Footpad minskar sitthöjd vid sittande 38 x 32 x 5cm.	
Fotpall Footpad 10 cm	41191	Footpad minskar sitthöjd vid sittande. 68 x 38 x 10cm OBS! Fotpall/fotpallen får endast användas som ett stöd för ben och fötter. Den är inte avsedd att stå på!	
Bordsskiva med fästen	37985	Bordsskivan kan användas av den som vill läsa, rita och leka. Skivan fungerar också som ett stöd för den som behöver luta sig långt fram. Skivan är justerbar både på höjden och djupet och kan med ett enkelt grepp flyttas. De båda nedre fästena följer med	
Armstöd omslutande	23308	Bredd: 425 mm Höjd över sittytan: 220, 245, 270 mm (3 fasta lägen)	
Armstöd DUO Mini	31868	Armstödet duo mini är lika som armstödet duo med den skillnaden att det är 100 mm lägre. Duo mini passar de allra minsta. Bredden mellan armstödet är 350 mm eller 500mm.	
Stödhandtag med fästen	21432	Bredd yttermått 555 mm Höjd från golvet: 570–810 mm	
Minipall	34074	Minipall är ett tillbehör till produkten Balance som placeras ovanpå den vanliga fotpallen. Minipall kan både användas som en trappa vilket underlättar för små barn att ta sig upp på toaletten och som ett högt fotstöd vilket passar för de minsta. Mått: Bredd 37 cm, Djup 16,5 cm, Höjd 10 cm.	
Mjuksits	18967		






Toalettstöd Svan Balance för barn

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)			
Benämning	HMV art.nr.	Beskrivning	
Hålförminskare extra liten	23216	Mått på hålets bredd: 140 mm Längd: 163 mm	
Hålförminskare liten	18373	Mått på hålets bredd: 143 mm Längd: 255 mm	
Hålförminskare mellan	19072	Mått på hålets bredd: 170 mm Längd: 262 mm	
Hålförminskare liten, höga kanter	32939		
Ryggkudde	18372	Ryggkuddens mått: bredd 360 mm, djup 100 mm och höjd 250 mm	
Ryggdyna	37656	Ryggdynan fästes enkelt på alla toalettlock med hjälp av ett gummiband. Dynan är endast 3 cm tjock och ger ett mjukt varmt ryggstöd. Ryggdynan passar alla toalettlock. Mått: djup 3 cm, höjd 39 cm, bredd 32 cm.	
Benförlängare	23145	I de fall Svan Balance ska placeras på ett högre porslin än 459 mm ska benstativet förlängas med våra benförlängare. En par kan förlänga benen max 65 mm, passar till toalettporcelain med höjd 460–520 mm.	

Toalettstöd Svan Balance för barn

Beställningsunderlag

RIK-sortiment			
RIK sits	48127	RIK-Sits och RIK-ryggstöd är specifikt utformade för personer som använder RIK (Ren Intermittent Kateterisering). Sitsen och ryggstödet underlättar processen, då det kan vara svårt att placera katetern korrekt samt för en hjälpare/vårdpersonal att komma åt ordentligt. Sitsens utformning är skapad för att ge en bättre position för bäcken och höfter vilket ökar möjligheten till en smidiga	
RIK rygg	48128		
Sittskiva RIK	21046	En enkel slät sittyta att placera på toaletsitsen vid RIK. Skivan tas enkelt bort genom att dra den bakåt eller åt sidan. Tillverkad i hårdplast med glidskydd under. Storlek:340 x170 mm, 5 mm tjock	
Kateterhållare	23215	Hållare som fästes på armstödet på Svan Balance. Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den plana ytan. Tillverkad i ABS-plast.	
Kateterhållare för tub	23215	Hållare som fästes på armstödet på Svan Balance. Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den plana ytan. Tillverkad i ABS-plast. Tuben sätts fast i klämman.	
Klara RIK-sits	48128	Klara RIK består av en sits och ett ryggstöd. Den är specifikt utformade för personer som använder RIK. Sitsens form är skapad för att ge en bättre position för bäcken och höfter vilket ökar möjligheten till en smidigare och mer bekväm hantering. Bredd: 38,8 cm Djup: 33,1 cm Max användarvikt: 150 kg	
Klara RIK-ryggstöd	48127	Klara RIK består av en sits och ett ryggstöd. Den är specifikt utformade för personer som använder RIK. Sitsens form är skapad för att ge en bättre position för bäcken och höfter vilket ökar möjligheten till en smidigare och mer bekväm hantering. Bredd: 39,5 cm Djup: 48,4 cm	