

Positioneringskuddar

Tryckavlastning och stöd

Tumlekuddarna från Cobi Rehab är positioneringskuddar utformade för att hålla användarens kropp i en korrekt position, för att förbättra blodcirkulationen, avlasta tryckpunkter och minska risken för trycksår. Kuddarna är särskilt användbara för personer som spenderar långa perioder i en stol eller säng.

Tumlekuddarna ger avlastning genom att forma sig efter användaren och underlaget. Fyllningen av små polystyrenkuler gör att kudden inte fjädrar tillbaka eller glider iväg som en traditionell kudde. Mängden fyllning är väl avvägd för att kudden ska vara flexibel i många olika situationer. Varje kudde har flera olika positioneringsmöjligheter. Det tvättbara bomullsöverdraget, som ingår, gör att kudden känns behaglig mot huden.

Positioneringskit för utlåning

Som förskrivare kan du låna ett kit med positioneringskuddar från det avancerade sortimentet kostnadsfritt för att testa olika typer innan beställning.

Kitet innehåller följande sex positioneringskuddar:

- Mellan barnnackkudde ● Marin
- Stor halvmåne ● Grön
- Liten banan ● Röd
- Stor banan ● Gul
- Stor fyrkant ● Grön
- T-kudde large ● Marin

Ring eller mejla kundtjänst för att boka positioneringskitet när det är tillgängligt. Kitet kan hämtas på Hjälpmedel Västerbotten i Umeå eller skickas till dig/användaren. Det återlämnas så snart som möjligt, dock senast efter två veckor, på våra ordinarie hämtnings- och lämningsplatser eller direkt till Hjälpmedel Västerbotten i Lycksele, Skellefteå eller Umeå.

Instruktion för lån och adresslapp för återlämning finns på vår hemsida:

[Hjälpmedelssortiment/Behandling](https://www.regionvasterbotten.se/hjalpmedelssortiment/Behandling)



AVANCERAT SORTIMENT

Artikelnummer	Storlek	Diameter	Hals	Leverantör	Klassificering	Ingår	Färg
19499	Junior	38 cm	8 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Grön
37936	Vuxen	50 cm	10 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Marin

Halskrage

Formstyv halskrage som ger gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. Öppningen är smal och halsvidden snäv för att passa tätt runt halsen. För bästa funktion är det viktigt att kudden får avlastning emot t.ex. ett högt ryggstöd i fåtölj eller rullstol. Kudden används också för att avlasta ben och fot vid liggande då den läggs runt benet eller fotleden. Nackkudden fungerar också som sittring och stöd för bäckenet vid sittande, eller som huvudkudde med avlastning för tryck mot örat.



Artikelnummer	Tillbehör
35175	Bomullsöverdrag till storlek Junior
38099	Bomullsöverdrag till storlek Vuxen
38102	Hygienöverdrag till storlek Junior
38103	Hygienöverdrag till storlek Vuxen

Artikelnummer	Variant	Längd	Hals	Leverantör	Klassificering	Ingår	Färg
19003	Tunn	80 cm	10 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Röd
37795	Mellan	80 cm	5–12 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Marin
18965	Tjock	100 cm	18 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Blå

Barnnackkudde

Den tunna barnnackkudden är lätt att forma kring hals och nacke. Kudden är mycket tunn och så lång att ändarna räcker långt ned på bröstet. Den används också som stöd under armarna på små barn som sitter.

Tjock och mellan barnnackkudde passar större barn och vuxna. Den ger gott stöd åt sidan då den fyller ut tomrum mellan nacke och huvudstöd effektivt. Kudden fungerar också bra som stöd under arm och hand vid sittande i rullstol. Den används även som stöd i ländryggen vid kraftig svankrygg.

Artikelnummer	Tillbehör
41443	Bomullsöverdrag till variant Tunn
37793	Bomullsöverdrag till variant Mellan
14751	Bomullsöverdrag till variant Tjock
41444	Hygienöverdrag till variant Tunn
41445	Hygienöverdrag till variant Mellan
41446	Hygienöverdrag till variant Tjock



BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Positioneringskuddar

Artikelnummer	Variant	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Ingår	Färg
18694	Liten	47 x 22,5 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Blå
21488	Stor	110 x 30 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Grön
16560	Tjock	130 x 40 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Marin

Halvmånekudde

Används främst som stöd under arm och hand, i svanken i både sittande och liggande ställning och som tryckavlastning mellan knän eller fötter. Liten halvmåne fyller ut ett för stort nack- eller huvudstöd och kan placeras som ett smidigt stöd för bälen i rullstolen. Stor halvmåne är ett alternativ till hemiplegiarmstöd, men fungerar också som stöd bakom skuldror, hals och huvud för användare med kyfotisk sittställning. Tjock halvmåne är en universell stödkudde som ersätter ett rullstolsbord som stöd för underarmar och bål.

Artikelnummer	Tillbehör
16557	Bomullsöverdrag till variant Liten
37794	Bomullsöverdrag till variant Stor
35176	Bomullsöverdrag till variant Tjock
41447	Hygienöverdrag till variant Liten
41448	Hygienöverdrag till variant Stor
41449	Hygienöverdrag till variant Tjock



Artikelnummer	Variant	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Ingår	Färg
32080	Liten	160 x 34 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Röd
35608	Stor	200 x 34 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Gul
16527	V-kudde	320 x 28 cm	Cobi Rehab	MDR	Bomullsöverdrag	● Grön

Banankudde

Stor formbar kudde för stöd i säng, soffa och fåtölj. Kan placeras bakom, framför eller runt den som har balansproblem i sittande och kan möjliggöra flera alternativ till att sitta i rullstolen. Vid liggande på sidan ger kudden stöd längs hela ryggen, runt stjärten och ut mellan benen. Den kan även ge stöd mot bröst och mage. Vid ryggläge ger kudden stöd och avlastning under knän eller under axlar, skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering.

Artikelnummer	Tillbehör
32155	Bomullsöverdrag till variant Liten
32167	Bomullsöverdrag till variant Stor
45134	Bomullsöverdrag till variant V-kudde
41452	Hygienöverdrag till variant Liten
38526	Hygienöverdrag till variant Stor
45133	Hygienöverdrag till variant V-kudde



BESTÄLLNINGSUUNDERLAG

Positioneringskuddar

Artikelnummer 17872	Variant Liten	Längd x Bredd 60 x 30 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Röd
Artikelnummer 37937	Variant Stor	Längd x Bredd 70 x 40 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Grön
Artikelnummer 39927	Variant Lång	Längd x Bredd 100 x 40 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Gul
Artikelnummer 45138	Variant Smal	Längd x Bredd 40 x 18 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Marin
Artikelnummer 45137	Variant Kort	Längd x Bredd 35 x 22 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Blå

Fyrkantkudde

All round-kudde. Lång fyrkantkudde kan användas som stöd från axeln längs hela sidan ned till höften vid sängliggande. Alla fyrkantkuddar är lämpliga att stabilisera arm och ben, då kudden lagrar stabilt och ligger still genom att den formar sig maximalt efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantkudden fungerar som extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd på rull- eller arbetsstol. Liten fyrkantkudde fyller ut tomrum emot ryggstöd eller säng vid scolios. Stor fyrkantkudde fungerar som avlastning under armar och händer i sittande då den också formas till ett stöd för en bricka, bok eller tangentbord.

Artikelnummer	Tillbehör
38100	Bomullsöverdrag till variant Liten
38101	Bomullsöverdrag till variant Stor
39925	Bomullsöverdrag till variant Lång
45136	Bomullsöverdrag till variant Smal
45140	Bomullsöverdrag till variant Kort
38104	Hygienöverdrag till variant Liten
38105	Hygienöverdrag till variant Stor
39926	Hygienöverdrag till variant Lång
45135	Hygienöverdrag till variant Smal
45139	Hygienöverdrag till variant Kort



Artikelnummer 22684	Längd x Bredd 35 x 24 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Blå
-------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------

Knubbkudde

Kilformad universalkudde med runda hörn.
Används gärna för att bygga höjd eller mellan knäna.

Artikelnummer	Tillbehör
17950	Bomullsöverdrag
41459	Hygienöverdrag



Artikelnummer 16554	Storlek XS	Längd x Bredd 24 x 35 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Gul
Artikelnummer 34821	Storlek S	Längd x Bredd 33 x 52 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Röd
Artikelnummer 16549	Storlek M	Längd x Bredd 33 x 60 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Grön
Artikelnummer 22682	Storlek L	Längd x Bredd 51 x 74 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Marin
Artikelnummer 41458	Storlek XL	Längd x Bredd 55 x 95 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Blå

T-kudde

Används i sittande som abduktionsstöd. Placerad bakom underbenen, med stöd mot vadstöden på en rullstol, håller T-kudden isär knäna och styr benen till symmetrisk position. De mindre kuddarna fungerar bra även som stöd och avlastning av fötterna emot fotstödet på rullstolen.

För personer med stort krambehov, exempelvis vid demenssjukdomar, nyttjas T-kuddens form till att armar och händer kan hållas ett stycke ut från bröstkorgen när kudden kramas. Vid rygggläge i säng placeras T-kudden under knävecken där den skapar avspänning, komfort samtidigt som den abducerar och stödjer benen. I magliggande bygger T-kudden, kombinerad med andra Tumble-kuddar, en stabil och bekväm kilkudde för att sträcka ut kroppens framsida.

Artikelnummer	Tillbehör
41450	Bomullsöverdrag till storlek XS
35174	Bomullsöverdrag till storlek S
33235	Bomullsöverdrag till storlek M
32156	Bomullsöverdrag till storlek L
41451	Bomullsöverdrag till storlek XL
41453	Hygienöverdrag till storlek XS
41454	Hygienöverdrag till storlek S
41455	Hygienöverdrag till storlek M
41456	Hygienöverdrag till storlek L
41457	Hygienöverdrag till storlek XL



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Positioneringskuddar

Artikelnummer 41461	Storlek XS	Längd x Bredd 73 x 73 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Blå
Artikelnummer 41462 Le-	Storlek S	Längd x Bredd 83 x 80 cm	verantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Grön
Artikelnummer 41463	Storlek L	Längd x Bredd 85 x 98 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Ingår Bomullsöverdrag	Färg ● Marin

Omfamnare

Fungerar bra till personer som behöver en omfamnande "lugn och ro-känsla". Placeras under nacke, skuldror och armar och löper längs kroppens sidor för att till sist läggas upp över magen där den håller ihop med kardborreband. Ger väldigt gott stöd i sidan både vid sittande i fåtölj, rullstol och säng.



Artikelnummer	Tillbehör
41464	Bomullsöverdrag till storlek XS
41465	Bomullsöverdrag till storlek S
41466	Bomullsöverdrag till storlek L
41460	Hygienöverdrag till storlek XS
41467	Hygienöverdrag till storlek S
41468	Hygienöverdrag till storlek L

AVANCERAT SORTIMENT HYGIEN

Positionering i hygiensituation

Tumle flytkuddar är gjorda av polyestertyg och polyesternät fyllda med polystyrenkulor. Kuddarna används för positionering i hygienstol eller duschbädd.

Efter användning ska kuddarna sköljas ordentligt med vatten och hängas upp så att de kan droptorka. Den blå nätsidan vänds nedåt så att vattnet fritt kan rinna ur kudden.

Artikelnummer 37836	Längd x Bredd 56 x 37 cm	Leverantör Cobi Rehab	Klassificering MDR	Färg ● Blå
-------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------	---------------

Nackflytkrage

Formad för att ligga stadigt i nacken. Kragen passar under svanken i ryggläge, under magen i bröstläge, under en överarm, under ett ben eller en fot. Kragen fungerar också som sittring och stöd för bäckenet vid sittande, eller som huvudkudde med avlastning för tryck mot örat.



BESTÄLLINGSUNDERLAG

Positioneringskuddar

Artikelnummer	Storlek	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Färg
43083	S	90 x 50 cm	Cobi Rehab	MDR	● Blå

Artikelnummer	Storlek	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Färg
50550	M	110 x 62 cm	Cobi Rehab	MDR	● Blå

Artikelnummer	Storlek	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Färg
50547	L	125 x 76 cm	Cobi Rehab	MDR	● Blå

Bananflytkudde

Stor formbar kudde som kan placeras bakom, framför eller runt den som har balansproblem i sittande och kan möjliggöra flera alternativ till att sitta i hygienstolen. Vid liggande på sidan ger kudden stöd längs hela ryggen, runt stjärten och ut mellan benen. Den kan även ge stöd mot bröst och mage. Vid rygggläge ger kudden stöd och avlastning under knän eller under axlar, skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering.



Artikelnummer	Storlek	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Färg
47479	S	90 x 50 cm	Cobi Rehab	MDR	● Blå

Artikelnummer	Storlek	Längd x Bredd	Leverantör	Klassificering	Färg
47377	L	110 x 62 cm	Cobi Rehab	MDR	● Blå

T-flytkudde

Används i sittande som abduktionsstöd. Vid rygggläge placeras T-kudden under knävecken och ger avspänning samtidigt som den abducerar och stödjer benen. Kudden passar också bra som stöd under smalben och fötter. I magliggande kan T-kudden hjälpa till att sträcka ut kroppens framsida.



ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSSESAM.