

## VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

### Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när brukaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram. Exempelvis om brukaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak. Exempelvis om brukaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

## Hygienstol Ocean 2 och Ocean 2 XL - utgående

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

### Modell Standardutförande

#### Ocean 2

HMV art.nr 37892

Utgående – levereras i mån av tillgång på lager

#### Teknisk data

Sitthöjd	47,5–60 cm
Höjd sits - fotplatta	25,5–49,5 cm
Bredd mellan armstöd	46 cm
Sittbredd	48 cm
Sittdjup	45 cm
Total Bredd	56 cm
Max brukarvikt	150 kg

**Standardutförande** är utrustad enligt följande

Armstöd

Sits med intimurtag (32 x 20,5 cm)

Ryggstöd med justerbar ryggklädsel

Fotstöd vinkeljusterbara med hälband

Gejder

4 låsbara länkhjul



#### Ocean 2 XL

HMV art.nr 37923

Utgående – levereras i mån av tillgång på lager

#### Teknisk data

Sitthöjd	47,5–60 cm
Höjd sits - fotplatta	25,5–49,5 cm
Bredd mellan armstöd	54 cm
Sittbredd	48 cm
Sittdjup	45 cm
Total Bredd	64 cm
Max brukarvikt	180 kg

**Standardutförande** är utrustad enligt följande

Armstöd

Sits med intimurtag (32 x 20,5 cm)

Ryggstöd med justerbar ryggklädsel

Fotstöd vinkeljusterbara med hälband

Gejder

4 låsbara länkhjul

Mer utrymme mellan armstöden och max brukarvikt på 180 kg









## Hygienstol Ocean 2 och Ocean 2 XL - utgående

Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

För att se delar som ingår i standard, se sista sidorna i dokumentet.



Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 <b>Benstöd VS inkl. fotplatta</b>	Rekommendationer att använda tippskydd fram	höger vänster	42867 42868
 <b>Amputation/vadstöd</b>	Vinkelställbart ampstöd med dyna som kan justeras i djup och vinkel	höger vänster	42950 42951
 <b>Breddningsatts</b>	Komplett, ökar avståndet mellan armstöden med 8 cm  Gäller ej för Ocean 2 XL	par	20268
 <b>Armstödslås</b>	Låser armstöden i upp- eller nedfällt läge	par	20266
 <b>Mjukrygg med sidostöd utan krokar</b>			37954
 <b>Bålstöd</b>	Inklusive fäste, passar både höger och vänster sida		37747

## Hygienstol Ocean 2 och Ocean 2 XL - utgående

Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se sista sidorna i dokumentet.






Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 <b>Mjüksits med hygienurtag</b>	Mått hygienurtag 31,5 x 18 cm		19955
 <b>Lock till mjüksits</b>	Passar till mjüksits med hygienurtag		20189
 <b>Mjüksits heltäckande</b>			38465
 <b>Mjüksits med ovalt hål</b>	Mått öppning 22,5 x 15 cm		20214
 <b>Extra mjuk mjüksits</b>	Mått öppning 33 x 21,5 cm		35461
 <b>Vicair Liberty hygien/toa</b>	Inkl. fästband	Med fästband Med sugkopp	44544 42291
 <b>Mjüksits öppen förhöjd/vridbar</b>	Komplett med fästen, ersätter standardsits.  OBS! Rekommenderas endast till Ocean 2.		38557

## Hygienstol Ocean 2 och Ocean 2 XL - utgående

Beställningsunderlag




### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se sista sidorna i dokumentet.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Stänkskydd</b> 	Placeras i mjuksitsens hygienurtag  Passar ej i kombination med Mjuksits med ovalt hål eller Extra mjuk mjuksits.		20220
<b>Bäcken med lock</b> 			17232
<b>Tippskydd fram</b> 	Komplett	par	37689
<b>Positioneringsbälte</b> 	Höftbälte inkl. fäste 98–110 cm		21852
	Brösthälte inkl. fäste 98–110 cm		21853
	Fäste för att fixera rygglädsel/fäste till bröstbälte	st	32968
<b>Barriär</b> 	Barriär 54 cm		20004
	Barriär XL 62 cm, för breddade armstöd		33809

## Hygienstol Ocean 2 och Ocean 2 XL - utgående

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 Ryggklädsel	Ställbar ryggklädsel Ocean 2		37956
	Ställbar ryggklädsel Ocean 2 XL		37955
 Fotstöd inkl. hälbånd	Fotstöd, passar alla modeller		
	Fotstöd inkl. hälbånd höger		42953
	Fotstöd inkl. hälbånd vänster		42952
	Äldre fotstöd, passar inte Ergo. Ej beställningsbara i Websesam		
	Fotstöd inkl hälbånd höger		21572
	Fotstöd inkl hälbånd vänster		21573
	Hälbånd		23624
	Låsclips till fotstöd		31020
	Låsclips till stativ (sitthöjd)		31019
Gejder		st	38230
 Sits med intimurtag	Standardsits		20812