

## Sortiment rullstolsdynor och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

---

### Tryckfördelande dyna

---

**Namn** Nima Standard 600 INK  
**Leverantör:** NimaCare [www.nimacare.se](http://www.nimacare.se)  
**Storlek:** Bredd: 30 - 55 cm Höjd: 5,5 cm  
**Beskrivning:** Tryckfördelande rullstolsdyna i formgjuten polyuretanskum.  
Passar till både hängmatte- och plansits.  
Inkontinensöverdrag.  
Brukarvikt: 20 - 150 kg.



---

**Namn** Bima Basic Rekond  
**Leverantör:** Bima [www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)  
**Storlek:** Bredd: 25 - 55 cm  
Höjd: 6,5 resp. 7,5 beroende på storlek.  
**Beskrivning:** Tryckfördelande rullstolsdyna i formgjuten kallsaum med 20 mm viskossaum i sittgrop.  
Plan eller kupad undersida.  
Vätsketät polyuretanyta.  
Luftgenomsläppligt överdrag av laminerad velour.  
Brukarvikt: 0 - 150 kg, maxvikt gradvis anpassad efter storlek.



---

**Namn** Jay Easy Kupad  
**Leverantör:** Sunrise Medical [www.nimacare.se](http://www.nimacare.se)  
**Storlek:** Bredd: 25 - 60 cm Höjd: 6,5 cm  
**Beskrivning:** Tryckfördelande rullstolsdyna med formgjuten skumbas och ett överdrag med ficka för fluidöverdel som är placerad över sittgroppen.  
Kupad undersida.  
Inkontinensöverdrag.  
Brukarvikt: 0 - 150 kg.



## Sortiment rullstolsdynor och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

---

### Tryckavlastande dyna

---

**Namn** Vicair Academy Active 6 eller Active 9Leverantör: Invacare [www.invacare.se](http://www.invacare.se)


Storlek: Bredd: 35 - 55 cm Höjd: 6 alt. 9 cm

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög grad av stabilitet. Främre delen i skum och bakre delen består av 4 sektioner luftfyllda celler, SoftCells. Cellerna har en yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg. Brukarvikt: 0 - 200 kg.

**Namn** Stealth GlacialLeverantör: Salubrious [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Storlek: Bredd: 35 - 60 cm Höjd: 7 cm

Beskrivning: En tryckavlastande och stabil rullstolsdyna med skumbas och ett lager av gel på hela sittytan. Sitter plastfilm runt gelet och skumbasen. Skumbasen har sittgrop och är utskuren för låren och svanskotan. Luftgenomsläppligt och temperaturreglerande överdrag Coolcore ingår. Finns mesh och inkontinensöverdrag. Brukarvikt: 0 - 160 kg.

**Namn** Bima FjäderLeverantör: Bima [bimaplastteknik.se](http://bimaplastteknik.se)

Storlek: Bredd: 35 - 60cm Höjd:10cm

Beskrivning: Tryckavlastande dyna med fjäderkasett i sittgrop som fördelar trycket. Dynan kan med fördel användas i eldriven rullstol eftersom den är något fjädrande. Plan undersida. Överdrag i stretchigt velour. Brukarvikt: 0 - 150 kg, maxvikt anpassas gradvis efter storlek.

**Namn** Nima Allround 621Leverantör: NimaCare [www.nimacare.se](http://www.nimacare.se)

Storlek: Bredd: 30 - 55 cm Höjd 5,5 cm

Beskrivning: Tryckavlastande rullstolsdyna med formad skumbas och trögskum i sittgrop/bakkant. Passar både hängmatte- och plansits. Luftgenomsläppligt överdrag. Brukarvikt: 0 - 150 kg



## Sortiment rullstolsdynor och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

---

### Dyna med hög luftgenomsläpplighet, värme och fuktavledande

Denna produktgrupp är upphandlad i rangordning som utgår utifrån brukarens individuella behov.

Börja kartläggningen med alternativ 1, se över om dynan passar brukarens behov. Uppfyller den inte behovet går du vidare till alternativ 2 och till sist alternativ 3.


---

<b>Namn</b>	<b>1. Vicair Academy Adjuster O2</b>
Leverantör:	Invacare <a href="http://www.invacare.se">www.invacare.se</a>
Storlek:	Bredd: 35 - 50 cm    Höjd: 10 cm
Beskrivning:	Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög grad av stabilitet. Dynan består av luftfyllda celler, SoftCells, indelade i 5 fack. Cellerna har en yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg. Tvättbar i 60 grader. Brukarvikt: 0 - 250 kg.



---

<b>Namn</b>	<b>2. Equagel Standard</b>
Leverantör:	Nimacare <a href="http://www.nimacare.se">www.nimacare.se</a>
Storlek:	Bredd: 30 - 50 cm    Höjd: 5.5 cm
Beskrivning:	Dyna i polymergel, som känns gummi liknade vid beröring. Har tvåstegs cellstruktur. Den övre delen består av ett tunt rutnät av gel som är känsligt för tryck, komfortskikt. Undre skiktet kallas stödsiktet. Överdrag i polyester, luftgenomsläppligt. Brukarvikt: 0 - 150 kg.



---

<b>Namn</b>	<b>3. Stimulite Contoured eller Slimline</b>
Leverantör:	Göran Sjödén <a href="http://www.rehabshop.se">www.rehabshop.se</a>
Storlek:	Bredd: 36 - 65 cm    Höjd 8 eller 5 cm
Beskrivning:	Tryckavlastande/tryckfördelande konturerad dyna med plan eller rund botten. Finns även som extra sensitive. En sittgrop med ett tryckutjämnande område för att omsluta sittbensknölar och svanskota. Den mjukare överdelen övergår till en fastare underdel för ökad stabilitet. Brukarvikt: 130kg.



## Sortiment rullstolsdynor och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

---

### Tryckavlastande och Positionerande dyna

---

**Namn** Vicair Academy Vector O2 6 *eller* 10 cm samt junior

Leverantör: Invacare [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Storlek: Bredd: 35 - 55 cm Höjd: 6 cm alt. 10 cm

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög grad av stabilitet.

Dynan består av luftfyllda celler, SoftCells, indelade i 9 fack. Cellerna har en yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur.

Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.

Tvättbar i 60 grader.

Brukarvikt: 0 - 250 kg.



---

**Namn** Starlock 10 cm

Leverantör: Etac [www.etac.com/sv-se](http://www.etac.com/sv-se)

Storlek: Bredd: 26 - 61 cm

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positionsmöjligheter. Tillverkad i latexfri neopren. Har medföljande pump. Starlock har låsteknik så luftflödet mellan cellar kan låsas.

Mjukt och töjbart överdrag.

Brukarvikt: Obegränsad men dynans storlek måste anpassas efter brukarens storlek.



---

**Namn** Matrx Libra

Leverantör: Invacare [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Storlek: Bredd: 36 - 56 cm Höjd: 8 cm

Beskrivning: Rullstolsdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Formad skumbas av höglastiskt skum med silikonbaserad gel i sittgrop.

Överdrag i luftgenomsläppligt tyg, samt inre överdrag som till viss del skyddar mot väta ingår.

Brukarvikt: 0-136 kg.



## Sortiment rullstolsdynor och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

---

### Sittdyna för tyngre brukare

---

<b>Namn</b>	<b>Nima 600 skikt</b>
Leverantör:	Nima <a href="http://www.nimacare.se">www.nimacare.se</a>
Storlek:	Bredd: 53 - 60 cm Höjd: 6.5 cm
Beskrivning:	Tryckfördelande dyna med 1 cm toppskikt av mjukt kallskum ovanpå formgjuten bas. Har fasade kanter på dynans undersida för att passa både hängmattesits och plansits. Brukarvikt: 250 kg.



<b>Namn</b>	<b>Nima 600 visco</b>
Leverantör:	Nima <a href="http://www.nimacare.se">www.nimacare.se</a>
Storlek:	Bredd: 53 - 60 cm Höjd: 8,5 cm centrum bakkant
Beskrivning:	Tryckavlastande dyna med 3.5 cm toppskikt av viscoelastiskt skum ovanpå formgjuten bas. Överdrag och dynan andas. Har fasade kanter på dynans undersida för att passa både hängmattesits och plansits. Brukarvikt: 250 kg.



## Sortiment rullstolsdynor och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

### Tillbehör till rullstolsdynor

**Namn** Mellanrumshandske  
**Leverantör:** Salubrious [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)  
**Beskrivning:** Utprovningshandske för att lättare kontrollera mellanrummet mellan brukaren och dynans botten/stolens sits.



**Namn** Kildyna hård  
**Leverantör:** Nima [www.nimacare.se](http://www.nimacare.se)  
**Storlek:** Bredd 30 - 40 Djup: 30 - 40  
Höjd framkant 1 cm, höjd bakkant 3 - 8 cm.  
**Beskrivning:** Kildyna tillverkad i cellpolyeten. Kan användas som positionering/anpassning av befintlig dyna. Går bra att skära i. Färg: Svart.



**Namn** Utjämnings-skiva Bima  
**Leverantör:** Bima [www.bimoplastteknik.se](http://www.bimoplastteknik.se)  
**Storlek:** Bredd: 35 - 50 cm  
Finns i två höjder: 1,5 respektive 2,4 cm  
**Beskrivning:** Utjämnings-skivan används i rullstolstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Den används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt.  
Skivan är tillverkad i fast formstabilt material med låg vikt som är lätt att anpassa (går att skära i).

