

Information manuella rullstolar - vintern 21/22

Invacare

Den tidigare modellen av vrb benstöd inkl. vadplatta och fotstöd, till Azalea Assist, skickas ej längre från Invacare.

Nu är det den nya modellen som gäller (se bild till höger). Vi fortsätter att skicka ut den gamla modellen så länge vi har den på lager. Den nya respektive gamla modellen av fotplattor passar båda modellerna av överdelar.



Etac

Några nyheter från Etac presenteras här nedan. Det gäller huvudstöd och tvärstag (se respektive underlag) samt införande av Cross 6 och ny färg på Transit.

Etac har ett nytt turtle-stag till huvudstöden enligt bild nedan.



Nytt turtle-stag



Tidigare stag

Huvudstöd med det nya turtle-staget och det tidigare staget kommer att ha samma artikelnummer 44617. Vi kommer att skrota modellen med det tidigare staget allt eftersom.

Cross 5 XL

Tvärstagen till Cross 5 XL kommer i ett nytt, 15 mm djupare, mått. Det gäller breddstorlekarna från 47,5 cm till 60 cm. Artikelnummer för båda stag-modellerna kommer att finnas på underlagen och är godkända för Cross 5 XL.

Förändringen görs för att kombinationen tvärstag och huvudstödsfäste ska vara möjlig utan att de krockar med varandra.

Tyvärr innebär det att vi kommer att ha både de gamla och nya tvärstagen på Cross 5 XL rullstolar ute hos er förskrivare och att ni kan behöva beställa ett nytt djupare tvärstag om stolen ska utrustas med huvudstödsfäste med huvudstöd, se bild till höger.



Information manuella rullstolar - vintern 21/22

Transit

Etac har gjort ett färgbyte på rullstol Transit, till en ljusare grå ton.

Cross 5/Cross 6

Vid årsskiftet slutade Etac leverera Cross 5, cross 5VB. Dessa ersätts med Cross 6 och Cross 6 VB när 5 modellen ej finns tillgänglig för leverans från HMVs lager.

Den nya modellen kan ej beställas som förstahandsval utan endast som ersättningsstol.

Standardutförandet enligt beställningsunderlaget kommer att vara desamma för de båda modellerna. Även principerna för t ex inställning av sitshöjd och 3A ryggstödet fungerar på liknande sätt, se nedan.

Då avtalet är detsamma och upphandlingen för manuella rullstolar är i full gång så kommer vi ej att ha någon utbildning/visning av dessa under våren.

Du får gärna kontakta ansvarig hjälpmedelskonsult för manuella rullstolar om du vill ha ytterligare information och råd ang Cross 6 och dess inställningar i samband med utprovning.



Panthera

Efter nyår kommer endast Panthera rullstolar modell 3 att kunna beställas och provas ut när det gäller U- och S-modeller.

I enstaka fall kan S2 Swing bli aktuell även under våren 2022, om speciella behov ska tillgodoses som ej kan göras med en S3 Swing.

Såväl tillbehör som reservdelar till modell 2-rullstolarna kommer även i fortsättningen att kunna beställas. Då leveranstiderna är långa och delarna dyra kan det vara av vikt att du som förskrivare uppmärksammar om brukare har en Panthera 2 modell som börjar bli gamla och i dåligt skick och behöver bytas till en 3 modell.