

Nu har det kommit ut en ny utgåva av provtagningsanvisningen för SARS-CoV-2 (Covid-19)

Det råder stor brist på provtagningspinnar och därför är det viktigt att rekommendationerna för provtagning följs

Nyheter i korthet:

Provtagning

På grund av brist på provtagningspinnar tas endast ett prov (en pinne) per patient.

NPH eller kombinerat svalg och näsprov taget med samma pinne och placerat i samma rör rekommenderas, för instruktion se provtagningsanvisning.

I första hand används E-swabkit för provtagning. Finns dessa ej att tillgå används steril provtagningspinne som stoppas i sterilt rör med 1,5 mL steril koksalt.

Observera att för samtidig analysbeställning avseende PCR för luftvägspaneler behövs inget extra rör/pinne. Alla virologiska luftvägsanalyser kan utföras på samma prov. Beställ analys för SARS-CoV-2 och övriga virologiska luftvägsanalyser i samma beställning i RoS för att få ut en etikett att sätta på röret.

Rörpost

För att underlätta för avdelningar är det nu tillåtet att skicka även misstänkta covid- prover i rörposten. Innan skickning: Se till att locket är ordentligt fastskruvad. Placera proverna i plastpåse som försluts och skicka sedan enligt rutin

Observera att det kommer förändringar i provtagning även framöver beroende på bl a tillgången av provtagningspinnar.

Gå in på provtagningsanvisningen Coronavirus SARS-CoV-2 för att läsa den senaste versionen.