

Hjälpmedel för högre användarvikt

SAMLAD INFORMATION

Detta är en sammanställning av alla hjälpmedel för högre användarvikt som Hjälpmedel Västerbotten har i sortiment. För att se mer utförlig information om hjälpmedlen, besök våra [sortimentsidor](#) och klicka på sortimentet för aktuellt hjälpmedel.

Vid funderingar eller frågor kring hjälpmedel utanför sortiment, kontakta hjälpmedelskonsulent. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida under rubriken [Högre användarvikt](#).

Arbetsstol – REAL 9200 Twin

Sortimentssida	Sitsbredd	Max. användarvikt
Hem och hushåll	52, 62 eller 72 cm	275 kg



Överflyttningsplattform – ReTurn 7600

Sortimentssida	Längd x Bredd x Höjd	Max. användarvikt
Överflyttning	795, 672, 45 mm	205 kg



Vridplatta med stöd – Turner Pro

Sortimentssida	Fotplatta höjd	Handtagshöjd	Fotplatta diameter	Max. användarvikt
Överflyttning	20 mm	78–120 mm	40 mm	200 kg



Rollator – Rebel förstärkt, inomhus

Sortimentssida	Totalbredd	Max. användarvikt
Förflyttning – gånghjälpmedel	67 cm	250 kg



Rollator – Carl-Oskar förstärkt, utomhus

Sortimentssida	Totalbredd	Max. användarvikt
Förflyttning – gånghjälpmedel	67 cm	275 kg



Kryckkäpp – Flex Robust

Sortimentssida

[Förflyttning – gånghjälpmedel](#)

Max. användarvikt

200 kg



Gåbord – Bure XL

Sortimentssida

[Förflyttning – gånghjälpmedel](#)

Totalbredd

88 cm

Max. användarvikt

240 kg



Lyftsele – Original modell 26, XXL

Sortimentssida

[Överflyttning](#)

Rek. användarvikt

110–250 kg



Mobil lyft/hjulyft – Viking L

Sortimentssida

[Överflyttning](#)

Totalbredd

69,5 cm

Max. användarvikt

250 kg



Fristående taklyft – Freespan med tillhörande motor

Sortimentssida

[Överflyttning](#)

Max. användarvikt

200 kg



Madrass – Static Air HZ

Sortimentssida

[Behandling](#)

Bredd

90 eller 105 cm

Max. användarvikt

254 kg



Övrigt

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HVM-lager.

Madrass – CuroCell Auto 420

Sortimentssida	Bredd	Max. användarvikt
Behandling	85, 90, 105, 120 cm	250 kg



Manuell rullstol – Cross XL

Sortimentssida	Sitsbredd	Max. användarvikt
Förflyttning – gånghjälpmedel	47,5–60 cm	160 kg



Manuell rullstol – Ampla

Sortimentssida	Sitsbredd	Max. användarvikt
Förflyttning – gånghjälpmedel	50,5–75,5 cm	300 kg



Övrigt
Beställs via konsulent.

Sittdyna – Comfort Curve


Sortimentssida	Bredd x Djup x Höjd	Max. användarvikt
Förflyttning – rullstolsdynor, bälten och selar	53,5–61 x 48,5–52 x 6 cm	159 kg (bredd 53,5 cm) 181 kg (bredd 56–61 cm)



Finns i två storlekar på säkerhetslager. För övriga dynor se sortimentsöversikt.

Sittdyna – Nima 600 Visco

Sortimentssida	Bredd x Djup x Höjd	Max. användarvikt
Förflyttning – rullstolsdynor, bälten och selar	53–60 x 50–60 x 6,5 cm	250 kg



Duschstol/-bänk

Sortimentssida Personlig vård	Sitsbredd 62 cm	Bredd mellan handtag 60 cm	Sitthöjd 41,5–56,5 cm	Max. användarvikt 300 kg
--	--------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------



Duschstol – Robust

Sortimentssida Personlig vård	Bredd x Djup 55 x 45 cm	Totalbredd 66 cm	Bredd mellan handtag 60 cm	Sitthöjd 55 cm	Max. användarvikt 300 kg
--	----------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------



Övrigt

Stolens ben får kapas av behörig hjälpmedelstekniker. Ryggstöd finns som tillbehör.

Toalettförhöjning – My Loo

Sortimentssida Personlig vård	Förhöjning 2, 6 och 10 cm	Sitsbredd x Djup 36 x 40 cm	Totalbredd 57 cm	Max. användarvikt 150 kg (200 kg med stödben)
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---



Toalettstolsförhöjning – Robust

Sortimentssida Personlig vård	Bredd x Djup 45 x 36 cm	Sitthöjd 55 cm	Bredd mellan handtag 60 cm	Max. användarvikt 300 kg
--	----------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------



Övrigt

Stolens ben får kapas av behörig hjälpmedelstekniker.

Mobil hygienstol – Combi bred

Sortimentssida Personlig vård	Sitsbredd 51 cm	Bredd mellan armstöd 53 cm	Max. användarvikt 200 kg
--	--------------------	-------------------------------	-----------------------------



Mobil hygienstol – Tango XL

Sortimentssida <u>Personlig vård</u>	Sitsbredd 56 cm	Bredd mellan armstöd 56 cm	Max. användarvikt 250 kg
--	--------------------	-------------------------------	-----------------------------



Mobil hygienstol – Ergotip 11 elektrisk

Sortimentssida <u>Personlig vård</u>	Bredd x Höjd x Djup 71 x 55–99 x 48 cm	Totalbredd 85 cm	Bredd mellan armstöd 73 cm	Max. användarvikt 275 kg
--	---	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

Övrigt
Beställs via konsulent.



Hygienstol flyttbar – Ocean 2 XL

Sortimentssida <u>Personlig vård</u>	Sitsbredd 48 cm	Bredd mellan armstöd 54 cm	Max. användarvikt 180 kg
--	--------------------	-------------------------------	-----------------------------



Säng – Qvintett Large

Sortimentssida <u>Hem och hushåll</u>	Bredd 120 cm	Max. användarvikt 250 kg
---	-----------------	-----------------------------

Övrigt
Beställs via konsulent.



Ramp – Iramp 150

Sortimentssida <u>Hem och hushåll</u>	Bredd åkyta 76 cm	Max. användarvikt 400 kg
---	----------------------	-----------------------------



Eldriven rullstol – iChair XXL

Sortimentssida

[Förflyttning – eldrivna rullstolar](#)

Sitsbredd

53 och 58 cm

Max. användarvikt

200 kg



Eldriven rullstol – Scooter Minicrosser X1 HD

Sortimentssida

[Förflyttning – eldrivna rullstolar](#)

Sitsbredd

60–70 cm

Max. användarvikt

250 kg



Eldriven rullstol – Quickie Q700M HD

Sortimentssida

[Förflyttning – eldrivna rullstolar](#)

Sitsbredd

50–66 cm

Max. användarvikt

250 kg



INFORMATION OM HELA SORTIMENTET HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA

www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel