

Sortimentsöversikt Manuella förflyttningshjälpmedel

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam.

Glidbrädor

Glidbräda Immedia E-board – Vikbar och Compact

Artiklar: Glidbräda Immedia E-board Vikbar 33 x 75 x 0,6 cm
Glidbräda Immedia E-board Vikbar 33 x 60 x 0,6 cm
Glidbräda Immedia E-board Compact Small 20 x 45 x 0,6 cm

Beskrivning: **Immedia E-board vikbar:** Med vikbar kant på långsidan. Kan vikas uppåt och nedåt. När kanten viks upp skyddar den mot rullstolens hjul så att det lätt går att glida förbi. Vikningen ger brädan en styvhet och stadga vid förflyttningen.

Immedia E-board Compact: En mindre och lättare glidbräda som enkelt kan tas med. Passar aktiva och självständiga brukare.

Max brukarvikt: 150 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Glidbräda Immedia 3B-board, böjd

Artiklar: Glidbräda 3B-board böjd 23 x 77 cm

Beskrivning: Immedia 3B-Board är en stabil glidbräda med svängd form. Beroende på hur man vill hamna vid förflyttningen kan brädan vändas åt olika håll, t ex att man vill högt upp i sängen eller långt in i bilsätet.

Max brukarvikt: 150 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Glidmatta

Polstrad glidmatta Immedia GlideCushion 50 x 60

Beskrivning: Immedia GlideCushion används vid vändning i säng, flyttning högre upp i säng samt vid förflyttning från säng till rullstol. GlideCushion kan användas självständigt eller med assistans.

OBS! Bredd = öppen sida
Storlek. B: 60 x L: 50 cm

Max brukarvikt: 200 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Sortimentsöversikt Manuella förflyttningshjälpmedel

Vårdbälte

SupportBelt

Artiklar: SupportBelt Storlek XXS-XL

Beskrivning: Immedia SupportBelt används som stöd och hjälp vid aktivering och förflyttning. De diagonala handtagen ger vårdaren möjlighet att få ett ergonomiskt grepp vid förflyttningen.

Det är ett bra hjälpmedel när man ska hjälpa en brukare att resa sig eller sätta sig upp, erbjuda stöd vid gång eller vid förflyttning från säng till rullstol. SupportBelt har antihalkmaterial på insidan samt ett reglerbart spänne.

Max brukarvikt: 150 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Vridplatta

Vridplatta TurbTable 38

Beskrivning: TurnTable kan användas för sittande förflyttning mellan rullstol och säng, toalett, stol eller fåtölj. Medhjälparen kan både styra och bromsa förflyttningen genom att ha halva foten på plattan. TurnTable är tillverkad med en gummiaktig antihalkyta.

Max brukarvikt: 135 kg

Leverantör: Direct Healthcare Group www.directhealthcaregroup.com



Vridplatta med stöd

Turner – Utgående produkt

Beskrivning: Etac Turner är en vridplatta med stödhandtag som underlättar förflyttning mellan två olika sittpositioner. Det enda som behöver justeras är handtagshöjd och underbensstöd.

Handtagshöjd: 79 - 125 cm
Fotplatta diameter: 41 cm
Fotplatta höjd: 13 mm

Max brukarvikt: 150 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Turner Pro

Beskrivning: Turner PRO fungerar bra på olika typer av golvmaterial inklusive mattor. De enda justeringar som behöver göras är att justera handtagshöjden och underbensstödet höjd.

Handtagshöjd: 78 – 120 cm
Fotplatta diameter: 40 cm
Fotplatta höjd: 20 mm

Max brukarvikt: 200 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Sortimentsöversikt Manuella förflyttningshjälpmedel

Överflyttningsplattform

ReTurn 7500i

Beskrivning: ReTurn7500i ger en aktiv uppresning och överflyttning till eller från säng, rullstol eller toalett. Kan även användas som ett hjälpmedel för positionering längre bak i rullstol eller stol. ReTurn7500i kan kompletteras med ReTurnBelt när det finns behov av mer stöd och stabilitet, till exempel när brukarens ståfunktion är osäker eller varierande.

Handtagshöjd: 115 cm
Bottenplatta: 68,5 x 57 cm
Bottenplatta höjd: 4 cm

Max brukarvikt: 150 kg

Leverantör: Direct Healthcare Group www.directhealthcaregroup.com



Molift Raiser Pro

Beskrivning: Molift Raiser Pro ger patienten möjlighet att använda sin egen muskelfunktion och förmåga vid uppresning och förflyttning. Det naturliga rörelsemönstret stimuleras och ger patienten en trygghet genom hela förflyttningen. Molift Raiser Pro kan kompletteras med Trygghetsband med eller utan glidhylsa för att ge trygghet eller underlätta uppresning (se sortimentskatalogen i WebSesam).

Handtagshöjd: 120 cm
Bottenplatta 63x54 cm
Bottenplatta höjd 3,5 cm

Max brukarvikt: 170 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se



Handstege

Immedia BedString

Beskrivning: Immedia BedString sängband med handtag används av den aktiva brukaren för att komma upp till sittande i sängen. Vid sittande i sängen kan brukaren ta tag i handtaget och luta sig framåt vid applicering av lyftsele, placering av huvudkudde eller vid påklädning. BedString har åtta handtag som sitter omväxlande på höger respektive vänster sida så att brukaren alltid har möjlighet att hitta ett bra grepp.

Storlek: 8,5 x 170cm
Antal handtag: 8 st

Max brukarvikt: 150 kg

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se

