

# Rullstolsdynor och tillbehör

## TRYCKFÖRDELANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–60 cm	6,5–7,5 cm	100 kg (bredd 35–37,5 cm) 125 kg (bredd 40–50 cm) 150 kg (bredd 52–60 cm)	<a href="#">Bima Plastteknik</a>	MDR

### Bima duo

Bas i formgjutet skum med olika densitet över sittytan som ger stabilitet och tryckfördelning. Kupad undersida. Om plan undersida behövs, kontakta hjälpmedelskonsulent. Laminerat plyschöverdrag med ventilerade sidor och antiglid på överdragets undersida.



Tillbehör  
Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–47 cm	6 cm under lår 6,5 cm under sittbensknölar 7,5 cm vid bendelaren	150 kg	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

### Nima Ecoform Pluma

Anatomisk form med gjutet trög-/viscoskum i skumbasen. Fluidgel under sittbensknölar. Bendelare och lateralstöd. Kupad eller plan undersida. Luftigt överdrag i polyester.



Tillbehör  
Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	30–52 cm	5 cm	125 kg (bredd 35–42 cm) 135 kg (bredd 45–47 cm) 150 kg (bredd 50–52 cm)	<a href="#">Care of Sweden</a>	MDR

### Curera Contur

Anatomisk formgjuten bas av skum med viscoelastiskt skum i sittgropen. Vätsketätt ytskikt. Överdrag av luftig polyesterplysch. Passar både plan och hängmattesits.



Tillbehör  
Inkontinensöverdrag

INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA  
[www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel](http://www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel)

## TRYCKAVLASTANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	30–60 cm	9,5 cm	100 kg för de mindre storlekarna och upp till 300 kg för de större.	<a href="#">Anatomic Sitt</a>	MDR

**Varilite Evolution**

Dyna i kombination med skum och luft utan separat pump. Har inbyggd ventil. Anpassningsbar kil medföljer. Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–47 cm	8 cm under lår	150 kg (bredd 35–45 cm) 200 kg (bredd 47 cm)	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

**Nima Ecoform Pluma skikt**

Anatomisk form med gjutet trög-/viscoskum i skumbasen. Fluid-gel under sittbensknölarne och ett toppskikt av mjukt kallskum. Kupad eller plan undersida. Luftigt överdrag i polyester.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



*Bilden visar  
plan undersida.*

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–55 cm	10 cm	125 kg (bredd 35–37,5 cm) 135 kg (bredd 42,5–47,5 cm) 150 kg (bredd 50–60 cm)	<a href="#">Bima Plastteknik</a>	MDR

**Bima fjäder**

Formgjuten skumbas med bendelare och stabiliserande sarger. Fjäderkasett i sittgrop som fördelar trycket. Kan med fördel användas i eldriven rullstol eftersom den är något fjädrande. Plan undersida. Överdrag i stretchig velour. Inkontinenshätta medföljer.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Djup	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	40–50 cm	45/48–50/53 cm	<a href="#">Bima Plastteknik</a>	MDR

**Bima fjäder med urtag i sido- och bakkant**

Variant med urtag för att passa tillrullstolar med utstickande ryggfäste. Plan undersida.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



## SORTIMENTSÖVERSIKT

### Rullstolsdynor och tillbehör

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–55 cm	9 cm	150 kg (upp till storlek 45x45 cm) 200 kg (storlek 45x45 cm och 50x45) 300 kg (över storlek 50x45 cm)	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

#### Nima 600 Visco

Bas i anatomiskt format skum med viscoelastiskt skum på toppen. Passar både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



### TRYCKAVLASTANDE OCH POSITIONERANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–55 cm	6 alternativt 10 cm	250 kg	<a href="#">Invacare</a>	MDR

#### Vicair Academy Vector O2

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög stabilitet. Består av luftfyllda celler indelade i nio fack. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	36,5–62,5 cm	10 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användaren.	<a href="#">Permobil</a>	MDR

#### Roho Quadro Select

Luftdyna med ISOFLO-ventil som gör att luften kan låsas i fyra kammare för att skapa stabilitet och positioneringsmöjligheter. Luftigt överdrag. Pump medföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Övrigt

Se [Permobil's storleksguide](#)



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	36–56 cm	8 cm	136 kg (bredd 36–51 cm) 227 kg (bredd 56 cm)	<a href="#">Invacare</a>	MDR

#### Matrx Libra

Rullstolsdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Formad bas av högelastiskt skum med silikonbaserad gel i sittgrop. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg, samt inre överdrag som delvis skyddar mot väta.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag, kilar och extra gelinlägg



## SORTIMENTSÖVERSIKT

### Rullstolsdynor och tillbehör

#### VÄRME- OCH FUKTAVLEDANDE MED HÖG LUFTGENOMSLÄPPLIGHET

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–55 cm	5 cm	140 kg	<a href="#">Salubrious</a>	MDR

#### Soof

Stabil och luftig med en dynbas av Soof-material (polyestertrådar). Utjämningsplatta för hängmattesits medföljer. Vändbar och roterbar vilket gör att samma storlek kan användas på flera sätt. Luftigt överdrag vars dragkedja är placerad bakåt eller på en av sidorna, beroende på hur dynan vänds.



Tillbehör  
Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–50 cm	6 eller 10 cm	250 kg	<a href="#">Invacare</a>	MDR

#### Vicair Academy Adjuster O2

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög stabilitet. Består av luftfyllda celler indelade i fem fack. Cellerna har en yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.



Tillbehör  
Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	36–65 cm	5 cm under lår	130 kg	<a href="#">Rehabshop</a>	MDR

#### Stimulite Slimline/Slimline XS

Stabil och luftig dyna som har perforerade celler med bikakestruktur och lätt konturerad överdel. Plan eller rund botten.

Finns i två varianter: Slimline och Slimline extra sensitive (XS) för extra känslig hy.

Tillbehör  
Inkontinensunderlägg (Rekommenderat inkontinensskydd som läggs i överdraget på undersidan av dynan.)

Inkontinenshätta



ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSSESAM.

## HÖGRE ANVÄNDARVIKT, TRYCKFÖRDELANDE

Läs om [högre användarvikt på vår hemsida](#).

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	53,5–61 cm	6 cm under lår	159 kg (bredd 53,5 cm) 181 kg (bredd 56–61 cm)	<a href="#">Permobil</a>	MDR

**Comfort Curve**

Konturerat gjutet skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Överdrag i luftig stretchtextil.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	53–60 cm	7 cm	150 kg	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

**Nima Standard 600**

Bas i formgjuten skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	50–60 cm	9,5 cm	200 kg	<a href="#">Salubrious</a>	MDR

**Stealth Tru-Comfort 2**

Bas av formgjutet skum med utskuren sittgrop, stor bendelare och lårstöd. Överdel av avlastande trögsaum. Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA  
[www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel](http://www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel)

## HÖGRE ANVÄNDARVIKT, TRYCKAVLASTANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	53–60 cm	8,5 cm centrum bakkant	250 kg	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

**Nima 600 Visco**

Toppskikt av 3,5 cm viscoelastiskt skum på formgjuten bas. Luftigt överdrag. Fasade kanter på dynans undersida för att passa både hängmattesits och plansits.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	50–60 cm	9,5 cm	200 kg	<a href="#">Salubrious</a>	MDR

**Stealth Tru-Comfort 2**

Bas av formgjutet skum med utskuren sittgrup, stor bendelare och lårstöd. Överdel av avlastande trögskum. Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	50-67,5 cm	10 cm	180 kg (bredd 50–52,5 cm) 250 kg (bredd 55–65 cm) 300 kg (bredd 67,5 cm)	<a href="#">Bima Plastteknik</a>	MDR

**Bima XXL**

Stabil bas med mjukt ytskikt samt viscoskum i sittgrup. Svagt konturerad. Överdrag i stretchig velour. Inkontinenshätta ingår. Kupad undersida. Om plan undersida behövs, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	54–62,5 cm	10 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens.	<a href="#">Permobil</a>	MDR

**Roho Quadro Select**

Luftdyna med ISOFLO-ventil som gör att luften kan låsas i fyra kammare för att skapa stabilitet och positioneringsmöjligheter. Luftigt överdrag. Pump medföljer.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Övrigt  
Se [Permobil's storleksguide](#)

## TRYCKFÖRDELANDE FÖR BARN

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	25–35 cm	4 cm	60 kg	<a href="#">Care of Sweden</a>	MDR

**Curera Contur, barn**

Anatomisk formgjuten bas av skum med viscoelastiskt skum på ovansidan. Vätsketätt ytskikt. Överdrag av luftig polyesterplysch. Passar plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	25–38 cm	5 cm	40 kg (bredd 25 cm) 50 kg (bredd 30 cm) 55 kg (bredd 33 cm) 60 kg (bredd 35 cm)	<a href="#">Bima Plastteknik</a>	MDR

**Combi, barn**

Anatomiskt formad skumdyna med sidostöd och bendelare. Olika sorters skum med kallsaum i sittgropen. Plan undersida. Överdrag av laminerad plysch.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	25–33 cm	5,5 cm	45 kg	<a href="#">Permobil</a>	MDR

**Comfort Curve, barn**

Bas i formgjuten skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSESAM.




## TRYCKAVLASTANDE FÖR BARN

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	25–34 cm	5 cm	160 kg	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

**Nima Basic skikt, barn**

Kallskum i två skikt, Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits.  
Luftigt överdrag.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	25–35 cm	5,5 cm	20 kg (bredd 25 cm) 25 kg (bredd 27 cm) 30 kg (bredd 30 cm) 35 kg (bredd 33 cm) 40 kg (bredd 35 cm)	<a href="#">Bima Plastteknik</a>	MDR

**Bima formsits, barn**

Något formad skumdyna med bendelare. Viskoelastiskt skum i sittgrop. Plan undersida. Dynan kan beställas individanpassad på [Bima Plasttekniks blankett för anpassning](#).  
Överdrag av plysch med tunn skumgummi på insidan.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	28–36,5 cm	5,5 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens.	<a href="#">Permobil</a>	MDR

**Roho Quadro Select låg, barn**

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter.  
Pump medföljer.

Tillbehör  
Inkontinensöverdrag

Övrigt  
Se [Permobil's storleksguide](#)



ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSSESAM.



## POSITIONERANDE/TRYCKFÖRDELANDE FÖR BARN

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	28–36,5 cm	5,5 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens.	<a href="#">Permobil</a>	MDR

**Roho Quadro Select låg, barn**

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Pump medföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Övrigt

Se [Permobils storleksguide](#)



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	26–34 cm	5 cm	<a href="#">Etac</a>	MDR

**Starlock, barn**

Luftdyna med cellåsteknik, dvs. flödet mellan cellerna kan låsas. Luftgenomsläppligt överdrag.

Övrigt inkontinensöverdrag finns som tillbehör.

Se [Etacs storleksguide](#)



## TILLBEHÖR

Artikelnummer	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	<a href="#">Salubrious</a>	MDR

**Mellanrumshandske**

Handske för att kontrollera mellanrummet mellan användaren och dynans botten/stolens sits.



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	30–45 cm	Framkant 1 cm, bakkant 3–8 cm	150 kg	<a href="#">Nima Care</a>	MDR

**Kildyna, hård**

Kildyna i cellpolyeten. Kan användas som positionering/anpassning av befintlig dyna.



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Leverantör	Klassificering
<b>Se WebSesam</b>	35–55 cm	2,5 cm		MDR

**Utjämningskiva**

Används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt. Fast formstabil material med låg vikt som är lätt att anpassa (går att skära i).

