

Rullstolsdynor och tillbehör

TRYCKFÖRDELANDE

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------------|---|----------------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–60 cm | 6,5–7,5 cm | 100 kg (bredd 35–37,5 cm) 125 kg (bredd 40–50 cm) 150 kg (bredd 52–60 cm) | Bima Plastteknik | MDR |

Bima duo

Bas i formgjutet skum med olika densitet över sittytan som ger stabilitet och tryckfördelning. Kupad undersida. Om plan undersida behövs, kontakta hjälpmedelskonsulent. Laminerat plyschöverdrag med ventilerade sidor och antiglid på överdragets undersida.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|--|-------------------|---------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–47 cm | 6 cm under lår 6,5 cm under sittbensknölar 7,5 cm vid bendelaren | 150 kg | Nima Care | MDR |

Nima Ecoform Pluma

Anatomisk form med gjutet trög-/viscoskum i skumbasen. Fluidgel under sittbensknölar. Bendelare och lateralstöd. Kupad eller plan undersida. Luftigt överdrag i polyester.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|---|--------------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 30–52 cm | 5 cm | 125 kg (bredd 35–42 cm) 135 kg (bredd 45–47 cm) 150 kg (bredd 50–52 cm) | Care of Sweden | MDR |

Curera Contur

Anatomisk formgjuten bas av skum med viscoelastiskt skum i sittgropen. Vätsketätt ytskikt. Överdrag av luftig polyesterplysch. Passar både plan och hängmattesits.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

TRYCKAVLASTANDE

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------|---|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 30–60 cm | 9,5 cm | 100 kg för de mindre storlekarna och upp till 300 kg för de större. | Anatomic Sitt | MDR |

Varilite Evolution

Dyna i kombination med skum och luft utan separat pump. Har inbyggd ventil. Anpassningsbar kil medföljer. Luftigt överdrag.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag




| | | | | | |
|--------------------|----------|----------------|---|---------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 35–47 cm | 8 cm under lår | 150 kg (bredd 35–45 cm) 200 kg (bredd 47 cm) | Nima Care | MDR |

Nima Ecoform Pluma skikt

Anatomisk form med gjutet trög-/viscoskum i skumbasen. Fluid-gel under sittbensknölarne och ett toppskikt av mjukt kallskum. Kupad eller plan undersida. Luftigt överdrag i polyester.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



*Bilden visar
plan undersida.*

| | | | | | |
|--------------------|----------|-------|---|----------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 35–55 cm | 10 cm | 125 kg (bredd 35–37,5 cm) 135 kg (bredd 42,5–47,5 cm) 150 kg (bredd 50–60 cm) | Bima Plastteknik | MDR |

Bima fjäder

Formgjuten skumbas med bendelare och stabiliserande sarger. Fjäderkasett i sittgrop som fördelar trycket. Kan med fördel användas i eldriven rullstol eftersom den är något fjädrande. Plan undersida. Överdrag i stretchig velour. Inkontinenshätta medföljer.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag




| | | | | |
|--------------------|----------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Djup | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 40–50 cm | 45/48–50/53 cm | Bima Plastteknik | MDR |

Bima fjäder med urtag i sido- och bakkant

Variant med urtag för att passa tillrullstolar med utstickande ryggfäste. Plan undersida.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



SORTIMENTSÖVERSIKT

Rullstolsdynor och tillbehör

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|---|---------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–55 cm | 9 cm | 150 kg (upp till storlek 45x45 cm) 200 kg (storlek 45x45 cm och 50x45) 300 kg (över storlek 50x45 cm) | Nima Care | MDR |

Nima 600 Visco

Bas i anatomiskt format skum med viscoelastiskt skum på toppen. Passar både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



TRYCKAVLASTANDE OCH POSITIONERANDE

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–55 cm | 6 alternativt 10 cm | 250 kg | Invacare | MDR |

Vicair Academy Vector O2

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög stabilitet. Består av luftfyllda celler indelade i nio fack. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|--------------|-------|---|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 36,5–62,5 cm | 10 cm | Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användaren. | Permobil | MDR |

Roho Quadro Select

Luftdyna med ISOFLO-ventil som gör att luften kan låsas i fyra kammare för att skapa stabilitet och positioneringsmöjligheter. Luftigt överdrag. Pump medföljer.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag

Övrigt
Se [Permobil's storleksguide](#)



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|---|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 36–56 cm | 8 cm | 136 kg (bredd 36–51 cm) 227 kg (bredd 56 cm) | Invacare | MDR |

Matrx Libra

Rullstolsdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Formad bas av högelastiskt skum med silikonbaserad gel i sittgrop. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg, samt inre överdrag som delvis skyddar mot väta.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag, kilar och extra gelinlägg



VÄRME- OCH FUKTAVLEDANDE MED HÖG LUFTGENOMSLÄPPLIGHET

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–55 cm | 5 cm | 140 kg | Salubrious | MDR |

Soof

Stabil och luftig med en dynbas av Soof-material (polyestertrådar). Utjämningsplatta för hängmattesits medföljer. Vändbar och roterbar vilket gör att samma storlek kan användas på flera sätt. Luftigt överdrag vars dragkedja är placerad bakåt eller på en av sidorna, beroende på hur dynan vänds.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–50 cm | 6 eller 10 cm | 250 kg | Invacare | MDR |

Vicair Academy Adjuster O2

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög stabilitet. Består av luftfyllda celler indelade i fem fack. Cellerna har en yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 36–65 cm | 5 cm under lår | 130 kg | Rehabshop | MDR |

Stimulite Slimline/Slimline XS

Stabil och luftig dyna som har perforerade celler med bikakestruktur och lätt konturerad överdel. Plan eller rund botten.

Finns i två varianter: Slimline och Slimline extra sensitive (XS) för extra känslig hy.

Tillbehör
Inkontinensunderlägg (Rekommenderat inkontinensskydd som läggs i överdraget på undersidan av dynan.)

Inkontinenshätta



ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSSESAM.

HÖGRE ANVÄNDARVIKT, TRYCKFÖRDELANDE

Läs om [högre användarvikt på vår hemsida](#).

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|------------|----------------|---|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 53,5–61 cm | 6 cm under lår | 159 kg (bredd 53,5 cm) 181 kg (bredd 56–61 cm) | Permobil | MDR |

Comfort Curve

Konturerat gjutet skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Överdrag i luftig stretchtextil.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 53–60 cm | 7 cm | 150 kg | Nima Care | MDR |

Nima Standard 600

Bas i formgjuten skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|--------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 50–60 cm | 9,5 cm | 200 kg | Salubrious | MDR |

Stealth Tru-Comfort 2

Bas av formgjutet skum med utskuren sittgrop, stor bendelare och lårstöd. Överdel av avlastande trögsaum. Luftigt överdrag.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

HÖGRE ANVÄNDARVIKT, TRYCKAVLASTANDE

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 53–60 cm | 8,5 cm centrum bakkant | 250 kg | Nima Care | MDR |

Nima 600 Visco

Toppskikt av 3,5 cm viscoelastiskt skum på formgjuten bas. Luftigt överdrag. Fasade kanter på dynans undersida för att passa både hängmattesits och plansits.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



| | | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 50–60 cm | 9,5 cm | 200 kg | Salubrious | MDR |

Stealth Tru-Comfort 2

Bas av formgjutet skum med utskuren sittgröp, stor bendelare och lårstöd. Överdel av avlastande trögskum. Luftigt överdrag.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



| | | | | | |
|--------------------|------------|-------|--|----------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 50-67,5 cm | 10 cm | 180 kg (bredd 50–52,5 cm) 250 kg (bredd 55–65 cm) 300 kg (bredd 67,5 cm) | Bima Plastteknik | MDR |

Bima XXL

Stabil bas med mjukt ytskikt samt viscoskum i sittgröp. Svagt konturerad. Överdrag i stretchig velour. Inkontinenshätta ingår. Kupad undersida. Om plan undersida behövs, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



| | | | | | |
|--------------------|------------|-------|--|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 54–62,5 cm | 10 cm | Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens. | Permobil | MDR |

Roho Quadro Select

Luftdyna med ISOFLO-ventil som gör att luften kan låsas i fyra kammare för att skapa stabilitet och positioneringsmöjligheter. Luftigt överdrag. Pump medföljer.

Tillbehör
Inkontinensöverdrag



Övrigt
Se [Permobil's storleksguide](#)

TRYCKFÖRDELANDE FÖR BARN

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 25–35 cm | 4 cm | 60 kg | Care of Sweden | MDR |

Curera Contur, barn

Anatomisk formgjuten bas av skum med viscoelastiskt skum på ovansidan. Vätsketätt ytskikt. Överdrag av luftig polyesterplysch. Passar plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|--|----------------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 25–38 cm | 5 cm | 40 kg (bredd 25 cm) 50 kg (bredd 30 cm) 55 kg (bredd 33 cm) 60 kg (bredd 35 cm) | Bima Plastteknik | MDR |

Combi, barn

Anatomiskt formad skumdyna med sidostöd och bendelare. Olika sorters skum med kallsaum i sittgropen. Plan undersida. Överdrag av laminerad plysch.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 25–33 cm | 5,5 cm | 45 kg | Permobil | MDR |

Comfort Curve, barn

Bas i formgjuten skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag


ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSESAM.

TRYCKAVLASTANDE FÖR BARN

| | | | | | |
|--------------------|----------|------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 25–34 cm | 5 cm | 160 kg | Nima Care | MDR |

Nima Basic skikt, barn

Kallskum i två skikt, Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits.
Luftigt överdrag.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------|---|----------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 25–35 cm | 5,5 cm | 20 kg (bredd 25 cm) 25 kg (bredd 27 cm) 30 kg (bredd 30 cm) 35 kg (bredd 33 cm) 40 kg (bredd 35 cm) | Bima Plastteknik | MDR |

Bima formsits, barn

Något formad skumdyna med bendelare. Viskoelastiskt skum i sittgrop. Plan undersida. Dynan kan beställas individanpassad på [Bima Plasttekniks blankett för anpassning](#).
Överdrag av plysch med tunn skumgummi på insidan.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

| | | | | | |
|--------------------|------------|--------|--|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
| Se WebSesam | 28–36,5 cm | 5,5 cm | Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens. | Permobil | MDR |

Roho Quadro Select låg, barn

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter.
Pump medföljer.



Tillbehör
Inkontinensöverdrag

Övrigt
Se [Permobil's storleksguide](#)

ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSSESAM.

POSITIONERANDE/TRYCKFÖRDELANDE FÖR BARN

| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|--------|--|--------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 28–32 cm | 5,5 cm | Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens. | Permobil | MDR |

Roho Quadro Select låg, barn

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Pump medföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Övrigt

Se [Permobils storleksguide](#)



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|------|----------------------|----------------|
| Se WebSesam | 26–34 cm | 5 cm | Etac | MDR |

Starlock, barn

Luftdyna med cellåsteknik, dvs. flödet mellan cellerna kan låsas. Luftgenomsläppligt överdrag.

Övrigt inkontinensöverdrag finns som tillbehör.

Se [Etacs storleksguide](#)



TILLBEHÖR

| Artikelnummer | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| Se WebSesam | Salubrious | MDR |

Mellanrumshandske

Handske för att kontrollera mellanrummet mellan användaren och dynans botten/stolens sits.



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Max. användarvikt | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 30–45 cm | Framkant 1 cm, bakkant 3–8 cm | 150 kg | Nima Care | MDR |

Kildyna, hård

Kildyna i cellpolyeten. Kan användas som positionering/anpassning av befintlig dyna.



| Artikelnummer | Bredd | Höjd | Leverantör | Klassificering |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------|----------------|
| Se WebSesam | 35–55 cm | 2,5 cm | Care of Sweden | MDR |

Utjämningskiva Curera

Används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt.

