

# Stimulering av sinnen och känslighet

## Tyngdtäcke – lugnar på natten

Tyngdtäcke är ett täcke som syftar till att underlätta för användaren att slappna av, känna trygghet, komma till ro och bättre kunna koncentrera sig. Tyngden stimulerar berörings- muskel- och ledsinnena. Täckets tyngd kan upplevas som en omfamning vilket kan förstärka känslan av trygghet. Exempel på diagnoser kan vara demens, anorexi/bulimi, autismspektrum, ADHD, psykos och olika neurologiska sjukdomstillstånd.

### Att tänka på vid förskrivning

- Enklare lösningar i form av extra filt, tyngre täcke eller andra metoder för att göra sängmiljön ombonad och trygg ska ha provats innan förskrivning sker.
- Innan förskrivning ska användaren få prova produkten.
- Hjälpmedelskonsulent kan ge stöd kring produktval.
- Produkten finns att prova hos Hjälpmedel Västerbotten i Umeå och Skellefteå samt på Barn- och ungdomshabiliteringen i Lycksele. Alla utprovningar bokas via Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst: 090-785 93 65.
- Tyngdtäcken kräver mer än vanliga täcken när det gäller skötsel; tvätt, torkning, bäddning etc. Reflektera kring hur detta kan lösas hos användaren. För tvättråd, se företagets hemsidor.
- Rådfråga läkare innan användning av tyngdtäcke om användaren har begränsad hjärt- och lungkapacitet.
- Användning av tyngdtäcke vid trycksår avrådes starkt.
- Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material, beakta kvävningsrisk.
- Det är viktigt att användaren kan ta bort täcket vid behov.
- Har personen inopererad pacemaker, vagusnervstimulator eller liknande bör man alltid kontrollera med ansvarig läkare om eventuella risker.
- Personer med DBS (deep brain stimulation) bör inte prova tyngdtäcken som innehåller metall, innan man kontaktat ansvarig läkare. Effekten av DBS kan eventuellt påverkas.
- Läs företagets egna bruksanvisningar för eventuellt fler säkerhetsaspekter.
- TOG (Thermal Overall Grade) är en internationell standard som visar ett textilt materials isolationsförmåga. Ju lägre värde desto svalare täcke.
- Tyngdtäcke är en försäljningsprodukt och återköps inte av HMV.
- Kom ihåg att registrera egenavgift (endast vuxna från 20 år) vid beställning om din huvudman tagit sådant beslut. Artikelnummer: 38142

Vårt sortiment av tyngdvästar hittar du på vår hemsida under [Kognitivt stöd](#).

# Stimulering av sinnen och känslighet

## TYNGDTÄCKEN

### Tyngdtäcke med kedjor

Svalt täcke med TOG-värde 2,89. Ena sidan är vadderad. Delbart på längden från och med storlek 8 kg och tyngre. Kedjorna är gjorda av högkvalitativt, lackerat stål.

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp	Leverantör	Klassificering
<b>43233</b>	4 kg	Barn	<a href="#">Mondian</a>	MDR

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>32689</b>	6 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>32690</b>	8 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>32691</b>	10 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>38046</b>	12 kg	Vuxen

Artikelnummer	Tillbehör
<b>43237</b>	Hygienöverdrag för barntäcke
<b>43238</b>	Hygienöverdrag för vuxentäcke



Nedanstående varianter kan vid behov beställas via hjälpmedelskonsulent.

Vikt	Målgrupp
4 kg	Vuxen

Vikt	Målgrupp
14 kg	Vuxen

### Tyngdtäcke med ringar

Svalt täcke med TOG-värde 3,2. Ena sidan är vadderad. Delbart på bredden från och med storlek 8 kg och tyngre. Innehåller 450 ringar av kirurgiskt stål placerade en och en i lika många specialsyddas fickor.

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp	Leverantör	Klassificering
<b>43234</b>	4,3 kg	Barn	<a href="#">Sleepify</a>	MDR

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>43224</b>	6 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>43225</b>	8 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>43222</b>	10 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>43223</b>	12 kg	Vuxen

Artikelnummer	Tillbehör
<b>43252</b>	Inkontinensskydd för barntäcke
<b>43253</b>	Inkontinensskydd för vuxentäcke



Nedanstående varianter kan vid behov beställas via hjälpmedelskonsulent.

Vikt	Målgrupp
4 kg	Vuxen

Vikt	Målgrupp
14 kg	Vuxen

## Tyngdtäcke "Nova" med fiber

Svalt täcke där vikten utgörs av längsgående polyesterfiber. Delbart på längden från och med storlek 6 kg och tyngre.

Artikelnummer <b>43232</b>	Vikt 3,7 kg	Målgrupp Barn	Leverantör <a href="#">Novista</a>	Klassificering MDR
-------------------------------	----------------	------------------	---------------------------------------	-----------------------

Artikelnummer <b>43226</b>	Vikt 6 kg	Målgrupp Vuxen
-------------------------------	--------------	-------------------

Artikelnummer <b>40952</b>	Vikt 8 kg	Målgrupp Vuxen
-------------------------------	--------------	-------------------

Artikelnummer <b>43227</b>	Vikt 10 kg	Målgrupp Vuxen
-------------------------------	---------------	-------------------

Artikelnummer <b>43228</b>	Vikt 12 kg	Målgrupp Vuxen
-------------------------------	---------------	-------------------



Nedanstående varianter kan vid behov beställas via hjälpmedelskonsulent.

Vikt 4 kg	Målgrupp Vuxen
--------------	-------------------

Vikt 14 kg	Målgrupp Vuxen
---------------	-------------------

Artikelnummer <b>43236</b>	Tillbehör Hygienöverdrag för barntäcke
<b>43235</b>	Hygienöverdrag för vuxentäcke

## Tyngdtäcke med bollar

Dynamisk stimulering där vikten utgörs av bollar placerade i kassetter. Något varmare och delbart i fyra kassetter.

Artikelnummer <b>35293</b>	Vikt 3,5 kg	Bollstorlek Ø 38 mm	Målgrupp Barn	Produktnamn Flexible	Leverantör <a href="#">Komikapp</a>	Klassificering MDR
-------------------------------	----------------	------------------------	------------------	-------------------------	--	-----------------------

Artikelnummer <b>37064</b>	Vikt 7 kg	Bollstorlek Ø 50 mm	Målgrupp Vuxen	Produktnamn Flexible
-------------------------------	--------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Artikelnummer <b>43249</b>	Vikt 10 kg	Bollstorlek Ø 50 mm	Målgrupp Vuxen	Produktnamn Flexible
-------------------------------	---------------	------------------------	-------------------	-------------------------



Nedanstående variant kan vid behov beställas via hjälpmedelskonsulent.

Vikt 12 kg	Bollstorlek Ø 50 mm	Målgrupp Vuxen
---------------	------------------------	-------------------

Artikelnummer <b>35296</b>	Tillbehör Inkontinens-/skyddsöverdrag för barntäcke
<b>32967</b>	Inkontinens-/skyddsöverdrag för vuxentäcke

## Tyngdtäcke med granulat

Täcke som ger en känsla av stor vetekudde eller gammalt vaddtäcke. Delbart i två.

Artikelnummer <b>43377</b>	Vikt 5 kg	Målgrupp Vuxen	Produktnamn Classic Polypropylen	Leverantör <a href="#">Komikapp</a>	Klassificering MDR
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------------------------	--	-----------------------



## SORTIMENTSÖVERSIKT

### Stimulering av sinnen och känslighet

---

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp	Leverantör	Klassificering
<b>43394</b>	8 kg	Vuxen	<a href="#">Abilia</a>	MDR

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>43395</b>	10 kg	Vuxen

Artikelnummer	Vikt	Målgrupp
<b>43396</b>	12 kg	Vuxen



### Tyngdtäcke med kedjor

Svalt täcke med TOG-värde 1,9. Ena sidan är vadderad. Täcket är delbart på längden från och med storlek 8 kg och tyngre. Kedjorna är gjorda av galvaniserat stål.

Artikelnummer	Tillbehör
<b>32692</b>	Hygienöverdrag för vuxentäcke

Nedanstående variant kan vid behov beställas via hjälpmedelskonsulent.

Vikt	Målgrupp
14 kg	Vuxen

---

Samtliga varianter av det här täcket kan endast beställas via hjälpmedelskonsulent. Möjlighet att låna täcke för utprovning finns.

Vikt	Målgrupp	Leverantör	Klassificering
4 kg	Vuxen	<a href="#">Abilia</a>	MDR

Vikt	Målgrupp
6 kg	Vuxen

Vikt	Målgrupp
8 kg	Vuxen

Vikt	Målgrupp
10 kg	Vuxen

Vikt	Målgrupp
12 kg	Vuxen



### Tyngdtäcke "Sensitive" med kedjor och dubbel vaddering

Svalt täcke med TOG-värde 1,9. Ena sidan är dubbelt vadderad. Täcket är delbart på längden från och med storlek 8 kg och tyngre. Kedjorna är gjorda av galvaniserat stål.

Artikelnummer	Tillbehör
<b>32692</b>	Hygienöverdrag för vuxentäcke

---

INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA  
[www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel](http://www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel)

---