




## SORTIMENTSÖVERSIKT

# Gånghjälpmedel


Samtliga produkter och artikelnummer finns i WebSesams sortimentskatalog.


<b>Gåstol med sittpåse</b>		<p>Höj- och sänkbar gåstol tillverkad av stålrör i rött och blått. Den är försedd med fyra hjul och avtagbar sittpåse. Sittpåsen har kardborrband i sidorna som gör det enkelt att justera storleken. Knäpps fast på midjeringen med hjälp av kraftiga tryckknappar.</p>
Gåstol för barn		
Swereco		
	Storlek –	


<b>R82 Mustang</b>		<p>Den här gåstolen har ett höj- och sänkbart stöd för överkroppen som är gjort så att barnet lätt kan komma i och ur. Stödet för barnets bäcken kan varieras med vinkelställbar sadelsits, hängsits eller användas helt utan sits. Den upprätta och lätt framåtlutade hållningen stimulerar barnets gångmönster.</p> <p>I standardutförande ingår bålstöd.</p> <p>Max. användarvikt: 30–80 kg beroende på storlek. Gåstolens vikt: 10–19 kg beroende på gåstolens storlek.</p>
Gåstol för barn		
Etac		
	Storlek 1 (Gul) 2 (Vit) 3 (Röd) 4 (Grå)	


<b>Miniwalk</b>		<p>Fjädrande gåstol för barn som behöver stöd för att kunna komma upp och gå.</p> <p>I standardutförande ingår sadel, bålstöd, fjädrar, länkhjul fram, massiva hjul bak och parkeringsbromsar.</p> <p>Max. användarvikt: 40 kg Gåstolens vikt: 15 kg</p>
Gåstol för barn		
Mayday Aid		
	Storlek 1 (Turkos) 2 (Röd)	


Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.


<b>Meywalk MK4</b>			Storlek
Gåstol för barn – Framåtvänd			Small (Grön)
Mayday Aid			
			<p>Gåstol MK4 har en dynamisk sadel som följer bäckenets rörelse vid gång med vridrattar fram för att göra inställningar och justeringar utan verktyg. Sitt-enheten kan vinklas framåt för en mer framåtlutad kroppshållning. Bålstödsringen och handtagsbygeln är i ett mjukt material.</p> <p>I standardutförande ingår sadel, bålstöd, fjädrar, parkeringsbroms, riktningsspärr, backspärr och släpbroms.</p> <p>Max. användarvikt: 100 kg Gåstolens vikt: 25 kg</p>
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.			


<b>Crocodile</b>			Storlek
Rollator för barn – Bakåtvänd			0 (Vit) 1 (Gul) 2 (Orange) 3 (Grå)
Etac			
			<p>Crocodile är en bakåtvänd rollator som går att fälla ihop. Den används av barn som bara behöver lite stöd och kan kompletteras med flera tillbehör för att ge barnet ytterligare stabilitet.</p> <p>I standardutförande ingår släpbroms, backspärr på bakhjulen samt riktningsspärr på framhjulen. Till storlek 0 finns även bålstöd.</p> <p>Max. användarvikt 30–80 kg beroende på rollatorns storlek. Gåstolens vikt: 6–12 kg beroende på rollatorns storlek.</p>


<b>Marcy</b>			Storlek
Rollator för barn – Framåtvänd			0 (Rosa) 1 (Blå)
Schuchmann			
			<p>Marcy är en rollator med teleskopiskt chassi som kan ställas in för att ge barnet stor understödsyta. Handtagen går att ställa in i både höjd och bredd.</p> <p>I standardutförande ingår släpbroms och riktningsspärr.</p> <p>Max. användarvikt är 20 kg för storlek 0 och 30 kg för storlek 1.</p>


<b>Volaris Mini Låg</b>			Storlek
Rollator för barn – Framåtvänd			–
Eurovema			
			<p>Rollatorn är kryssfälld och kan förvaras stående i hopfällt läge. Handtag och sits är justerbara i höjd utan verktyg. Färd- och parkeringsbroms utan löst hängande vajer. Parkeringsbroms med lätthanterlig bygel som förs fram över handtaget.</p> <p>Max. användarvikt: 125 kg Rollatorns vikt: 7 kg</p>


<b>Volaris Kid</b>		Rollatorn är kryssfälld och kan förvaras stående i hopfällt läge. Handtag kan enkelt höjjusteras för att passa flera olika behov. Bromsvajrarna är inbyggda i smarhtaget så att de inte kan haka upp sig i omgivningen. Släpbroms är monterad som standard.  Max. användarvikt: 60 kg Vikt: 6,5 kg
Rollator för barn – Framåtvänd		
Eurovema		
	Storlek –	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.		


<b>Flex</b>		Kryckkäppen är avsedd att användas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion. Den är tillverkad av aluminiumrör med helgjuten överdel. Handtaget är försett med en reflex. Höjjustering med tryckknapp.  Modellen ”Robust” är tillverkad av stålrör. Höjden justeras genom att kapa röret.  I standardutförande ingår doppsko och isdubb.  Max. användarvikt: 50–200 kg beroende på kryckkäppens storlek.
Kryckkäpp med rakt handtag, för barn och vuxna		
Swereco		
	Storlek Standard Kort Lång Robust Barn/Ungdom	


<b>Flex Ergo</b>		Kryckkäppen är avsedd att användas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion. Den är tillverkad av aluminiumrör med helgjuten överdel och anatomiskt handtag. Handtaget är försett med en reflex. Höjjustering med tryckknapp.  I standardutförande ingår doppsko och isdubb.  Max. användarvikt: 140 kg
Kryckkäpp med anatomiskt handtag, för barn och vuxna		
Swereco		
	Storlek Standard Lång	


<b>REKO profil</b>		Tillverkad med anatomiskt format handtag för god tryckfördelning och ett säkert grepp. Höjjustering med tryckknapp.
Stödkäpp med anatomiskt handtag, för barn och vuxna		
Swereco		I standardutförande ingår doppsko.
	Storlek	
	Höger Vänster	


<b>Flex RA</b>		Kryckkäpp tillverkad av aluminiumrör med överdel av mjukpolstrad nylon och mjukt handtag. Handtaget är justerbart i avstånd från armhållaren, vridbart i sidled och framåt/bakåt. Passar både höger och vänster hand. Armhållarens längd 18 cm, bredd 9 cm. Höjjustering med tryckknapp.
Kryckkäpp med underarmsstöd för reumatiker		
Swereco		I standardutförande ingår doppsko.
	Storlek	
	–	Max. användarvikt: 140kg

<b>Axillarkrycka</b>		Axillarkrycka kan användas då vanliga kryckor pga besvär i händerna inte går att använda. Tillverkad av aluminiumrör. Det följer med mjuk polstring, handtaget är mjukt och justerbart i olika höjder.
Kryckkäpp som avlastar handleder, för barn och vuxna		
Swereco		I standardutförande ingår doppsko.
	Storlek	
	Kort Lång	Max. användarvikt: 130 kg


<b>Kvadrant</b>		<p>Gåbock kvadrant är avsedd att användas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion. Den är tillverkad av grå lackerade stålrör. Höjddjusteras med hjälp av tryckknappar.</p> <p>I standardutförande ingår doppsko.</p> <p>Max. användarvikt: 120kg                  Vikt: 1 kg resp. 1,1 kg</p>
Gåbock med flera stödben, för barn och vuxna		
Swereco		
	Storlek	
	Junior Vuxen	


<b>Beta</b>		<p>Tillverkad av aluminiumrör som gör den stark och stabil samtidigt som den är lätt. Höjddjusteras med hjälp av tryckknappar. Försedd med greppvänliga handtag.</p> <p>I standardutförande ingår doppskor.</p> <p>Max. användarvikt: 120 kg                  Vikt: 1,6 kg resp. 1,7 kg</p>
Gåstativ med flera stödben, för barn och vuxna		
Swereco		
	Storlek	
	Junior Vuxen	


<b>Grillo</b>		<p>Ett gånghjälpmedel med steglös höjddjustering som behåller tyngdpunkten centralt i alla höjder. Justeringar görs utan verktyg. Grillo kan användas i bakåtvänt eller framåtvänt läge genom att skifta plats på hjulen.</p> <p>Max. användarvikt: 110 kg                  Användarlängd: 150–190 cm</p> <p>Gåstolens vikt: 28,5 kg</p>
Gåstol för barn och ungdom		
Eurovema		
	Storlek	
	Large	


<b>Meywalk MK4</b>		<p>Gåstolen har en dynamisk sadel som följer bäckenets rörelse vid gång och vridrattar fram för att göra inställningar och justeringar utan verktyg. Sittenheten kan vinklas framåt för en mer framåtlutad kroppshållning. Bålstödsringen och handtagsbygeln är i ett mjukt material.</p> <p>I standardutförande ingår sadel, bålstöd, fjädrar, parkeringsbroms, riktningsspärr, backspärr och släpbroms.</p> <p>Max. användarvikt: 130 kg                  Vikt: 32 kg resp. 34 kg</p>
Gåstol för ungdom och vuxen		
Maydayaid		
	Storlek	
	Medium (Röd) Large (Svart)	


Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.


<b>NF-Walker</b>		<p>Ett avancerat gånghjälpmedel som är lämpligt att använda när det finns behov av fler stödpunkter för att kunna gå. Hjälpmedlet används främst av barn och ungdomar med funktionsnedsättning där självständig gång och/eller gång med lätt stöd inte kan uppnås.</p>
Gåstol för barn och ungdom		
Made for Movement		
	Storlek cm	I standardutförande ingår väggavvisare och sidopolstring.
	XS S XR5	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. Kontakt tas alltid med konsulent för konsultation.		


<b>Rebel</b>		<p>Allround-rollator med flexibilitet i chassit som gör att den fungerar på ojämna ytor. Ergonomiska handtag. Ihopfällbar och står utan stöd i hopfällt läge. Alla modellerna är utrustade med färd- och parkeringsbroms.</p>
Rollator för vuxna – Inom- och utomhus		
Human Care		
	Storlek	<p>Max. användarvikt: 140 kg, förstärkt: 250 kg                  Vikt 9,5 kg –11,5 kg beroende på modell</p>
	57	
	57 låg	
	62	
	62 låg 62 hög 62 förstärkt	


<b>Fellow</b>		<p>Allround-rollator med framåtvända ergonomiska handtag. Bromsarna är lättmanövrerade för användare med liten handkraft. Släta hjul för förenklad rengöring.</p>
Rollator för vuxna – Inom- och utomhus		
Human Care		
	Storlek	<p>Max. användarvikt: 130 kg–150 kg                  Vikt: 7,7 kg–8,1 kg beroende på modell</p>
	Standard	
	Låg Hög	


<b>Olympos</b>		<p>Olympos är speciellt utformad för utomhusbruk. Den har stora framhjul med stötdämpande däck som underlättar vid gång på ojämna ytor. Fälls ihop i sidled och står stadigt utan stöd i hopfällt läge.</p>
Rollator för vuxna – Utomhus		
Topro		
	Storlek	<p>Storlek S levereras inkl. korg.                   Max. användarvikt: 150 kg                  Vikt: 8,3 kg–8,9 kg beroende på modell</p>
	S	
	M M Slim	


<b>Carl-Oskar</b>		Utomhus-rollator med stora hjul och flexibilitet i chassit som gör att den fungerar på ojämna ytor. Är ihopfällbar sidledes och står i hopfällt läge utan stöd.  Max användarvikt: 150 kg, förstärkt: 275 kg Vikt: 11,3 kg–13,3 kg beroende på modell
Rollator för vuxna – Utomhus		
Human Care		
	Storlek 62 67 67 förstärkt	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.		

<b>Rebel RA</b>		Rebel RA är en rollator med separata underarmsstöd för personer som behöver extra stöd eller har svårt att manövrera en vanlig rollator. Ergonomiska handtag för stabilt grepp. Godkänd för inomhus- och utomhusbruk.  Max. användarvikt: 125 kg Vikt: 11,3 kg resp. 11,5 kg
Rollator med underarmsstöd, för vuxna – Inomhus		
Human Care		
	Storlek 67 67 låg	


<b>Volaris RA</b>		Volaris RA är en rollator med separata underarmstöd som är justerbara i alla vinklar. Krysskonstruktionen gör att rollatorn står upp i hopfällt läge. Rollatorn är testad och godkänd för både inomhus- och utomhusbruk.  Max. användarvikt: 125 kg  Vikt: 11,9 kg och 12 kg
Rollator med underarmsstöd, för vuxna – Inomhus		
Eurovema		
	Storlek 64 låg 64 hög	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.		


<b>Alpha Basic RA</b>		Alpha Basic är en rollator med separata underarmstöd och funktionella handtag. Höjd, bredd och djup kan justeras för att ge en bra gångposition.  Max. användarvikt: 125 kg  Vikt: 11,3kg
Rollator med underarmstöd, för vuxna – Inomhus		
Invacare		
		
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.		

<b>Carl-Oskar RA</b>		Carl-Oskar RA är en rollator med separata underarmstöd för personer som behöver extra stöd eller har svårt att manövrera en vanlig rollator. Ergonomiska handtag för stabilt grepp. Max. användarvikt 125kg Vikt 13 kg resp. 13,2 kg		
Rollator med underarmstöd, för reumatiker – Utomhus				
Human Care				
	<table border="1"> <tr> <th>Storlek</th> </tr> <tr> <td>67</td> </tr> <tr> <td>67 låg</td> </tr> </table>		Storlek	67
Storlek				
67				
67 låg				
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				

<b>Bure, elektriskt breddbart</b>		Gåbord som är elektriskt höj- och sänkbara samt elektriskt breddbara. Armstöden är delade och handtagen justerbara.  Bure Double 2.0 har 75 mm hjul. Bure Double har 125 mm hjul.  Bure Double 2.0 max. användarvikt: 150 kg Bure Double max. användarvikt: 130 kg
Gåbord för vuxna		
Direct Healthcare Group		
Modeller		
		
<i>Bure Double 2.0 och Bure Double</i>		
Bure Double är en utgående produkt som återanvänds och levereras när den finns i lager.		



<b>Bure med fasta skänklar</b>		<p>Gåbord som är elektriskt höj- och sänkbart. Delade armstöd och justerbara handtag.</p> <p>Bure Standard och Bure Space är lika breda, men Bure Space ger mer benutrymme. Bure Smal och Bure Smal Low är lika breda.</p> <p>Alla gåborden har 125 mm hjul utom Bure Smal Low vars hjul är 75 mm.</p> <p>Bure XL max. användarvikt: 240 kg                      Max. användarvikt för övriga: 150 kg</p>
Gåbord för vuxna		
Direct Healthcare Group		
Modeller		
 <p><i>Bure Standard, Bure Space, Bure Smal, Bure Smal Low, Bure XL</i></p>		
Bure Standard, Bure Space och Bure Smal är utgående produkter som återanvänds och levereras när de finns i lager.		

<b>Bure Space Gas</b>		<p>Gåbord som är höj- och sänkbart med gaskolv. Delade armstöd och justerbara handtag. Hjulstorleken är 75 mm.</p> <p>Max. användarvikt: 150 kg</p>
Gåbord för vuxna		
Direct Healthcare Group		
	Storlek	
		–