

Sortimentsöversikt – Hjälpmedel för högre användarvikt

Detta är en sammanställning av alla hjälpmedel som klarar högre användarvikt, som Hjälpmedel Västerbotten har i sortiment. För att se mer utförlig information om hjälpmedlen, besök [våra sortimentsidor](#) och klicka in på sortimentet för just det hjälpmedlet det gäller.

Vid funderingar, eller frågor kring hjälpmedel utanför sortiment som t ex tar högre användarvikt, kontakta hjälpmedelskonsulent. Kontaktuppgifter finns under [Högre användarvikt](#) på vår hemsida.

Arbetsstol REAL 9200 Twin

Max användarvikt: 275 kg
Sitsbredd: 52, 62 eller 72 cm
Sortimentssida: [Hem och hushåll](#)



Return 7600

Max användarvikt: 205 kg
Basplatta:
Längd: 795 mm
Bredd: 672 mm
Höjd: 45mm
Sortimentssida: [Överflyttning](#)



Turner Pro, vridplatta med stöd

Max användarvikt: 200 kg
Fotplatta höjd: 20 mm
Handtagshöjd: 78 – 120 cm
Fotplatta diameter: 40 cm
Övrigt: Utgående produkt
Sortimentssida: [Överflyttning](#)



Rollator Rebel förstärkt (inomhus)

Max användarvikt: 250 kg
Totalbredd: 62 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – gånghjälpmedel](#)



Rollator Carl-Oskar förstärkt (utomhus)

Max användarvikt: 275 kg
Totalbredd: 67 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – gånghjälpmedel](#)



Kryckkäpp Flex Robust

Max användarvikt: 200 kg
Sortimentssida: [Förflyttning – gånghjälpmedel](#)



Sortimentsöversikt – Hjälpmedel för högre användarvikt

Gåbord Bure XL

Max användarvikt: 240 kg
Totalbredd: 88 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – gånghjälpmedel](#)



Lyftsele Original modell 26, XXL

Rek. användarvikt: 110 - 250 kg
Sortimentssida: [Överflyttning](#)



Viking L

Max användarvikt: 250 kg
Totalbredd: 69,5 cm
Sortimentssida: [Överflyttning](#)



Fristående taklyft, Freespan med tillhörande motor

Max användarvikt: 200 kg
Sortimentssida: [Överflyttning](#)



Madrass Static air HZ

Max användarvikt: 254 kg
Bredd: 90 cm
105 cm
Sortimentssida: [Behandling](#)



Madrass CuroCellAuto 420

Max användarvikt: 250 kg
Bredd: 85, 90, 105, 120 cm
Sortimentssida: [Behandling](#)



Manuell rullstol Cross XL

Max användarvikt: 160 kg
Sitsbredd: 47,5 cm – 60 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – manuella rullstolar](#)



Sortimentsöversikt – Hjälpmedel för högre användarvikt

Nedanstående sittdynor finns i 2 storlekar på säkerhetslager

För övriga dynor se sortimentsöversikten för sittdynor

Sittdyna Comfort Curve

Max användarvikt: Bredd 56-61 cm: 181 kg Bredd 53 cm: 159 kg

Storlek: Bredd 53 - 61 cm, djup 48,5 - 52cm, höjd 6 cm

Sortimentssida: [Förflyttning – rullstolsdynor, bälten och selar](#)




Sittdyna Nima 600 Visco

Max användarvikt: 250 kg

Storlek: Bredd 53 – 60, djup 50 - 60 cm, höjd 6,5 cm.

Sortimentssida: [Förflyttning – rullstolsdynor, bälten och selar](#)



Duschstol/-bänk

Max användarvikt: 300 kg

Sitsbredd: 62 cm

Bredd mellan handtagen 60 cm

Sitthöjd 41,5 – 56,5 cm

Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Duschstol Robust – duschstol och ryggstöd

Max användarvikt: 300 kg

Storlek: 55x45

Sitthöjd: 55cm

Totalbredd: 66 cm

Bredd mellan handtagen 60 cm

Övrigt: Stolens ben får kapas av behörig hjälpmedelstekniker

Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Toalettstolsförhöjning My Loo

Max användarvikt: 150 kg (200 kg med stödben)

Förhöjning: 2, 6 och 10 cm

Sits mått (BxD): 36 x 40 cm

Totalbredd: 57 cm

Hål mått (BxD): 23 x 36 cm

Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Toalettstolsförhöjning Robust

Max användarvikt: 300 kg

Storlek (BxD): 45x36 cm

Sitthöjd: 55 cm

Totalbredd 67 cm

Bredd mellan handtag: 60 cm

Hållets mått (BxD): 35x22 cm

Övrigt: Stolens ben får kapas av behörig hjälpmedelstekniker

Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Sortimentsöversikt – Hjälpmedel för högre användarvikt

Mobil hygienstol Combi bred

Max användarvikt: 200 kg
Sitsbredd: 51 cm (53 cm mellan armstöd)
Övrigt: Utgående produkt
Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Mobil hygienstol Tango XL

Max användarvikt: 250 kg
Sitsbredd: 56 cm (56 cm mellan armstöden)
Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Hygienstol Ocean 2 XL, flyttbar

Max användarvikt: 180 kg
Sitts bredd: 48 cm
Mellan armstöden: 54 cm
Övrigt: Utgående produkt
Sortimentssida: [Personlig vård](#)



Säng Qvintett Large

Max användarvikt: 250 kg
Bredd: 120 cm
Övrigt: Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent
Sortimentssida: [Hem och hushåll](#)



Ramp, iramp 150

Max användarvikt: 400 kg
Bredd åkyta: 67 cm
Sortimentssida: [Hem och hushåll](#)



Eldriven rullstol iChair XXL

Max användarvikt: 200 kg
Sitsbredd: 53 och 58 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – eldrivna rullstolar](#)



Scooter Minicrosser X1 HD

Max användarvikt: 250 kg
Sittbredd: 60–70 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – eldrivna rullstolar](#)



Quickie Q700M HD

Max användarvikt: 250 kg
Sittbredd: 50–66 cm
Sortimentssida: [Förflyttning – eldrivna rullstolar](#)

