

## Sortiment omgivningskontroll

Samtliga produkter är medicintekniska och klassificerade enligt MDR om inte annat anges.

### Fjärrstyrning mottagare

#### IR-mottagare säng Gewa

HMV art.nr. 46215

Leverantör: Invacare [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Storlek (LxBxH): 12,5 x 15,1 x 6 cm

Beskrivning: Programmerbar IR-mottagare för styrning av Invacare-säng med 8 funktioner. Monteras hängande på balk under säng. Kombineras med valfri IR-sändare.



Övrigt: Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

#### Andromeda Socket

HMV art.nr. 40459

Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Storlek (LxBxH): 5,3 x 12,2 x 4,3 cm

Beskrivning: Reläbox med många inställningsmöjligheter för både manöverkontaktstyrning, IR-styrning och radiostyrning. Ger möjlighet att trådlöst kunna tända/släcka lampor och slå på/av olika apparater.



### Fjärrstyrning sändare

#### IR-sändare Big Jack IR-6SP

HMV art.nr. 20201

Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Storlek (LxBxH): 14 x 10 x 3,8 cm

Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med möjlighet till styrning via 1–6 manöverkontakter.



#### Pico 1 USB

HMV art.nr. 39910

Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)

Storlek (LxBxH): 8,3 x 4,7 x 1,6 cm

Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med en knapp (2 signaler).



#### Pico 2 USB

HMV art.nr. 39912

Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)

Storlek (LxBxH): 8,3 x 4,7 x 1,6 cm

Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med två knappar (4 signaler).



## Sortiment omgivningskontroll

---

### Fjärrstyrning sändare

---

#### IR-sändare Control Medi Easy

HMV art.nr. 38753  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 10 x 5,5 x 2,2 cm  
Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med 4 knappar.



---

#### IR-5SP

HMV art.nr. 21806  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 8,5 x 4,4 x 2 cm  
Beskrivning: IR-sändare med möjlighet till 4 nivåer och kodad signal. Manöverkontakt kan anslutas för styrning av en av funktionerna.



Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.

---

#### Pico 4

HMV art.nr. 39894  
Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)  
Storlek (LxBxH): 11,5 x 5 x 2,5 cm  
Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med 4 knappar. Möjlighet till scanning via manöverkontakt.



---

#### Fjärrkontroll Gewa Maxi

HMV art.nr. 43774  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 24,2 x 16 x 4,2 cm  
Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med 16 knappar. Återkoppling med ljud, ljus och vibration. Kan fungera för fotstyrning. Stor och lättanvänd fjärrkontroll för tex TV och lampor.



---

#### Pico 8

HMV art.nr. 39911  
Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)  
Storlek (LxBxH): 11,5 x 5 x 2,5 cm  
Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med 8 knappar med möjlighet till scanning via en manöverkontakt.



## Sortiment omgivningskontroll

### Fjärrstyrning sändare

#### Fjärrkontroll Control Omni

HMV art.nr. 32310  
Tillbehör: 32934 Dockningsstation  
33805 Y-kabel  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 14 x 7,6 x 2,7 cm  
Beskrivning: Avancerad programmerbar IR-sändare med möjlighet till scanning med 1–2 kontakter. Anpassningsbara sidor med symboler och text. Inbyggd mobil telefoni. Möjlig radiostyrning via Sedway och ljudåterkoppling.



Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

#### Fjärrkontroll GEWA One

HMV art.nr 45226  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 16,6 x 8,3 x 1,33 cm, Multibox 10,8 x 6,7 x 2,2 cm  
Beskrivning: Programmerbar IR-sändare med möjlighet till scanning med manöverkontakt. Anpassningsbara sidor med symboler, text och tal.



Övrigt: Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

### Porttelefon

#### Picola Porttelefon

HMV art.nr. 38151  
Leverantör: Abilia [www.picomed.se](http://www.picomed.se)  
Beskrivning: En porttelefon sätts fast utanför dörren och gör det möjligt att inifrån bostaden prata med den som står utanför. Vid beställning ingår montering av elslutbleck för att möjliggöra upplåsning/låsning av dörr.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
OBS! För rutin, se Hjälpmedelshandboken.

### Leksaker

#### Leksakskabel

HMV art.nr. 39789  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Beskrivning: Kontaktplattan placeras mellan batteripolerna i batterileksaken som ska kontaktstyras. Storleken på kontaktplattan kan klippas till för att passa olika batteristorlekar. 1,5 m kabel.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)

## Sortiment omgivningskontroll

---

### Uppmärksamhetssignal

---

#### Armbandssändare SMILE Vit Komplet

HMV art.nr. 44754  
Tillbehör: 44659 Plexiglasanpassning för att göra den mer lätttryckt och ge en större tryckyta.  
Leverantör: Zafe Care Systems [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
Storlek (LxBxH): 4,2 x 3,4 x 1,5 cm  
Beskrivning: Armbandssändare som skickar radiosignaler till mottagare Home.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---

#### Armbandssändare SMILE P

HMV art.nr: 45739  
Leverantör: Zafe Care [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
System  
Beskrivning: Extra lätttryckt armbandssändare som skickar radiosignal till mottagare Home/Trex.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---

#### Universalsändare Inka

HMV art.nr. 34811  
Tillbehör: 34368 AK 90, anslutningskabel till 3,5 mm teleplugg hona  
34591 Nätadapter  
Leverantör: Zafe Care Systems [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
Storlek (LxBxH): 8,9 x 6,3 x 2,6 cm  
Beskrivning: Larmsändare för inkoppling av externa manöverkontakter. Används då brukaren inte kan trycka på armbands-sändarna.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---

#### Universalsändare/Mottagare IOR

HMV art.nr: 45510  
Leverantör: Zafe Care System [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
Storlek: 8,9 x 6,3 x 2,6 cm  
Beskrivning: Larmsändare för inkoppling av externa manöverkontakter. Används då brukaren inte kan trycka på armbands-sändarna.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

## Sortiment omgivningskontroll

---

### Personsökare TREX

HMV art.nr. 46404  
Leverantör: Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 10 x 4,8 x 2 cm  
Beskrivning: Bärbar mottagare med uppladdningsbart batteri och färgdisplay. Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal. Ljudsignalen är ställbar.



[Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Övrigt: Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---

### Mottagare Trex 2G

HMV art.nr: 45511  
Leverantör: Zafe Care System [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
Storlek: 10 x 4,8 x 2 cm  
Beskrivning: Bärbar mottagare med uppladdningsbart batteri och färgdisplay. Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal (ställbar). Levereras med laddfack och väska.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---

### Repo

HMV art.nr. 34590  
Tillbehör: 34591 Nätadapter  
Leverantör: Zafe Care Systems [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
Storlek (LxBxH): 8,9 x 6,3 x 2,6 cm  
Beskrivning: Räckviddsförlängare används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare. Nätadapter och uppladdningsbart batteri ingår.



Övrigt: [Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---

### Räckviddsförlängare REPO+ II

HMV art.nr: 45512  
Leverantör: Zafe Care System [www.zafe.se](http://www.zafe.se)  
Beskrivning: Räckviddsförlängare används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare. Sändarens räckvidd är upp till 2 km. Mottagarens räckvidd är 150–200 meter. Väggar och hus förkortar räckvidden. Nätadapter och uppladdningsbart batteri ingår.



[Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)  
Övrigt: Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning.

---