



SORTIMENTSÖVERSIKT

# Hem och hushåll

## Sängryggstöd, manuellt reglerbart 78 cm


<b>Marbäck</b>	Manuellt reglerbart. Ställbart 0–70° i nio fasta lägen.			
Manuellt ställbart sängryggstöd				
Sanicare Hjälpmedel AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	78 cm	70 cm	100 kg	14854

## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 78 cm


<b>Sterner</b>	Centralplacerad motor, 24V. Vikt: 14 kg. Liggytan är av ABS-plast. Ryggvinkel: 6–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Sterner specialfabrik				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	78 cm	78 cm	150 kg	14860

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 80 cm

<b>Comfortabel compact</b>	<b>Centralplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	80 cm	75 cm	145 kg	48297
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b>	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b>				48282
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 84 cm

<b>Caretec</b>	<b>Centralplacerad motor, 24V.</b> Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 9,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Ryggvinkel 2–71°.			
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	84 cm	77 cm	145 kg	43922
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 85 cm

<b>Bedco</b>	<b>Sidoplacerad motor</b> , 24V. Liggytan är av canvastyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70° Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Invacare				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	85 cm	80 cm	135 kg	34848
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

<b>Comfortabel Side</b>	<b>Sidoplacerad motor</b> , 24V. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70° Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	90 cm	75 cm	145 kg	40414
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b>	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b>				40447
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

<b>Caretec princess</b>	<b>Sidoplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg.			
Caretec AB	Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	90 cm	82 cm	145 kg	48276
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Spännanordning SGS</b> 	Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel.			45400
<b>Stödhandtag princess</b> 	Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd.			48275
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

<b>Comfortabel compact</b>	<b>Centralplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	90 cm	75 cm	145 kg	48279
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b> 	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b> 				48282
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 104 cm

<b>Sterner</b>	<b>Centralplacerad motor</b> , 24V. Vikt: 16 kg. Liggytan är av ABS-plast. Ryggvinkel: 6–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Sterner specialfabrik				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	104 cm	78 cm	150 kg	21142
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

<b>Proton</b>	<b>Sidoplacerad motor</b> , 24V. Liggytan är av polyestertyg. Vikt: 13 kg. Ryggvinkel: 0–70°. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Proton caretec				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	78 cm	145 kg	34427
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

<b>Comfortabel Side</b>	<b>Sidoplacerad motor, 24V.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 13 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	75 cm	145 kg	40385
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b> 	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b> 				40447
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

<b>Caretec princess</b>	<b>Sidoplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 11 kg. Ryggvinkel: 2–74°. Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	82 cm	145 kg	48277
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Spännanordning SGS</b> 	Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel.			45400
<b>Stödhandtag princess</b> 	Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd.			48275
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

<b>Comfortabel compact</b>	<b>Centralplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 11 kg. Ryggvinkel: 2–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	75 cm	145 kg	48280
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b>	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
				
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b>				48282
				
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 107 cm

<b>Caretec</b>	<b>Centralplacerad motor, 24V.</b> Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 10,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	107 cm	78 cm	145 kg	43923
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				

## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm


<b>Bedco</b>	<b>Sidoplacerad motor</b> , 24V. Liggytan är av canvastyg. Två sidoplacerade motorer, en på varje sida. Vikt: 13 kg. Ryggvinkel: 2–70°			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Invacare				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	80 cm	150 kg	34849
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				

## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm


<b>Comfortabel Side</b>	<b>Sidoplacerad motor</b> , 24V. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 17 kg. Ryggvinkel: 0–70°. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	75 cm	145 kg	40384
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b>	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
				
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b>				40447
				
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm

<b>Caretec princess</b>	<b>Sidoplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 14,2 kg. Ryggvinkel: 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg.			
Caretec AB	Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	75 cm	210 kg	48278
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Spännanordning SGS</b>	Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel.			45400
<b>Stödhandtag princess</b>	Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd.			48275
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				


## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm


<b>Comfortabel compact</b>	<b>Centralplacerad motor.</b> Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 14 kg. Ryggvinkel: 2–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett att användas för vård av hjälpmedelsanvändare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	75 cm	145 kg	48281
<b>Tillbehör</b>				Artikel nr.
<b>Sittlås</b>	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
<b>Stöd- &amp; vändhandtag</b>				48282
Vid beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent.				

## Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 122 cm


<b>Caretec</b>	<b>Centralplacerad motor</b> , 24V. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 10,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	122 cm	78 cm	210 kg	43924
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


## Tillbehör till ställbart sängryggstöd, elektriskt reglerbart

<b>Spännband</b>	Beställs styckvis.		
Tillbehör till sängryggstöd			
Caretec AB			
	Längd	Artikel nr.	
	6 m	46122	

<b>Spännband</b>	Beställs styckvis.		
Tillbehör till sängryggstöd			
Comfort system			
	Längd	Artikel nr.	
	6 m	48354	

## Övriga tillbehör till säng

<b>Fristående lyftbåge</b>	Benens/fötternas höjd är 7 cm. Höjd från golv tillgreppet på trapetsen kan variera mellan 104-140 cm. Vikt: 12 kg. För maxlast se leverantörens bruksanvisning
Tillbehör till säng	
Human care	
	Artikel nr.
	40982

<b>Uppresningsstöd Eva</b>	Fristående uppresningsstöd som inte fordrar ingrepp i sängen. Utrymmet under sängen bör inte vara mindre än 6 cm och fästet klarar sängreglar upp till 6 cm breda. Bygelns höjd över madrassen bör vara 22 cm. Det höga stödet används då sängen har en hög madrass, t.ex. kontinentalsäng. Produkten bör inte användas till säng med medar eller dävertar. Vid behov av förhöjningsklossar, läs leverantörens bruksanvisning innan användning.				
Tillbehör till säng					
Karo pharma					
		<b>Bredd</b>	<b>Höjd</b>	<b>Maximal användarvikt</b>	<b>Artikel nr.</b>
	Standard	Golvplatta 35 cm Bygeln 33 cm	85 cm	150 kg	43495
	Hög	Golvplatta 35 cm Bygeln 33 cm	97 cm	150 kg	43496