



SORTIMENTSÖVERSIKT

Hem och hushåll




Sängryggstöd, manuellt reglerbart 78 cm


| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| MerryBack | Manuellt reglerbart. Ställbart 0–70° i nio fasta lägen. | | | |
| Manuellt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Sanicare Hjälpmedel AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 78 cm | 70 cm | 100 kg | 14854 |

Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 78 cm


| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| Sterner | Centralplacerad motor, 24V. Vikt: 14 kg. Liggytan är av ABS-plast. Ryggvinkel: 6–70°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Sterner specialfabrik | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 78 cm | 78 cm | 150 kg | 14860 |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |

Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 80 cm



| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel compact | Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 80 cm | 75 cm | 145 kg | 48297 |
| Tillbehör | | | | |
| Sittlås  | Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
| Stöd- & vändhandtag  | | | | 48282 |

| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| Caretec | Centralplacerad motor , 24V. Liggytan är avtagbart överdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 9,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–71°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Caretec AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 84 cm | 77 cm | 145 kg | 43922 |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |

Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm




| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel Side | Sidoplacerad motor , 24V. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 90 cm | 75 cm | 145 kg | 40414 |

Tillbehör




| | | | | |
|---|--|--|--|-------|
| Sittlås | Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
|  | | | | |
| Stöd- & vändhandtag | | | | 48282 |
|  | | | | |

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

| | | | | |
|--|--|-------|----------------------|-------------|
| Caretec Princess | Sidoplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–74°. Sängryggstödet är avsett för användare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Caretec AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 90 cm | 82 cm | 145 kg | 48276 |
| Tillbehör | | | | |
| Spännanordning SGS | Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Hindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel. | | | 45400 |
|  | | | | |
| Stödhandtag Princess | Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd. | | | 48275 |
|  | | | | |


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel compact | Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 90 cm | 75 cm | 145 kg | 48279 |
| Tillbehör | | | | |
| Sittlås | Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
|  | | | | |
| Stöd- & vändhandtag | | | | 48282 |
|  | | | | |




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 104 cm

| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Sterner | Centralplacerad motor, 24V. Vikt: 16 kg. Liggytan är av ABS-plast. Ryggvinkel: 6–70°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Sterner specialfabrik | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 104 cm | 78 cm | 150 kg | 21142 |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel Side | Sidoplacerad motor, 24V. Liggytan är av bomullstyng. Vikt: 13 kg. Ryggvinkel: 2–70°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida. | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 105 cm | 75 cm | 145 kg | 40385 |
| Tillbehör | | | | |
| Sittlås | Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
| Stöd- & vändhandtag | | | | 48282 |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

| | | | | |
|--|---|-------|----------------------|-------------|
| Caretec princess | Sidoplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 11 kg. Ryggvinkel: 2–74°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | Sängryggstödet är avsett för användare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida. | | | |
| Caretec AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 105 cm | 82 cm | 145 kg | 48277 |
| Tillbehör | | | | |
| Spännanordning SGS | Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel. | | | 45400 |
|  | | | | |
| Stödhandtag Princess | Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd. | | | 48275 |
|  | | | | |




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel compact | Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 11 kg. Ryggvinkel: 2–70°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 105 cm | 75 cm | 145 kg | 48280 |
| Tillbehör | | | | |
| Sittlås | Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
|  | | | | |
| Stöd- & vändhandtag | | | | 48282 |
|  | | | | |




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 107 cm

| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| Caretec | Centralplacerad motor , 24V. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 10,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–74°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Caretec AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 107 cm | 78 cm | 145 kg | 43923 |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm

| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel Side | Sidoplacerade motorer , 24V, en på varje sida. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 17 kg. Ryggvinkel: 0–70°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 120 cm | 75 cm | 145 kg | 40384 |
| Tillbehör | | | | |
| Sittlås | Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
|  | | | | |
| Stöd- & vändhandtag | | | | 48282 |
|  | | | | |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm

| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------------|
| Caretec princess | Sidoplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 14,2 kg. Ryggvinkel: 2–74°. Sängryggstödet är avsett för användare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Caretec AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 120 cm | 75 cm | 210 kg | 48278 |
| Tillbehör | | | | |
| Spännanordning SGS  | Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel. | | | 45400 |
| Stödhandtag Princess  | Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd. | | | 48275 |


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm


| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| Comfortabel compact | Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 14 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Comfort system | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 120 cm | 75 cm | 145 kg | 48281 |
| Tillbehör | | | | |
| Sittlås  | Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända. | | | 40446 |
| Stöd- & vändhandtag  | | | | 48282 |


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 122 cm

| | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------------|
| Caretec | Centralplacerad motor , 24V. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 10,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–74°. | | | |
| Elektriskt ställbart sängryggstöd | | | | |
| Caretec AB | | | | |
|  | Bredd | Längd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | 122 cm | 78 cm | 210 kg | 43924 |
| Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. | | | | |


Tillbehör till ställbart sängryggstöd, elektriskt reglerbart


| | | | |
|---|--------------------|-------------|--|
| Spännband | Beställs styckvis. | | |
| Tillbehör till sängryggstöd | | | |
| Caretec AB | | | |
|  | Längd | Artikel nr. | |
| | 6 m | 46122 | |

| | | | |
|---|--------------------|-------------|--|
| Spännband | Beställs styckvis. | | |
| Tillbehör till sängryggstöd | | | |
| Comfort system | | | |
|  | Längd | Artikel nr. | |
| | 6 m | 48354 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------|--|
| Förlängningsladd | Till sängryggstöd Comfortabel | | |
| Tillbehör till sängryggstöd | | | |
| Comfort system | | | |
|  | Längd | Artikel nr. | |
| | 1,5 m | 48440 | |

Övriga tillbehör till säng

| | |
|---|---|
| Fristående lyftbåge | Benens/fötternas höjd är 7 cm. Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104 och 140 cm. Vikt: 12 kg. |
| Tillbehör till säng | |
| Human Care | För maxlast se leverantörens bruksanvisning. |
|  | Artikel nr. |
| | 34244 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Uppresningsstöd Eva | Fristående uppresningsstöd som inte fordrar ingrepp i sängen. Utrymmet under sängen bör inte vara mindre än 6 cm och fästet klarar sängreglar som är upp till 6 cm breda. Bygelns höjd över madrassen bör vara 22 cm. Det höga stödet används då sängen har en hög madrass, t.ex. kontinentalsäng. Produkten bör inte användas till säng med medar eller dävertar. Vid behov av förhöjningsklossar, läs leverantörens bruksanvisning innan användning. | | | | |
| Tillbehör till säng | | | | | |
| Karo pharma | | | | | |
|  | | Bredd | Höjd | Maximal användarvikt | Artikel nr. |
| | Standard | Golvplatta 35 cm Bygel 33 cm | 85 cm | 150 kg | 43495 |
| | Hög | Golvplatta 35 cm Bygel 33 cm | 97 cm | 150 kg | 43496 |