

Manöverkontakter och monteringsarmar

MANÖVERKONTAKTER

Artikelnummer	Tryckyta	Klassificering	Övrigt
16141	Ø 12 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Big Red Twist


Stor tryckyta. Bottenplattan är 16 cm i diameter och går inte att skruva loss. Levereras med fyra utbytbara lock i rött, gult, blått och grönt.



Artikelnummer	Tryckyta	Klassificering	Övrigt
16136	Ø 6 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Jelly Bean Twist

Mellanstor tryckyta. Bottenplattan går inte att skruva loss. Levereras med fyra utbytbara lock i rött, gult, blått och grönt.



Artikelnummer	Tryckyta	Klassificering	Övrigt
48674	Ø 11,5 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Big Buddy

Mellanstor tryckyta.



Artikelnummer	Färg	Tryckyta	Klassificering	Övrigt
20366	● Blå	Ø 6,3 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Artikelnummer	Färg
20364	● Grön

Artikelnummer	Färg
20365	● Gul

Artikelnummer	Färg
16134	● Röd

Artikelnummer	Färg
20367	● Svart



OMK Buddy Button

Mellanstor tryckyta. Monteras med skruv eller kardborre.

SORTIMENTSÖVERSIKT

Manöverkontakter och monteringsarmar

Artikelnummer **19187** Färg ● Blå Tryckyta Ø 5 cm Klassificering MDR Övrigt 3,5 mm anslutning

Artikelnummer **48629** Färg ● Grön

Artikelnummer **48634** Färg ● Gul

Artikelnummer **42144** Färg ● Röd

Artikelnummer **48630** Färg ● Svart



Piko Button 50

Mellanstor tryckyta. Utan bottenplatta.

Artikelnummer **39730** Färg ● Blå Tryckyta Ø 5 cm Klassificering MDR Övrigt 3,5 mm anslutning

Artikelnummer **48635** Färg ● Röd

Artikelnummer **48636** Färg ● Svart



Piko button 50 Water

Mellanstor tryckyta. Vattentålig. Utan bottenplatta.

Artikelnummer **48639** Färg ● Blå Tryckyta Ø 3 cm Klassificering MDR Övrigt 3,5 mm anslutning

Artikelnummer **48638** Färg ● Grön

Artikelnummer **48637** Färg ● Gul

Artikelnummer **19186** Färg ● Röd

Artikelnummer **48640** Färg ● Svart

Artikelnummer **48673** Färg ○ Vit



Piko Button 30

Liten tryckyta. Utan bottenplatta.

SORTIMENTSÖVERSIKT

Manöverkontakter och monteringsarmar

Artikelnummer **38362** Färg **● Blå** Tryckyta **Ø 3 cm** Klassificering **MDR** Övrigt **3,5 mm anslutning**

Artikelnummer **48641** Färg **● Röd**

Artikelnummer **38363** Färg **● Svart**



Piko Button 30 Water

Liten tryckyta. Vattentålig. Utan bottenplatta.

Artikelnummer **16147** Färg **● Grön** Tryckyta **Ø 3 cm** Klassificering **MDR** Övrigt **3,5 mm anslutning**

Artikelnummer **16145** Färg **● Gul**

Artikelnummer **16144** Färg **● Röd**

Artikelnummer **16148** Färg **● Svart**



Specs

Liten tryckyta. Bottenplattan går att skruva loss.

Artikelnummer **48675** Längd **11 cm** Klassificering **MDR** Övrigt **3,5 mm anslutning**



Wobble kontakt

Kontakt med vadderad pinne som kan aktiveras i alla riktningar. Den aktiveras genom att röra pinnen i valfri riktning eller genom att trycka nedåt. Det interna "klicket" ger en auditiv återkoppling till när kontakten har aktiverats.

Artikelnummer **48677** Tryckyta **Ø 8 cm** Klassificering **MDR** Övrigt **3,5 mm anslutning**



Kajo kuddkontakt

Mjuk strömbrytare med en stor mjuk yta. Fastsättning med säkerhetsnål eller kardborrband. Överdraget kan tvättas och bytas ut.

SORTIMENTSÖVERSIKT

Manöverkontakter och monteringsarmar

Artikelnummer 16134	Färg ● Röd, kort sladd	Tryckyta Ø 2,5 cm	Klassificering MDR	Övrigt 3,5 mm anslutning
-------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Artikelnummer 20367	Färg ● Svart, kort sladd
-------------------------------	-----------------------------

Artikelnummer 16134	Färg ● Röd, lång sladd
-------------------------------	---------------------------

Artikelnummer 20367	Färg ● Svart, lång sladd
-------------------------------	-----------------------------



Kajo Button

Liten tryckyta.

Artikelnummer 48676	Storlek 5x5 cm	Klassificering MDR	Övrigt 3,5 mm anslutning
-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------

Candy

En mycket känslig kontakt som inte kräver ett fysiskt tryck för att aktiveras. Rör endast handen eller någon annan kroppsdel på 10 mm avstånd från kontaktytan för aktivering. Möjlighet för antingen ljud eller ljus som feedback.



Artikelnummer 16133	Storlek 4,5x1,3x2 cm	Klassificering MDR	Övrigt 3,5 mm anslutning
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Micro Light

Aktiveras med ett mycket lätt tryck på kontaktens ovansida.



Artikelnummer 20319	Storlek 2,5x0,9 cm	Klassificering MDR	Övrigt 3,5 mm anslutning
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Mini Cup

Liten, låg maöverkontakt som levereras med klisterdekalerna i fem färger.



Artikelnummer 22176	Storlek 4,5x3 cm	Klassificering MDR	Övrigt 3,5 mm anslutning
-------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------

Finger Button

Fästs runt fingret med kardborreband.



SORTIMENTSÖVERSIKT

Manöverkontakter och monteringsarmar

Artikelnummer	Storlek	Klassificering	Övrigt
16108	6x3,5x1 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Click Switch

Liten manöverkontakt som passar bra att hålla i handen. Justerbar tryckkänslighet.

Observera

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HVM-lager.



Artikelnummer	Storlek	Klassificering	Övrigt
18337	6x3,5x1 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Trigger

Grå manöverkontakt som passar bra att hålla i handen. Justerbar tryckkänslighet.

Observera

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HVM-lager.



Artikelnummer	Storlek	Klassificering	Övrigt
39751	7,3x4,2 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Stealth

Äggformad, vattenavvisande och tålig manöverkontakt. Passar för placering vid exempelvis tinningen eller huvudet.

Observera

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HVM-lager.



Artikelnummer	Storlek	Klassificering	Övrigt
20307	7,3x4,2 cm	MDR	3,5 mm anslutning

Ping Pong

Monterad på en 52 cm lång böjbar arm. Kan bland annat användas som huvudkontakt, exempelvis för larm i säng.

Observera

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HVM-lager.



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA

www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

MONTERINGSARMAR & STATIV

Artikelnummer	Storlek	Leverantör	Klassificering	Övrigt
39996	50 cm	Frölunda Data	MDR	3,5 mm anslutning

Monteringslösning för surfplatta, smartphone eller manöverkontakt

Monteringsarm Manfrotto magic arm

Arm samt hållare för montering av olika modeller av surfplatta, smartphone eller manöverkontakt. Vid beställning anges i fältet *Övrig information* i WebSesam vilken manöverkontakt eller modell av surfplatta/smartphone som ska fästas, samt eventuellt fodral.

Montering ska ske på bord eller liknande som står stabilt och riskbedömning ska göras. Vid montering på annat hjälpmedel ska konsulent kontaktas.



Exempel på olika hållare.

Artikelnummer	Storlek	Leverantör	Klassificering
32323	36x29 cm	Frölunda Data	MDR

Daessy bordsstativ

Bordsstativet består av en bas och ett U-format rör som håller snabbfästet för samtalsapparaten på plats.

Observera

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



Artikelnummer	Höjd	Leverantör	Klassificering
32425	Lägsta 95 cm, högsta 145 cm	Rehabcenter	MDR

Daessy golvstativ ROMH-32, hög modell

Ett högt fristående golvstativ för samtalsapparater och bärbara datorer. Lämpligt till exempel tillsammans med höj- och sänkbara sängar. Levereras med DAESSY snabbfäste.

Observera

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



Artikelnummer	Höjd	Leverantör	Klassificering
34147	Lägsta 76 cm, högsta 110 cm	Rehabcenter	MDR

Daessy golvstativ ROM-32, låg modell

Ett lågt fristående golvstativ för samtalsapparater. Levereras med DAESSY snabbfäste.

Observera

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



SORTIMENTSÖVERSIKT

Manöverkontakter och monteringsarmar

Artikelnummer	Höjd	Leverantör	Klassificering
44166	Lägsta 68 cm, högsta 208 cm	Tobiidynavox	MDR

Rehadapt Floorstand telelock golvstativ

Ett fristående stativ för samtalsapparater. Pneumatisk höj och sänkfunktion. Stativet kräver motsvarande fäste på samtalsapparaten. Levereras med rehadapt snabbfäste. Lätt i vikt.

Observera

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel