



SORTIMENTSÖVERSIKT

Hem och hushåll




Sängryggstöd, manuellt reglerbart 78 cm


MerryBack	Manuellt reglerbart. Ställbart 0–70° i nio fasta lägen.			
Manuellt ställbart sängryggstöd				
Sanicare Hjälpmedel AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	78 cm	70 cm	100 kg	14854

Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 78 cm


Sterner	Centralplacerad motor, 24V. Vikt: 14 kg. Liggytan är av ABS-plast. Ryggvinkel: 6–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Sterner specialfabrik				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	78 cm	78 cm	150 kg	14860
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				

Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 80 cm



Comfortabel compact	Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyng. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	80 cm	75 cm	145 kg	48297
Tillbehör				
Sittlås 	Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
Stöd- & vändhandtag 				48282

Caretec	Centralplacerad motor , 24V. Liggytan är avtagbart överdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 9,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–71°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	84 cm	77 cm	145 kg	43922
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				

Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm




Comfortabel Side	Sidoplacerad motor , 24V. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	90 cm	75 cm	145 kg	40414

Tillbehör




Sittlås	Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
				
Stöd- & vändhandtag				48282
				

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

Caretec Princess	Sidoplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–74°. Sängryggstödet är avsett för användare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	90 cm	82 cm	145 kg	48276
Tillbehör				
Spännanordning SGS	Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Hindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel.			45400
				
Stödhandtag Princess	Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd.			48275
				


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 90 cm

Comfortabel compact	Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 10 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	90 cm	75 cm	145 kg	48279
Tillbehör				
Sittlås	Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
				
Stöd- & vändhandtag				48282
				




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 104 cm

Sterner	Centralplacerad motor, 24V. Vikt: 16 kg. Liggytan är av ABS-plast. Ryggvinkel: 6–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Sterner specialfabrik				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	104 cm	78 cm	150 kg	21142
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

Comfortabel Side	Sidoplacerad motor, 24V. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 13 kg. Ryggvinkel: 2–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	75 cm	145 kg	40385
Tillbehör				
Sittlås	Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
Stöd- & vändhandtag				48282
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

Caretec princess	Sidoplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 11 kg. Ryggvinkel: 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett för användare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	82 cm	145 kg	48277
Tillbehör				
Spännanordning SGS	Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel.			45400
				
Stödhandtag Princess	Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd.			48275
				




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 105 cm

Comfortabel compact	Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 11 kg. Ryggvinkel: 2–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd	Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år.			
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	105 cm	75 cm	145 kg	48280
Tillbehör				
Sittlås	Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
				
Stöd- & vändhandtag				48282
				




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 107 cm

Caretec	Centralplacerad motor , 24V. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 10,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	107 cm	78 cm	145 kg	43923
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				




Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm

Comfortabel Side	Sidoplacerade motorer , 24V, en på varje sida. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 17 kg. Ryggvinkel: 0–70°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	75 cm	145 kg	40384
Tillbehör				
Sittlås	Sittlåset utnyttjar användarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
				
Stöd- & vändhandtag				48282
				
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm

Caretec princess	Sidoplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 14,2 kg. Ryggvinkel: 2–74°. Sängryggstödet är avsett för användare som är längre än 150 cm och tyngre än 40 kg. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	75 cm	210 kg	48278
Tillbehör				
Spännanordning SGS 	Spännanordning SGS används tillsammans med sängryggstöd Princess i en säng som saknar gavel. Förhindrar sängryggstödet att glida över kanten och av sängen om sängen saknar huvudgavel.			45400
Stödhandtag Princess 	Stödhandtaget monteras enkelt utan verktyg på ramen till Princess sängryggstöd.			48275


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 120 cm


Comfortabel compact	Centralplacerad motor. Liggytan är av bomullstyg. Vikt: 14 kg. Ryggvinkel: 2–70°. Sängryggstödet är avsett för användare som är minst 146 cm, väger minst 40 kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17 samt är äldre än 12 år.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Comfort system				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	120 cm	75 cm	145 kg	48281
Tillbehör				
Sittlås 	Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.			40446
Stöd- & vändhandtag 				48282


Sängryggstöd, elektriskt reglerbart 122 cm

Caretec	Centralplacerad motor , 24V. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Vikt: 10,5 kg. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–74°.			
Elektriskt ställbart sängryggstöd				
Caretec AB				
	Bredd	Längd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	122 cm	78 cm	210 kg	43924
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


Tillbehör till ställbart sängryggstöd, elektriskt reglerbart


Spännband	Beställs styckvis.		
Tillbehör till sängryggstöd			
Caretec AB			
	Längd	Artikel nr.	
	6 m	46122	

Spännband	Beställs styckvis.		
Tillbehör till sängryggstöd			
Comfort system			
	Längd	Artikel nr.	
	6 m	48354	

Förlängningsladd	Till sängryggstöd Comfortabel		
Tillbehör till sängryggstöd			
Comfort system			
	Längd	Artikel nr.	
	1,5 m	48440	

Övriga tillbehör till säng

Fristående lyftbåge	Benens/fötternas höjd är 7 cm. Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104 och 140 cm. Vikt: 12 kg.
Tillbehör till säng	
Human Care	För maxlast se leverantörens bruksanvisning.
	Artikel nr.
	40982

Uppresningsstöd Eva	Fristående uppresningsstöd som inte fordrar ingrepp i sängen. Utrymmet under sängen bör inte vara mindre än 6 cm och fästet klarar sängreglar som är upp till 6 cm breda. Bygelns höjd över madrassen bör vara 22 cm. Det höga stödet används då sängen har en hög madrass, t.ex. kontinentalsäng. Produkten bör inte användas till säng med medar eller dävertar. Vid behov av förhöjningsklossar, läs leverantörens bruksanvisning innan användning.				
Tillbehör till säng					
Karo pharma					
		Bredd	Höjd	Maximal användarvikt	Artikel nr.
	Standard	Golvplatta 35 cm Bygel 33 cm	85 cm	150 kg	43495
	Hög	Golvplatta 35 cm Bygel 33 cm	97 cm	150 kg	43496