

Överflyttningshjälpmedel

GLIDBRÄDOR

Artikelnummer	Bredd x Längd x Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
45124	33 x 75 x 0,6 cm	150 kg	Etac	MDR

Artikelnummer	Bredd x Längd x Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
45123	33 x 60 x 0,6 cm	150 kg	Etac	MDR



Immedia E-board – vikbar

Med vikbar kant på långsidan. Kan vikas uppåt och nedåt. När kanten viks upp skyddar den mot rullstolens hjul så att det lätt går att glida förbi. Vikningen ger brädan en styvhet och stadga vid förflyttningen.

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd x Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
45125	Small	20 x 45 x 0,6 cm	150 kg	Etac	MDR

Artikelnummer	Storlek	Bredd x Längd x Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
50460	Medium	25 x 60 x 0,6 cm	150 kg	Etac	MDR

Immedia E-board – "Compact"

En mindre och lättare glidbräda som enkelt kan tas med. Passar aktiva och självständiga användare.



Artikelnummer	Bredd x Längd x Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
38733	23 x 77 cm	150 kg	Etac	MDR

Immedia 3B-board – böjd

Stabil glidbräda med svängd form. Beroende på hur man vill hamna vid förflyttningen kan brädan vändas åt olika håll, att man till exempel vill högt upp i sängen eller långt in i bilsätet.



GLIDMATTAN

Artikelnummer	Bredd x Längd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
45127	60 (öppen sida) x 50 cm	200 kg	Etac	MDR

Immedia GlideCushion – polstrad

Används vid vändning i säng, flyttning högre upp i säng samt vid förflyttning från säng till rullstol. Kan användas självständigt eller med assistans.



GLIDTYG

Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50445	70 x 70 cm	150 kg	Human Care
Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50446	130 x 70 cm	150 kg	Human Care



Blue Motion Slide Soft

Tunnelsytt och tillverkat av ett material med låg friktion på både in- och utsidan för att underlätta förflyttningar. Det mjuka materialet möjliggör en mycket tyst förflyttning som är behaglig för användaren.

VÅRDBÄLTE

Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50455	XS	170 kg	DHG
Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50456	S	170 kg	DHG
Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50457	M	170 kg	DHG
Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50458	L	170 kg	DHG
Artikelnummer	Storlek	Max. användarvikt	Leverantör
50459	XL	170 kg	DHG



EasyBelt Hug

Används för att stötta och assistera en person som ska resa sig upp, sätta sig ner eller förflytta sig från rullstolen till sängen, toaletten eller bilen. Kan också användas för att ge extra stöd till en person som står eller går. Bältet, som placeras runt midja eller höfter, har ett flertal handtag, både vertikala och horisontella, vilket gör det möjligt för medhjälparen att ta ett fast och bra grepp.

Artikelnummer	Tillbehör
35346	Grenband "Support Straps"

ALLA PRODUKTER OCH ARTIKELNUMMER FINNS I WEBSESAM.

HANDSTEGE

Artikelnummer	Max. användarvikt	Storlek	Antal handtag	Leverantör	Klassificering
45126	150 kg	8,5 x 170 cm	8 st	Etac	MDR

Immedia BedString

Sängband med handtag för att komma upp till sittande i sängen. Genom att ta tag i ett handtag kan användaren luta kroppen framåt vid applicering av lyftsele, placering av huvudkudde eller vid påklädning. De åtta handtagen sitter omväxlande på höger respektive vänster sida och gör att det alltid finns möjlighet att hitta ett bra grepp.



VRIDPLATTA

Artikelnummer	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
13729	135 kg	DHG	MDR

TurnTable 38

Kan användas för sittande förflyttning mellan rullstol och säng, toalett, stol eller fätölj. Medhjälparen kan både styra och bromsa förflyttningen genom att ha halva foten på plattan. Vridplattan har en gummiaktig antihalkyta.



VRIDPLATTA MED STÖD

Artikelnummer	Max. användarvikt	Höjd handtag	Höjd fotplatta	Diameter fotplatta	Leverantör	Klassificering
40289	200 kg	78–120 cm	20 mm	40 cm	Etac	MDR

Turner Pro

Uppresningsprodukt för förflyttning från rullstol till säng, toalett eller stol, även i trånga utrymmen. Den hjälper patienten att stå upp med hjälp av sin egen fysiska förmåga. Det orangefärgade handtaget syns tydligt för patienter med nedsatt syn eller demens. Benstöden är justerbara i höjd och vinkel för personanpassad komfort.

Observera

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HMV-lager.



Artikelnummer	Max. användarvikt	Höjd handtag	Diameter fotplatta	Leverantör	Klassificering
50454	150 kg	80–114,6 cm	45,1 cm	DHG	MDR

TurnSafe2

Ger stöd till patienter med nedsatt balans och styrka i benen vid förflyttning mellan till exempel säng och rullstol eller mellan rullstol och toalett. Halksäker fotplatta, justerbar höjd på handtaget samt underbensstöd som kan justeras i både sidled och höjddled.



ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORM

Artikelnummer 36964	Produktnamn 7400	Höjd handtag 95 cm	Bottenplatta 68,5 x 57 cm	Max. användarvikt 150 kg	Leverantör DHG	Klassificering MDR
Artikelnummer 37524	Produktnamn 7500i	Höjd handtag 115 cm	Bottenplatta 68,5 x 57 cm	Max. användarvikt 150 kg	Leverantör DHG	Klassificering MDR
Artikelnummer 39291	Produktnamn 7600	Höjd handtag 121 cm	Bottenplatta 79,5 x 67,2 cm	Max. användarvikt 205 kg	Leverantör DHG	Klassificering MDR



ReTurn

Ger en aktiv uppresning och överflyttning till eller från säng, rullstol eller toalett. Kan även användas som ett hjälpmedel för positionering längre bak i rullstol eller stol. ReTurn kan kompletteras med ReTurnBelt när det finns behov av mer stöd och stabilitet, till exempel när ståfunktionen är osäker eller varierande. Bottenplattans höjd är 4 cm.

Artikelnummer 37784	Tillbehör ReTurnBelt XS
21775	ReTurnBelt S
19810	ReTurnBelt M
21569	ReTurnBelt L
34287	ReTurnBelt XL
38740	ReTurnBelt XXL



Artikelnummer 35416	Tillbehör Polstring underbensstöd, par, passar till 7400 & 7500i
39412	Polstring underbensstöd, par, passar till 7600



Artikelnummer 34876	Tillbehör Hälband, passar till 7400 & 7500i
-------------------------------	--



Observera
7500i är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i HMV-lager.


ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORM


Artikelnummer	Höjd handtag	Längd x Bredd x Höjd bottenplatta	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
44964	120 cm	63 x 54 x 3,5 cm	170 kg	Etac	MDR

Molift Raiser Pro


Ger möjlighet att använda egen muskelfunktion och förmåga vid uppresning och förflyttning. Det naturliga rörelsemönstret stimuleras och ger en trygghet genom hela förflyttningen. Molift Raiser Pro kan kompletteras med trygghetsband med eller utan glidhylsa för att ge trygghet eller underlätta uppresning.




Artikelnummer	Tillbehör	
37525	Trygghetsband "Assist Sleeve" med glidhylsa S/M	
37526	Trygghetsband "Assist Sleeve" med glidhylsa L/XL	

Artikelnummer	Tillbehör	
41334	Trygghetsband "Assist Belt" S/M	
45115	Trygghetsband "Assist Belt" L/XL	

Artikelnummer	Tillbehör	
45114	Uppresningshandtag	

Artikelnummer	Tillbehör	
45372	Ståplatta	

Artikelnummer	Tillbehör	
45373	Hälband	

INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORM

Artikelnummer	Produktnamn	Längdintervall användare	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör
42555	Sara Stedy	149–193 cm	105 cm	182 kg	Arjo
Artikelnummer	Produktnamn	Längdintervall användare	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör
43957	Sara Stedy Compact	138–172 cm	96 cm	182 kg	Arjo

Sara Stedy

Ger möjlighet att använda egen muskelfunktion och förmåga vid uppresning och förflyttning. Den fällbara sitsen gör att användaren får ett vinklat sittstöd under förflyttningen. Finns i två storlekar.

Skänklarna breddas med en pedal. Invändig bredd på skänklarna: ihopfällda 36 cm, utfällda 75 cm.

Artikelnummer	Tillbehör
48883	Ståsele S
50440	Ståsele M
50441	Ståsele L
44306	Ståsele XL
50442	Ståsele XXL
50439	Knädyna



INFORMATION OM ALLA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel