



SORTIMENTSÖVERSIKT


Träning/Fysio

Samtliga produkter och artikelnummer finns i WebSesams sortimentskatalog.


Meerkat			Storlek	1 2 3	R82 Meerkat är ett ståndstöd med ett fritt val av både rygg- och magstående, som består av en basplatta och en pelare. I basutförande används Meerkat med fotsandaler, knä- och höftstöd. Tillbehören monteras på pelaren för individuell inställning. Med hjälp av tillbehör är det möjligt att ge höft- och bröststöd, montera ett bord för funktionellt stöd eller en gunga för att uppmuntra barnet att vara aktiv i en stående position. Gungan är lätt att montera under basplattan och gör det möjligt för barnet att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse.
Ståndstöd, enkelt. Barn och ungdom.					
Etac					


Hip			Storlek	Small Medium	Kramstöden ger ett optimalt stöd runt hela barnet. För att ge en individuell anpassningsmöjlighet kan kramstöden justeras i bredd med kilar som placeras under klädseln och i djup genom vinkelreglering av vingarna. Samtliga tillbehör monteras i stativets centrumprofil. Steglös vinkeljustering. Under introduktion av ståstativ rekommenderas en ståvinkel på 70°. Enkel höjdjustering med vev. Justering i höjd skapar möjlighet till deltagande i fler aktiviteter.
Ståndstöd, med kramstöd. Barn och ungdom.					
Minicrosser					


Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.


Toucan (hel fotplatta)			Storlek	1 2 3 4 5	Ståndstöd uppbyggt runt ett centerstag som gör alla tillhörande stöd steglöst höjdjusterbara. Bröstplatta, sidostöd och knästöd går att ställa in på bredden, vilket gör det enkelt att anpassa efter det enskilda barnets behov. I Toucan står barnet nästan i golvhöjd och är därmed i ögonhöjd med sin omgivning. Centerstaget kan vinklas steglöst utifrån det enskilda barnets behov och möjligheter.
Ståndstöd, avancerat. Barn och ungdom.					
Etac					


Inkl. bröstplatta och fotplatta. Övriga tillbehör väljs i sortimentskatalogen och arbetsorder kopplas till för montering.


Gazelle PS (delad fotplatta)		<p>Gazelle PS är ett flexibelt mag- och ryggstående ståndod. Knä- och fotstöd kan ställas in och justeras individuellt, vilket gör det lätt att ändra ställning, samtidigt som det är lätt att ändra benposition.</p> <p>När barnet står med magen mot stödet uppnås maximal sträckning av både höft och knän. Med ryggen mot stödet ger det stöd för barn som har dålig eller ingen huvudkontroll. Det går också att montera sidostöd eller huvudstöd för barn som behöver extra stöd.</p> <p>Ståndodet har steglös tippfunktion från lodrätt stående till vågrätt läge.</p>			
Ståndod, avancerat. Barn och ungdom.					
Etac					
	<table border="1"> <tr> <th>Storlek</th> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> </table>		Storlek	1	2
Storlek					
1					
2					
3					


Meerkat		<p>Ståndod med ett fritt val av både rygg- och magstående. Meerkat består av en basplatta och en pelare. Vid användning av ståskal i Meerkat kompletteras med bröststöd.</p>			
Ståndod för ståskal. Barn och ungdom.					
Etac					
	<table border="1"> <tr> <th>Storlek</th> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> </table>		Storlek	1	2
Storlek					
1					
2					
3					


Hip light		<p>Hip light ståndod med en stödrum. Denna öppnas lätt genom att lossa säkerhetslåset och därefter svänga undan barren.</p> <p>Denna lösning erbjuder mindre stöd och är därför särskilt lämpad för de som behöver träna sin balans eller använder ståskal.</p> <p>Höjjusteringen av stödrumen är steglös längs hela profilens längd.</p>		
Ståndod för ståskal. Barn och ungdom.				
Etac				
	<table border="1"> <tr> <th>Storlek</th> </tr> <tr> <td>Small</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> </tr> </table>		Storlek	Small
Storlek				
Small				
Medium				
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.				


Ståstöd Hip 170		<p>HIP 170 är ett ståstativ för barn och ungdomar som står med ståskal eller andra ortoser. Det ger ett stöd runt barnetsom möjliggör både aktivitet och självständig balans. Hip170 har en stödrum klädd med cellgummi, en fotplatta som är klädd med antihalkmaterial och en fotstoppsbåge som är ställbar i djup.</p>
Ståstöd för ståskal. Barn och ungdom.		
Minicrosser		
	Storlek Upp till 170 cm inkl. ståskal	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.		


Rabbit Up		<p>Rabbit Up är ett anpassningsbart ståstöd som ger barnet möjlighet att röra sig självständigt och samtidigt vara i samma höjd som andra barn.</p> <p>Rabbit Up är uppbyggd runt en centerskena och har steglös ändring av stāvinkeln. Bröstplatta, höftplatta och knästöd går att ställa in på bredden, vilket gör det enkelt att anpassa efter det enskilda barnets behov.</p> <p>Cambring av drivhjulen möjliggör en optimal körställning för barnet.</p>
Ståstöd, anpassningsbart. Barn och ungdom.		
Etac		
	Storlek 1 2 3 4	
I standardutförande ingår bröstplatta och fotplatta. Övriga tillbehör väljs i sortimentkatalogen och arbetsorder kopplas till för montering.		


Caribou		<p>Tippbräda för både mag- och ryggstående som hjälper människor att stå. Behovet kan finnas vid många olika slags diagnoser – exempelvis spasticitet, kontrakturer och cirkulationsproblem.</p> <p>Caribou kan gå från en horisontell till en vertikal position. Den är byggd av en standarddyna och en rad valfria toppdynor för att ge optimal rörelsefrihet.</p>
Tippbräda. Barn och ungdom.		
Etac		
	Storlek 1 2 3 4	
För komplett Caribou tippbräda krävs att du beställer toppdyna, bröstsele och kryssele. Komplettera med tillbehör för individens särskilda behov.		


MOTO med Gracile		<p>MOTO med Gracile är anpassad speciellt för barn och har flera olika justeringsmöjligheter. 12 cm i pedalbredd. Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för arm/ben.</p>
Arm- och bentränare. Barn.		
Primed		
	Storlek	<p>Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet. Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmskontroll som stannar och vänder rörelsen vid upptäckt spasm.</p>
	Maximal användarvikt: 90 kg	
Inkl. fotplattor.		


MOTO med Gracile		<p>MOTO med Gracile är anpassad speciellt för barn och har flera olika justeringsmöjligheter. 12 cm i pedalbredd. Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben.</p>
Bentränare. Barn.		
Primed		
	Storlek	<p>Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet. Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmskontroll som stannar och vänder rörelsen vid upptäckt spasm.</p>
	Maximal användarvikt: 90 kg	
Inkl. fotplattor.		


TR Classic		<p>TR Classic har en motordriven, steglös, vinkling av liggytan på 0–90 grader. Vinklingen styrs via en handkontroll. Vinkelskiva för avläsning av gradtalet finns placerad under liggytan. Fast planhöjd 60 cm.</p>
Tippbräda. Vuxen.		
Alfacare		
	Storlek	<p>Fotplattan är manuellt vinklignsbar i tre olika lägen. Stativet har en frigång på cirka 15 cm. Fyra hjul med diameter 12,5 cm (två låsbara, två med riktningsspärr). Nödsänkning med batteridrift vid strömlöshet. Löstagbar trådkorg för förvaring av sadelgjordar, etc.</p>
	65x170 cm. Inkl. fotplatta: 65x184 cm.	
Maximal användarvikt: 150 kg		
Levereras med polstrade sadelgjordar (två smala och en bred) samt fäste för arbetsbord alternativt handtag.		


Seers		Elektrisk tippfunktion på 0–90 grader med handkontroll.
Tippbräda. Hög- och sänkbar.		Tippningsgrader visas direkt i handkontrollen. Elektriskt hög- och sänkbar 47–101 cm med handkontroll. Stativet har frigång 14,5 cm.
Medema		Fyra hjul, diameter 15 cm, med styrhjul och centrallåsning som standard.
	Storlek	Nödsänkningshandtag för nedtagning av tippbrädan i samband med ett strömavbrott. Delade vinklingsbara fotplattor som kan regleras separat i fyra olika lägen mellan +15 och –30 grader.
	70x195 cm Maximal användarvikt: 225 kg	
Levereras med handtag och tre sadelgjordar/fästbälten varav en för knä och två för höft/bröst.		


Spacemaker		Enkelt justerbart i höjdlid med hjälp av skalan på pelaren. Även knästödet är justerbart i höjdlid. Bordet kan justeras 9,5 cm i djupled.
Ståstöd, enkelt. Vuxna.		
Alfacare		
	Storlek	Ståstödet behöver inte skruvas fast i golv eller vägg, patientens egen tyngd ger stabilitet. Underredet, ståplattan, är försedd med hjul så att stödet kan förflyttas. Finns även med elektrisk vinsch.
	Bredd: 75 cm. Höjd ståplatta–bord: 79–121 cm. Maximal användarvikt: 120 kg	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.		


Easy Stand Evolv III		Easy Stand ger användaren stöd från sittande till stående position.
Ståstöd, avancerat. Vuxna.		
Anatomic Sitt		Olika tillbehör kan läggas till för att ge extra stöd vid uppresning.
	Storlek	
	Medium (Maximal användarvikt: 90 kg)	
	Large (Maximal användarvikt: 127 kg) Extra Large (Maximal användarvikt: 159 kg)	
För komplett ståstöd behöver du utöver huvudprodukten även beställa pumphandtag, knästöd samt ryggstöd. För montering av dessa kopplas en arbetsorder till beställningen.		


Oxycycle I		<p>En enklare modell av armtränare och för aktiv rörelseträning med ett tyst och mjukt magnetiskt motstånd som kan regleras. Motståndet kan regleras i små steg vilket gör att denna modell är en rörelsetränare som inte ger ett tungt motstånd.</p> <p>Lätt att flytta.</p> <p>Display visar varvtal, tid, kaloriförbrukning och distans.</p>
Armtränare, aktiv enkel. Vuxna.		
Medema		
	Storlek cm Längd: 50 Bredd: 43 Höjd: 38	
	Levereras med antiglidmatta. Beställ huvudhjälpmedel och handtag i sortimentskatalogen och koppla en arbetsorder till förskrivningen för montering.	

Cykel Monark Compact Rehab 881E		<p>Benergometer som är mycket lämplig för konditionsträning. Belastningen kan kalibreras.</p> <p>Ställbara vevarmar både i längd och i vinkel. Display visar varv/min, totalvarv och tid. Transporthjul och transporthandtag.</p>
Bentränare, aktiv enkel. Vuxna.		
Medema		
	Storlek Längd: 54 cm Bredd: 47 cm Höjd: 55 cm Vikt: 22 kg	
	Beställ huvudhjälpmedel och pedaler i sortimentskatalogen. Koppla arbetsorder till förskrivningen för montering av pedaler.	

Manuped		<p>Manuped för träning av både armar och ben. Möjliggör träning utan behov av stöd eller avlastning under rörelsen för patient med egen styrka.</p> <p>Två olika radielägen i både arm- och bendel. Steglös justering av motstånd. Justerbar i höjd med säkerhetslås.</p> <p>Cykeldator som mäter hastighet, distans, totaldistans, körtid och har klocka.</p>
Arm- och bentränare, aktiv enkel. Vuxna.		
Primed		
	Storlek Längd: 54 cm Bredd: 47 cm Höjd: 55 cm Vikt: 22 kg	
	Levereras med långa golvplattor.	

Oxycycle III		En arm-/bentränare med motor som hjälper brukaren att röra armar alternativt ben. Rörelsehastighet och belastning regleras genom handdosan.
Arm- och bentränare. Aktiv/passiv enkel. Vuxna.		
Alfacare		
	Storlek	LCD-display med tid, varv/minut och totalt antal varv.
	Längd: 50 cm Bredd: 46 cm Höjd: 38 cm	
	Vikt: 8,5 kg	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. Levereras med antiglidmatta. Beställ huvudhjälpmedel, pedaler eller handtag i sortimentskatalogen och koppla en arbetsorder till förskrivningen för montering.		



Theratrainer Mobi		Arm- och bentränare som tillåter passiv, aktiv och assisterad träning (sensorer känner av patientens aktivitet).
Arm- och bentränare. Aktiv/passiv/avancerad. Vuxna.		
Alfacare		
	Storlek	0–60 varv/minut, framåt/bakåt med mjukstart och avstängning. Träningsmotstånd inställbart i steg från 0–15, träningstid inställbar från 1–180 minuter. Displayen visar avstånd, träningstid, antal varv, effekt och kaloriförbrukning.
	Längd: 50 cm Bredd: 46–56 cm Höjd: 43 cm	
	Vikt: 12–13 kg	
Pedaler och handtag ingår.		

Moto med Viva 2 light (ben)		Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben. Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet.
Bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna.		
Primed		
	Storlek	Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmkontroll som stannar och vänder rörelsen vid upptäckt spasm.
	Längd: 60–66 cm Bredd: 59 cm Höjd: 105–117 cm	
	Vikt: 31 kg	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. Inkl. fotplattor och vaddstöd.		

Moto med Viva 2 light (ben och arm)		Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben och arm. Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet.
Arm- och bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna.		
Primed		
	Storlek	Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmskontroll som stannar och vänder rörelsen vid upptäckt spasm.
	Längd: 61–87 cm Bredd: 59 cm Höjd: 105–117 cm	
	Vikt: 41 kg	
	Maximal användarvikt: 135 kg	
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. Inkl. fotplattor och vadväst.		

Moto med Loop light (ben)		Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben. Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet.
Bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna.		
Primed		
	Storlek	Belastning Max 100 watt. Terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke och multipel skleros. Användaren kan även sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.
	Längd: 70 cm Bredd: 60 cm Höjd: 107–122 cm	
	Vikt: 30 kg	
	Maximal användarvikt: 135 kg	
Inkl. fotplattor och vadväst.		

Moto med Loop light (ben och arm)		Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för arm/ben. Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet.
Arm- och bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna.		
Primed		
	Storlek	Belastning Max 100 watt. Terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke och multipel skleros. Användaren kan även sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.
	Längd: 70 cm Bredd: 60 cm Höjd: 107–122 cm	
	Vikt: 33 kg	
	Maximal användarvikt: 135 kg	
Inkl. fotplattor och vadväst.		

Splint		Används vid kontrakturprofylax samt för att minska spasticitet. Splintarna blåses enkelt upp med munnen.
Splint i olika storlekar		
Medema		
	Storlek Lång arm 80 cm Kort arm 70 cm Halv arm 53 cm Armbåge 40 cm Hand 20 cm Vad/lår 60 cm Helt ben utan sula	
Urias Filter		
Medelma		
	5 st/fp	

