


Moto med Loop Light

Arm- benträning avancerd aktiv/passiv, vuxen

Beställningsunderlag

Alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.

| Standardutförande | |
|--|--|
| <p>Modeller standardprodukter</p> <p>MOTOMed® Loop Light.l (Ben), vadvstöd</p> <p>MOTOMed® Loop Light.la (Ben & Arm), vadvstöd</p> | <p style="text-align: right;">HMV art.nr.</p> <p style="text-align: right;">45916</p> <p style="text-align: right;">45990</p> |
| <p>I standardutförande ingår</p> <p>Träningshjälpmiddel med aktiv/passiv funktion för ben eller arm/ben.</p> <p>Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet.</p> <p>Belastning max 100 Watt.</p> <p>Terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke, och multipel skleros. Användaren kan även sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.</p> <p>Inbyggd spasmkontroll som stannar och vänder rörelsen vid upptäckt spasm.</p> <p>Inkl. fotplattor och vadvstöd.</p> <p>Maximal användarvikt: 135 kg</p> | |
|  | |
| Tillbehör som ej ingår i standard | HMV art.nr. |
| Funktionsvante | 21335 |
| Underarmsstöd med handtag | 42066 |

Mer information på leverantörens hemsida: www.primed.se