

Röstförstärkare

RÖSTFÖRSTÄRKARE

Artikelnummer	Storlek	Vikt	Leverantör	Klassificering
43478	45 x 96 x 120 cm	395 g + headset	Picomed	Konsumentprodukt

Pico Voicebox 18 med trådlöst headset

Bärbar röstförstärkare som ökar röstvolymen via trådlös mikrofon och högtalare. Inga inställningar krävs – kan användas direkt. Stöttålig och regnsäker. Levereras med svart trådbundet headset, laddare, bärrem och väska.



Artikelnummer	Tillbehör – <i>Se bilder längst ner på sidan</i>
48074	Klädmikrofon svart, 3,5 mm anslutning
48672	Strupmikrofon svart, 3,5 mm anslutning
48670	Mikrofon svart, huvudburen, 3,5 mm anslutning
48671	Mikrofon hudfärg, huvudburen, 3,5 mm anslutning

Artikelnummer	Storlek	Vikt	Leverantör	Klassificering
48665	28 x 86 x 106 cm	175 g + headset	Picomed	Konsumentprodukt

Pico Voicebox 10 med trådbundet headset

Bärbar röstförstärkare som ökar röstvolymen via trådbunden mikrofon och högtalare. Inga inställningar krävs – kan användas direkt. Stöttålig och regnsäker. Levereras med svart trådbundet headset, laddare, bärrem och väska.



Artikelnummer	Tillbehör – <i>Se bilder</i>
48074	Klädmikrofon svart, 3,5 mm anslutning
48672	Strupmikrofon svart, 3,5 mm anslutning
48670	Mikrofon svart, huvudburen, 3,5 mm anslutning
48671	Mikrofon hudfärg, huvudburen, 3,5 mm anslutning
46858	Trådlöst headset



Klädmikrofon



Strupmikrofon



Huvudburen, svart



Huvudburen, hudfärgad

SORTIMENTSÖVERSIKT

Röstförstärkare

Artikelnummer	Storlek	Vikt	Leverantör	Klassificering
19915	25 x 70 x 117 cm	173 g	Xena Medical	Konsumentprodukt

MMT-4

Bärbar röstförstärkare som ökar röstvolymen via trådbunden mikrofon och högtalare. Mikrofonarmen är flexibel. Levereras med headset, laddare, bärrem och väska.

Användningstid: Cirka 8 timmar

Laddningstid: 10–12 timmar

Övrigt

Utgående produkt. Levereras i mån av tillgång.



RÖSTGENERATOR

Artikelnummer	Leverantör	Klassificering
40867	Atos Medical	MDR

TruTone

Röstgenerator som kan hjälpa den som mist sin röst till följd av operation av struphuvudet att göra sig hörd igen. Den kan också användas av patienter som upplever en temporär röstförsämring eller måste vila rösten efter en exempelvis tracheotomi eller är kopplade till en respirator. Levereras med batteri, laddningsladd och extra skruvlock.

